


第9回日本臨床検査自動化研究会

EXHIBITORS' CATALOGUE

JSCLA

Sep. 15-17
1977

TOKYO



ごあいさつ

わが国に化学自動分析機が初めて輸入されたのは昭和35年(1960)、38年には本会の前身AA研究会が発足した。その後多くの国産機器が誕生し、また欧米からもAA以外の多くの自動機器が導入されたこともあって、昭和48年(1973)には日本臨床検査自動化研究会(JAPAN SOCIETY of CLINICAL LABORATORY AUTOMATION, JSCLA)と改名、その第1回大会が開かれている。そして今年で9回目を迎えるが、この間におけるわが国検査部門の自動化はめざましいものがあり、世界各国から大きく注目されている。その推進力になったのはもちろんこの自動化研究会とその展示会であろう。

私は時々外国の学会に出席するが、自動機器や関連試薬の種類の多いことではこの展示会が世界最大であろうと信ずる。とにかく欧米のほとんどの製品が出品され、それに未だ外国に出品されたことのない沢山の国産機器や試薬が加わるわけである。これだけの出品を毎回集められる展示業務会委員の方々のご努力は並々ならぬものと察するが、特に今回は日本臨床化学会と会期が重なることもあって、さらに多くの関連機器や試薬を集められ展示会期も3日間に延長されたご厚意に心から感謝したい。

会員および関連の方々には是非この大展示会をご覧になられ、自分のところに新しくまたは次期に何を選んだらよいかなどを沢山の中から真剣に吟味して頂きたいと思う。各社とも自信の作品と思うが、病院や検査部門の性格で適、不適もあろうから、高価な機器だけにその期待にそわなかった時には悲劇が大きい。

そんな意味で折角のチャンスを有効にご利用頂ければ幸である。

第9回日本臨床検査自動化研究会会長

齊 藤 正 行

展 示 品 目 録

目 次 I

臨床化学分析機 1~25

pH メーター／1

浸透圧計／1

分光光度計・比色計／2

炎光光度計／6

原子吸光光度計／8

デンストメーター・電気泳動装置／8

クロマトグラフ／11

簡易分析装置／12

専用分析装置／14

多項目分析装置／18

血液検査機器 21~41

血球計数器／27

赤血球沈降速度測定器／31

血液凝固測定器／31

血液凝集測定器／34

赤血球抵抗測定器／35

血液像分類器／36

骨髓像分類器／37

血液ガス測定器／38

血液単項目測定器／40

血液多項目測定器／40

目 次 II

尿 分 析 器43~44

免疫血清反応用機器45~48

RIA / 45

血清反応用機器 / 47

細菌検査用機器48~49

生理検査用機器49

周 辺 機 器51~60

染色装置 / 51

分注器 / 52

希釈器 / 54

振とう器 / 56

遠心分離器 / 57

洗浄器 / 58

天秤 / 58

アクセサリ / 59

目 次III

データ処理用機器	61~65
----------	-------

コンピューター	61
プリンター	64

試 薬	66~111
-----	--------

コントロール血清（正常値域）	66
コントロール血清（異常値域）	68
血液凝固コントロール血清	72
GOT, GPT 測定用試薬	74
LDH 測定用試薬	78
Al-p 測定用試薬	82
酸ホスファターゼ測定用試薬	84
γ -GTP 測定用試薬	84
LAP 測定用試薬	86
CPK 測定用試薬	86
CHE 測定用試薬	88
α -HBD 測定用試薬	88
アミラーゼ測定用試薬	88
コレステロール測定用試薬	90
TG 測定用試薬	92
リン脂質測定用試薬	94
β -リボ蛋白測定用試薬	94
総タンパク測定用試薬	94
アルブミン測定用試薬	96
BUN 測定用試薬	96
尿酸測定用試薬	98
クレアチニン測定用試薬	100
TTT, ZTT 測定用試薬	100
ビリルビン測定用試薬	102
グルコース測定用試薬	102
カルシウム測定用試薬	106
マグネシウム測定用試薬	106
無機磷測定用試薬	106
血液検査用試薬	108
血清検査用試薬	108
尿検査用試薬	110

目 次IV

器具，器材112～123

寺内ケミカル(株)取扱品目／112

日本ケミファ(株)取扱品目／112

藤沢メディカルサプライ(株)取扱品目／112

富士工業(株)取扱品目／114

フナコシ薬品(株)取扱品目／116

(株)バンフィック科学貿易取扱品目／120

(株)ヤترون取扱品目／120

(株)三共(株)取扱品目／122

(株)富士理研取扱品目／122

出展会社別索引125～136



医は仁術。 経営はリース術。

センチュリーは医療機器リースを通じて、
病院経営の合理化をお手伝いします。

主要リース物件

コンピュータモグラフィ／超音波診断装置／総合検
診システム／患者監視装置／血液自動分析装置／
人工腎臓装置／全身麻酔装置／X線TV装置／自
動現像機／窓口業務合理化機器／その他関連装置

CLC センチュリー
リーシング システム

本社／〒105 東京都港区浜松町2-4-1

世界貿易センタービル10F

☎03(435)4426 (医療
担当)

●大阪支店 ☎06(252)5201(代)

名古屋営業所 ☎052(586)0777(代)

福岡営業所 ☎092(451)6191(代)


① 臨床化学分析機器



病院まるごと、リース。

名医かならずしも名経営者ならず。病院経営の合理化、設備の充実についてお悩みではありませんか。日本リースでは、これからの病院経営のために、パッケージ方式によるリースシステムをおすすめしています。パッケージとは「ひとまとめ」の意味。いちどに多額の資金をご用意にならなくても、病院のための土地・建物をはじめ、最新の医療機器、事務機、ベッドなどの設備から、病院の管理や経営相談まで、すべてのご要望にお応えします。病院の開業、増築、改築にあたっては、ぜひいちど日本リースにご相談ください。

土地・建物から医療設備まで パッケージ リース



- 土地 ●建物
- 院内施設・設備 ●医療機器
- サービス(固定資産税の申告、納付、損害保険の付保など)
- 病院経営のコンサルタント

 **日本リース**
株式会社

本社／東京都千代田区有楽町1-12-1新有楽町ビル1007(03)214-2341 全国営業網／東京・大阪・札幌・仙台・名古屋・岡山・広島・福岡・新潟・北陸・千葉・横浜・静岡・神戸・徳山・高松

pH メーター

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
デジタル pH・イオンメーター 601A 販売元 (株)日科機	サンプル量: 1 ml 以上 読 取 方 式: 7 素子平面デジタル 精 度: 0.1 pH, 1 mV 電極の種類: 4 種数 床 面 積: 33×18(cm) 使用電力: 18W 重 量: 4 kg 標準価格: ¥ 330,000	601A型は pH ISO ポイント可変機構を備えているため、更正および再更正が簡単にできる。また相対電位の測定ができるため、イオン電極を使った精密測定や標準添加法、錯化法などができる。 製 造 米国・オリオン社

滲透圧計

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
アドバンス滲透圧計 D II 型 販売元 富士工業(株)	測定範囲: 0~2,000 mos/kg 測定原理: 氷点法 処理能力: 30検体/時間 サンプル量: 0.2 ml 床 面 積: 38×38(cm) 重 量: 25.9kg 使用電力: 117V 3A(昇圧器付) 標準価格: ¥ 1,880,000	単一検体完全自動型。スタートボタンを押すだけで測定値がデジタル表示され、次の検査まで固定される。測定値は電子回路で検出されるため、タイマー検出機等でトラブルのあった氷点に達する時間変化にも対処できる。 製 造 米国・アドバンス社
アドバンス滲透圧計 C II 型 販売元 富士工業(株)	測定範囲: 0~2,000 mos/kg 測定原理: 氷点法 処理能力: 30検体/時間 サンプル量: 0.2 ml 床 面 積: 43.2×94(cm) 重 量: 38.6kg 使用電力: 117V 3A(昇圧器付) 標準価格: ¥ 3,480,000	多検体完全自動処理型、スタートボタンを押すだけの操作で、44検体の測定結果がプリントアウトされる。0.2mlの微量測定は精密なバス温度制御装置によって優れた再現精度をもつ。各種警告装置もそなえた完全自動機種。 製 造 米国・アドバンス社

分光光度計、比色計

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
デジタル分光々度計 エンザイムシステム55型 販売元 安部商事(株)	光 源： 波 長 範 囲：200～900 nm 処 理 能 力：60～100検体/時間 サンプル量： 床 面 積： 重 量： 使用電力： 標準価格：¥ 9,000,000より	パーキンエルマー・コールマン社55型分光光度計はフローセル方式の半自動方式にも使用可能。 550, 551, 57シリーズデジタルダブルビーム分光光度計にも接続可能 輸 入 安部商事(株)
デジテック 販売元 (株)アムコ	光 源：タングステンランプ 波 長 範 囲：366～610 nm 処 理 能 力： サンプル量：200, 100, 13 μ l 床 面 積：30.5×33(cm) 重 量：4.2kg 使用電力：55～24W, 100V 標準価格：¥ 980,000	デジテックは、可視部測定から紫外部測定まで広範囲な検査が可能。吸光度・透過率・濃度はデジタルで表示され、また専用試薬キットを使用すれば簡単な操作で、短時間にデータ処理ができる。 製 造 米国・Bio Dynamics 社
デルター1000 販売元 (株)アナリス	光 源： 波 長 範 囲：340～700 nm 処 理 能 力： サンプル量：1.5～3 ml 床 面 積：0.29m ² 重 量：24kg 使用電力：300W 標準価格：¥ 3,250,000	酵素活性測定用。測定セルの高精度恒温保持(25, 30, 37°C)±0.05°C。 0-1.999 Abs まで直線性 ΔTカウント 15秒、30秒、1分、2分、4分 タイマー組込、プリントアウト フローセルセット組込 製 造 米国・SKI 社
AMINCO-BOWMAN 蛍光分光光度計 販売元 (株)セントラル科学貿易	光 源：キセノンランプ 波 長：200～800 nm 処 理 能 力：30検体/時間 サンプル量：10 μ l～1 ml 床 面 積：91×128(cm) 重 量： 使用電力：200W 標準価格：¥ 4,800,000	NIH の Dr. R.L. Bowman の開発による蛍光分光光度計で、全世界で幅広く利用されている。 使用目的に応じ、種々の機種から選べるし、アクセサリ群は全ての機種に共通。 製 造 米国・American Instrument Co.

分光光度計、比色計

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
分光光度計 SPECTA-30 販売元 東芝メディカル㈱	光 源：タングステンランプ 波 長 範 囲：330～900 nm 処 理 能 力：最大 600 検体/時間 サンプル量：1.5 ml 床 面 積：52.1×37.5(cm) 重 量：約20kg 使用電力：100V 標準価格：¥ 1,490,000	この装置は、1.5 ml という微量のサンプル量で精度の高い測定ができる。またサンプルは約 6 秒で結果（濃度、吸光度または透過率）を表示と同時にプリントアウトする。 製 造 東芝メディカル㈱
UVスペクトロ・フォトメーター UV分光光度計 販売元 日本テクニコン㈱	光 源：D ₂ タングステンランプ 波 長 範 囲：200～900 nm 処 理 能 力：検査システムによる サンプル量：検査システムによる 床 面 積：33×58(cm) 重 量：23kg 使用電力：30W 標準価格：	連続流れ方式による自動分析に最も適し、真のダブルビーム光学系を採用した最もドリフトの少ない安定した分光光度計。オートアナライザーⅡ型と用いることで完璧な分析が行なえる。 製 造 米国・テクニコン社
ギルフォード システム 4 販売元 ㈱日科機	光 源：タングステンランプ 波 長 範 囲：340～700 nm 処 理 能 力： サンプル量：10～100 μ l 床 面 積：152×61(cm) 重 量：72kg 使用電力：100V 1.4A 標準価格：¥ 5,500,000	マイクロコンピュータをカリキュレーター部に組み込んだ酵素、薬物血中濃度、反応速度分析のためのセミオート分析システム。高精度の分析プロセスはマルチチャンネル機器のリファレンスとしての能力を備えている。 製 造 米国・ギルフォード社
ギルフォード ステイザーⅢ 販売元 ㈱日科機	光 源：タングステンランプ 波 長 範 囲：340～700 nm 処 理 能 力：300検体/時間 サンプル量：250 μ l 床 面 積：0.15m ² 重 量：14.9kg 使用電力：0.7A 標準価格：¥ 1,600,000	NBS規格のスタンダードフィルター、温度コントロールフローセル等各種の機能を備え検査室のリファレンス機器としての高性能と、あらゆるサンプルに対処できる耐久性を兼ね備えたルーチン用分光光度計。 製 造 米国・ギルフォード社

分光光度計、比色計

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
UVIDEC-60型 臨床検査用分光光度計 販売元 ㈱日本分光メディカル	光 源：タングステンランプ 波 長 範 囲：330～900 nm 処 理 能 力：5 秒/ 1 検体（平均） サンプル量：1～2 ml 床 面 積：45.5×45(cm) 重 量：19kg + 7 kg 使用電力：150W 標準価格：¥ 1,180,000	1. サンプリングは吸引方式。 2. 測光方式は回折格子分光計。 3. 濃度計算は完全自動。 4. プリンター内蔵。 5. 曲った検量線でもリニアライザーで直線化可能。 製 造 日本分光工業㈱
UV-50型 分光光度計 販売元 ㈱日本分光メディカル	光 源：タングステンランプ 波 長 範 囲：330～900 nm 処 理 能 力： サンプル量：1～2 ml 床 面 積：46×28(cm) 重 量：12.5kg 使用電力： 標準価格：¥ 340,000	1. 普及型分光光度計の決定版。 2. 光学系は回折格子分光器。 3. お求めやすい低価額。 4. 操作はきわめて簡単。 5. 安定性は抜群。 6. 電源内蔵、床面積が小さい。 製 造 ㈱日本分光メディカル
701A形 日立システム光度計 販売元 日立産業㈱	光 源：タングステンランプ 波 長 範 囲：415～800 nm 処 理 能 力：100検体/ 8 分 サンプル量：1.5 ml 以上 床 面 積：90×61(cm) 重 量：52kg 使用電力：130V A 標準価格：¥ 2,150,000	市販の試験管がそのまま反応から比色セルまで使用出来る。試験管直接測光だからコンタミネーションの心配がなく、くりかえし測定も可能。凹面回折格子を使用した2波長測光で妨害成分や試験管のキズの影響も極少。 製 造 ㈱日立製作所
100-22形 日立分光光度計 販売元 日立産業㈱	光 源：タングステンランプ 波 長 範 囲：330～900 nm 処 理 能 力：100検体/10分 サンプル量：1.5 ml(最少) 床 面 積：90×70(cm) 重 量：40kg 使用電力：135V A 標準価格：¥ 880,000	試料の吸入から測定結果の印字（プリンターはオプション）までをワンタッチ操作で行なえる臨床検査専用の自動分光光度計。定評ある日立 100 シリーズ分光光度計にシンプルな機構のサンプルシッパを組込んである。 製 造 ㈱日立製作所

分光光度計、比色計

品 名 ・ 社 名	仕 様	特 色 ・ 概 要
平板型スケール移動式 直読式光電比色計 販売元 ㈱富士理研	光 源： 波 長 範 囲：400～700 m μ 処 理 能 力： サンプル量：1 ml 以上 床 面 積： 重 量： 使用電力：100V 標準価格：¥ 475,000	本器は、検量線が曲っても直線でも速かに、正確に測定できる安価な比色計である。直線の場合はデジタル表示により直に濃度がよみとれる。曲線の場合はスケールの交点目盛から濃度を直読でき、便利で実地的な比色計。 製 造 ㈱富士理研
ADS 富士デジタル濃度計 販売元 富士工業㈱	光 源： 波 長 範 囲： 処 理 能 力：1,200検体/時間 サンプル量：1 ml 床 面 積：28×68.5(cm) 重 量：12kg 使用電力：70W 標準価格：¥ 400,000	シングルビーム、フィルター方式光度計で標準試料法にて直接濃度のデジタル数値が得られる。調整個所の少ない本器は簡易分析器として、スピードアップされ、試料も 1 ml と微量分析が容易に可能である。 製 造 (有)秋山電機製作所

炎光光度計

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
コーニング 450 炎光光度計 販売元 東日本地区 朝日ライフサイエンス(株) 西日本地区 朝日メディコ(株)	光 源： 波 長 範 囲： 処 理 能 力：100検体/時間 サンプル量：150 μ l 床 面 積：43×49(cm) 重 量：50kg 使用電力：100 V, 50/60 Hz 標準価格：	Li 内部標準、Na, K 同時測定、デジタル表示。ダイリューター、コンプレッサー標準装備、サンプラー、プリンター接続可。自動点火、自動ガスオフ付き。 製 造 米国・コーニング社
コーニング 460 全自動炎光光度計 販売元 東日本地区 朝日ライフサイエンス(株) 西日本地区 朝日メディコ(株)	光 源： 波 長 範 囲： 処 理 能 力：100検体/時間 サンプル量：40 μ l 床 面 積：83×60(cm) 重 量：76kg 使用電力：100 V, 50/60 Hz 標準価格：	全自動。コンプレッサー、プリンター内蔵。サンプラー36検体。ダイアライザー方式による自動希釈。自動校正全操作手順は安全自動。緊急検体用の STAT ボタン付き。尿、血清の切換ワンタッチ。 製 造 米国・コーニング社

炎光光度計

品 名 ・ 社 名	仕 様	特 色 ・ 概 要
コーニング 430 炎光光度計 販売元 東日本地区 朝日ライフサイエンス(株) 西日本地区 朝日メデイコ(株)	光 源： 波 長 範 囲： 処 理 能 力：100検体/時間 サンプル量：80 μ l 床 面 積：43×49(cm) 重 量：39kg 使用電力：100 V, 50/60 Hz 標準価格：	Li 内部標準、Na, K 同時測定、デジタル表示。ダイリ्यूーター、コンプレッサー標準装備。レコーダー、オートサンブラー接続可。自動点火、自動ガスオフ付き。 製 造 米国・コーニング社
全自動炎光光度計 M-1 販売元 (株)島津製作所	光 源： 波 長 範 囲：589～766.5 nm 処 理 能 力：100検体/時間 サンプル量：5～10 μ l 床 面 積：42.4×50(cm) 重 量：42kg 使用電力：100V, 2A 標準価格：	・ Na, K を同時測定デジタル表示。 ・ 血中リチウム（精神錯乱の治療薬）の濃度測定が可能。 ・ 安全装置、自動点火、自動炎光調整つき。 製 造 コタキ製作所
FLAME-30 型 自動記録炎光光度計 販売元 (株)日本分光メディカル	光 源： 波 長 範 囲： 処 理 能 力： サンプル量：150 μ l 床 面 積：40×43(cm) 重 量：35kg 使用電力：100W 標準価格：¥ 1,800,000	Li 内部標準方式の全自動炎光光度計であり、操作がきわめて容易で、再現性が良好である。 1. 新方式のパーナーによる安定したフレーム。 2. 保守が特に容易である。 製 造 (株)日本分光メディカル

原子吸光光度計

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
PERKIN-ELMER HGA-2100形 フレームレスアトマイザー 販売元 日製産業㈱	光 源： 波 長 範 囲： 処 理 能 力： サンプル量：1～100 μ l 床 面 積：30×56(cm) 重 量：47kg 使用電力：210～240V, 15A 標準価格：¥ 2,800,000	1. 従来のバーナ法に比較して、1,000倍程もよい検出限界が得られる。 2. 試料は数 μ l でよく、固定試料も直接測定できる。 3. 完全自動のガスプログラミング方式により、操作はきわめて簡単。 輸 入 日製産業㈱
PERKIN-ELMER 603 形 原子吸光分光光度計 販売元 日製産業㈱	光 源：ホローカソードランプ 波 長 範 囲：180～900 nm 処 理 能 力： サンプル量：4 ml 以上 床 面 積：120×60(cm) 重 量：約96kg 使用電力：100～125V, 200W 標準価格：¥ 9,450,000	1. マイクロコンピュータ内蔵の高性能原子吸光／炎光分光光度計。 2. 高分解能のダブルビーム光学系はバーナ方式、フレームレス方式のいずれにも使用可能。 3. 自動校正方式を採用。 輸 入 日製産業㈱

デンストメーター、電気泳動装置

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
自動電気泳動装置 OLYMPUS AES 販売元 オリnbas販売㈱	光 源：タングステン光源 OD測定範囲：0～1.8 記 録 方 式：感熱方式 処 理 能 力：200検体/5 時間 床 面 積：185×76(cm) 重 量：170kg 使用電力：100 V, 10 A 標準価格：未 定	(1)血清塗布、泳動、染色脱色、デンストメトリまで全行程が自動化。 (2)泳動システムは電気泳動学会標準操作法による。 (3)データの再現性信頼性が大幅に向上。 (4)特別付属にオートサンプラーがある。 製 造 オリnbas光学工業㈱

デンストメーター、電気泳動装置

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
電気泳動装置 CEP 3 型 販売元 萱垣医理工業㈱	光 源： OD測定範囲： 記 録 方 式： 処 理 能 力：20～40検体/時間 床 面 積：50×30(cm) 重 量：10kg 使用電力：100 V, 65 VA 標準価格：¥ 215,000	電気泳動学会の標準操作法規格で製作しており、各社の膜の寸法に合わせられるようになっているほか、寒天を支持体とする電気泳動にも適応できる。 微量の検体でも分析ができ、分離が明瞭で定量に有利な装置。 製 造 萱垣医理化学工業㈱
フルオートマチック デンストメーター ADC 20-S 販売元 萱垣医理工業㈱	光 源：タングステンランプ OD測定範囲：0-03-2.0 (-log T) 記 録 方 式：アナログ、デジタル 処 理 能 力：20検体/時間 床 面 積：55×45.6(cm) 重 量：38kg 使用電力：100 V, 190 VA 標準価格：¥ 1,900,000	フルオートマチックデンストメーターADC-20 Sは高度なIC技術によりスピード、耐久性など検査室の合理化に貢献。パーソナルコンピューターとの併用によりデータ処理、泳動条件管理などにも使用できる。 製 造 萱垣医理化学工業㈱
D-707 コスモフル オートデンストメーター MARK III 販売元 コスモ㈱	光 源：タングステンランプ DO測定範囲：0.4～1.7 記 録 方 式：熱ペン感熱記録紙 処 理 能 力：100検体/70分 床 面 積：93.5×72(cm) 重 量：45kg 使用電力：100 V, 3 A 標準価格：¥ 4,500,000	血清蛋白分画のデータ処理まで一貫操作の無人化デンストメーター。オプションでT Pボードを接続すると、g/dl と同時に算出することができる。 製 造 コスモ㈱
デンストメーター 販売元 三光純薬㈱	光 源：ハロゲンランプ OD測定範囲：0.3～2.0 記 録 方 式：アナログ熱ペン式 処 理 能 力：20検体自動 床 面 積：26×43(cm) 重 量：30kg 使用電力： 標準価格：¥ 1,980,000	高性能：マイクロコンピューター内蔵 自動連続測定：20検体自動 自動零点：自動ピーク点 分画比%、A/G 比、トータル%の自動算出。 多用途用：70×220、厚さ12mmまで可能 製 造 光和機材㈱

デンストメーター、電気泳動装置

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
ナショナル・エレクトロニク ・デンストメーター 販売元 長瀬産業(株)医療システム部	光 源：ハロゲンランプ、150W OD測定範囲：0～1.5 Abs 記 録 方 式：デジタルプリント 処 理 能 力：18秒、30秒/検体 床 面 積：(53+35)×47(cm) 重 量：本体35kg、記録部24kg 使用電力：200W 標準価格：¥ 2,480,000	試料の濃淡にかかわらずブラウン管および記録波形の最大ピーク波高が一定で観測しやすい。日付、試料ナンバー、A/G、各分画値印字。分画値合計 100.0 %。異常分画検体停止報知、またはスイッチの切替えて連続測定。 製 造 松下電子工業(株)
HAD-201 形 平沼デンストフォトメーター 販売元 日製産業(株)	光 源：Wランプ 5V、1A OD測定範囲：0～2.0 記 録 方 式：デジタルレコーダー 処 理 能 力：20検体/12分 床 面 積：71×54(cm) 重 量：50kg 使用電力：300W 標準価格：¥ 2,500,000	1. デンストメーターとしても、フォトメーターとしても使用可能。 2. 114mm のチャートに記録印字するので、データの整理が容易。 3. 報告データと、控データを反覆測定機構により連続記録。 製 造 平沼産業(株)
全自動濃度計 FD-B8 型 臨床検査用高速デンストメーター 販売元 (株)富士理研	光 源：ヨードランプ OD測定範囲：0～2.0 記 録 方 式：熱ペン 処 理 能 力：1 検体/10秒 床 面 積：44×56(cm) 重 量：25kg 使用電力：100 V～115 V 標準価格：¥ 2,200,000	本機は、省力化に即応した高速全自動蛋白測定用。分画図、数値等は、同一紙上10秒以内に打出され、ワンタッチで100検体を抜群の精度で処理する。Semi-Auto 切換可能により全ての規模の検査室にマッチする装置。 製 造 (株)富士理研
調製用ゲル電気泳動分離回収装置 フリカバラー II 型 販売元 (株)富士理研	光 源： OD測定範囲： 記 録 方 式： 処 理 能 力： 床 面 積：30×16(cm) 重 量：1 kg 使用電力： 標準価格：¥ 262,000	泳動中の物質を有効的に冷却されたゲルカラムの途中で回収するユニークな方法で、試料の希釈変性等の欠点が解消され、また装置の位置、向き、方向を自由に選ぶことができ、回収液を電極液に関係なく独自に選べる利点あり。 製 造 (株)富士理研

デンスitomーター、電気泳動装置

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
デンシトメーター 型式TW-100G 販売元 和光純薬工業 [㈱]	光 源：タングステンランプ OD測定範囲：2.0まで 記 録 方 式：波形と%は横型印字 処 理 能 力：1 検体/30秒 床 面 積：60×50(cm) 重 量：40kg 使用電力：100V, 2A 標準価格：¥ 1,950,000(暫定)	データは見やすい横型印字。 ゼロ調整とフルスケールの設定は自動的に行ない、試料は1枚ずつ切らずに20検体まで連続自動測定可能。 試料の大きさに合わせて測定幅や試料数も自由にセットできる。 製 造 [㈱] 東洋製作所

クロマトグラフ

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
ウォーターズ高速液体クロマト グラフ 販売元 日本ウォーターズリミテッド	測 定 項 目：生体内の各種化合物 分 析 方 法：液体クロマトグラフィ サンプル量：1 μ l~2 ml 記 録 計：あり 床 面 積：150×50(cm) 重 量：50kg 使用電力：500W 標準価格：¥ 3,500,000より	現在一般的に行なわれている臨床化学分析は比色法(反応試薬による)に依存しているが、本法は2カラムを用いて混合物を各化合物レベルまで分離し、紫外線吸収計によって定量する、非常に新しい分析法である。一般臨床化学分析、薬物代謝などあらゆる分野に利用できる。 製 造 米国・ウォーターズアソシエート社

簡易分析装置

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
オリンパス初速度光度計 QUICKRATE 販売元 オリンパス販売㈱	測定項目数：17項目 チャンネル数：1チャンネル 処理能力：1検体/約5分 サンプル量：10～100 μl 床面積：30×52.7(cm) 重量：15kg 使用電力：100 V, 250 W 標準価格：¥ 9,000,000	(1)酵素活性をレートアッセイ測定。 (2)高精度の準度制御により、信頼度の高いデータが表示。 (3)係数はマニュアル設定。 (4)小検体のルーチンあるいは緊急検査に最適。 製 造 オリンパス光学工業㈱
アイトーン・マークII 販売元 ㈱京都第一科学	測定項目：3項目 チャンネル数： 処理能力：1検体/1.5分 サンプル量： 床面積：10.0×17.5(cm) 重量：400 g 使用電力：商用電源、電池、2W 標準価格：発売予定 10月末日	血中のグルコース、尿素窒素、ビリルビンの3項目を簡易、迅速、さらに高精度に測定できる臨床検査用ポータブル分析計。一般診療用、緊急用など幅広い用途をもち、あらゆる先生方の必需品。価格、経費も安い。 製 造 ㈱京都第一科学
U-Chemista 販売元 日製産業㈱	測定項目数：16項目 チャンネル数：1チャンネル 処理能力： サンプル数：20～50 μl 床面積：31×34.5(cm) 重量：13kg 使用電力：170 VA (MAX) 標準価格：¥ 580,000	16項目にわたる試料の最適波長をワンタッチでセットでき、さらにゼロ調整、検量線は全項目独立して可変可能なので、一検体同時多項目測定が可能になり、コンパクトな設計と併わせて緊急検査に特に大きな威力を発揮する。 製 造 立石電機製造㈱

簡易分析装置

品 名 ・ 社 名	仕 様	特 色 ・ 概 要
RaBA-SUPER 販売元 中外製薬㈱	測定項目数：25項目 チャンネル数： 処 理 能 力：40検体/時間 (LDH) サンプル量：20 μ l～50 μ l 床 面 積：1,870m ² 重 量：14kg 使用電力：200W 標準価格：¥ 1,100,000	・初速度法と比色法が1台で測定可能。 ・測定値はデジタルで表示され、プリントアウトも可能。 ・オートブランク機構なので、調節操作は不用。 ・緊急検査、とび込み検査に最適。 製 造 ㈱京都第一科学
ハイスタット 700 日立臨床化学分析装置 販売元 日製産業㈱	測定項目数：17項目 チャンネル数： 処 理 能 力：10項目/約10分 サンプル量：50 μ l/項目 床 面 積：50×43.7(cm) 重 量：27kg 使用電力：250 VA 標準価格：¥ 1,150,000	・項目選択不要。 ・操作スイッチなし。 ・レートアッセイ採用で短時間測定。 ・二波長測光法採用。 ・零点、感度は自動調整。 ・試薬はあらかじめキュベットに封入されている。 製 造 ㈱日立製作所
UV・酵素測定用分析機 エンザックアナライザー 販売元 藤沢メディカルサプライ㈱	測定項目数： チャンネル数： 処 理 能 力： サンプル量：0.02～0.03 ml 床 面 積：48.5×40.6(cm) 重 量：15.4kg 使用電力：100 V 標準価格：	本機はUV法による酵素活性測定機であり、簡単な操作で結果が国際単位で表示される。また通常の分光光度計としても使用でき、係数補正を行なうことにより濃度として表示することも可能である。 製 造 米国・クレイアダムス社 (ベクトン、ディッキンソン社事業部)

専用分析装置

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
コーニング 940 カルシウム メータ 販売元 東日本地区 朝日ライフサイエンス(株) 西日本地区 朝日メディコ(株)	測定項目: カルシウム 分析方法: 処理能力: 100検体/時間 サンプル量: 100 μ l または 10 μ l 床面積: 34×25(cm) 重量: 10kg 使用電力: 100 V, 50/60 Hz 標準価格:	同一試薬で連続20検体測定。校正、測定はブッシュボタン。mg %と mEq/l, また 20 μ l, 100 μ l の切換はワンタッチ。検量線不要、ウォームアップタイム 5 分。 製 造 米国・コーニング社
コーニング 920 クロライド メータ 販売元 東日本地区 朝日ライフサイエンス(株) 西日本地区 朝日メディコ(株)	測定項目: クロール 分析方法: 処理能力: 100検体/時間 サンプル量: 20 μ l または 100 μ l 床面積: 30×13(cm) 重量: 4.5kg 使用電力: 100 V, 50/60 Hz 標準価格:	同一試薬で連続20検体以上測定。自動ゼロリセット付。すべてにブッシュボタンを採用。コンディショニングサイクルと自動ブランクで1点校正。2000 mEq/l 以上になると自動的に change solution を表示。 製 造 米国・コーニング社
クロライドメータ 販売元 (株)島津製作所	測定項目: 1項目 分析方法: 処理能力: 1検体/25秒 サンプル量: 20 μ l, 50 μ l 床面積: 30×15(cm) 重量: 12 kg 使用電力: 100 V, 1 A 標準価格: ¥ 3,500,000	試料注入後スタートボタンを押すだけで測定が行なえる。 検出用の銀電極と硫酸水銀電極がサーミスターとともに1体の電極となっているため、内部液の補充で半永久的に使用できる。 製 造 東亜電波工業(株)
島津臨床用ナトリウム・カリウム イオンメータ CIM-101 販売元 (株)島津製作所	測定項目: 2項目 分析方法: 処理能力: 1検体/1分 サンプル量: 約 500 μ l 床面積: 48×55(cm) 重量: 20 kg 使用電力: 100 V, 300 VA 標準価格: ¥ 3,500,000	本装置は、血液中のナトリウム、カリウムイオン濃度をイオン電極法により迅速・簡易に測定する臨床検査用の装置で、サンプルをシリンジで装置の注入口に注入するだけで、測定値が自動的にデジタル表示される。 製 造 (株)島津製作所

専用分析装置

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
電解質緊急検査装置 スタット/イオン 販売元 日本テクニコン(株)	測定項目: 4項目 分析方法: 処理能力: 48検体/時間 サンプル量: 0.3 ml 床面積: 118×50(cm) 重量: 54 kg 使用電力: 2.5A 標準価格:	世界で初めてのイオン選択電極法で Na, K, Cl, を測定。危険性が全くなく、操作が簡単に行なえる。CO ₂ を加えた同時測定をわずか0.3 mlの検体量で分析可能。血液、尿の両用システムにもなっている。 製 造 米国・テクニコン社
グルコースアナライザー 23 A 販売元 (株)日科機	測定項目: グルコース 分析方法: 処理能力: 48検体/時間 サンプル量: 25 μ l 床面積: 33×21(cm) 重量: 6.8 kg 使用電力: 115±15 V, 60W 標準価格: ￥ 1,500,000	全血測定可能でサンプル量は 25 μ l の微量測定。また操作が簡易で、スピーディに測定でき、試薬代金もわずか5円。本機はコンパクトであり、毎月の保守は数分で簡単にできる。 製 造 米国・YSI 社
カルシウム・イオン・アナライザー モデル SS-20 販売元 (株)日科機	測定項目: イオン化カルシウム 分析方法: イオン電極法 処理能力: 20検体/時間 サンプル量: 0.5 ml 以下 床面積: 50×59(cm) 重量: 22 kg 使用電力: 100V, 100W 標準価格: ￥ 3,600,000	全血サンプルのままで、血清中のイオン化カルシウムをダイレクトに定量する。サンプル測定、キャリブレーション、クリーニングが自動的に行なわれる測定機構のため操作が簡単。 製 造 米国・オリオン社
ナトリウム/カリウム・アナライザー モデル SS-30 販売元 (株)日科機	測定項目: 2項目 分析方法: イオン電極法 処理能力: 75検体/時間 サンプル量: 0.5 ml 以下 床面積: 50×59(cm) 重量: 22 kg 使用電力: 100W 標準価格: ￥ 4,000,000	全血サンプルのままで Na ⁺ , K ⁺ を48秒で測定。電極法採用のため火気の使用できない環境にも設置することができ、試薬の供給から廃液処理まですべてのプロセスが計器内部で行なわれるので、誰でも測定ができる。 製 造 米国・オリオン社

専用分析装置

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
CL-3 形 平沼臨床検査用 クロライドカウンタ 販売元 日製産業㈱	測定項目: Cl^- 分析方法: 電量滴定方式 処理能力: 1 検体/約30秒 サンプル量: 0.05ml または 0.10ml 床面積: 21×29.5(cm) 重量: 約9 kg 使用電力: 100V±10V, 25W 標準価格: ¥ 380,000	1. 生体液中の塩素イオンを熟練なしに高精度で迅速に測定できる。 2. 測定結果は mEq/l 単位でデジタル表示。 3. デジタルプリンター、サンプルチェンジャーを接続し自動化できる。 製造 平沼産業㈱
セラー 100 形 堀場血清中 Na, K イオン分析計 販売元 日製産業㈱	測定項目: Na, K (2 項目) 分析方法: イオン電極法 処理能力: 1 検体/約60秒 サンプル量: 0.5 ml 床面積: 26×35(cm) 重量: 約3 kg 使用電力: 100V±10V, 8W 標準価格: ¥ 980,000	1. イオン電極測定法により、 Na^+ 濃度、 K^+ 濃度が同時測定できる。 2. Na^+ , K^+ とも mEq/l 単位でデジタル表示。 3. 操作が簡単。 製造 ㈱堀場製作所
772 形 日立電解質分析装置 販売元 日製産業㈱	測定項目: Na, K, Cl (3 項目) 分析方法: 液膜型イオン電極法 処理能力: 1 検体/30秒 サンプル量: 300 μl /3 項目 床面積: 38×29(cm) 重量: 4 kg 使用電力: 10VA 標準価格: ¥ 1,300,000	・Na, K, Cl 同時測定。 ・炎を使用しない電極法。 ・標準濃度合わせが独立に行なえる。 ・スターラと本体が一体構造。 ・電極の保守が容易。 製造 ㈱日立製作所
702 形 日立電解質自動分析装置 販売元 ㈱日立メディコ (臨床分野)	測定項目: Na, K, Cl (3 項目) 分析方法: 液膜型イオン電極法 処理能力: 60検体/時間 サンプル量: 100 μl /3 項目 床面積: 78×55(cm) 重量: 30 kg 使用電力: 200VA 標準価格: ¥ 6,000,000	・マイクロコンピュータ内蔵。 ・Cl/Na 比印字。 ・自動濃度合わせ。 ・緊急割り込み自由 (2 方法)。 ・アラーム内容をプリンター印字。 ・検体セット数 100 検体。 製造 ㈱日立製作所

専用分析装置

品 名 ・ 社 名	仕 様	特 色 ・ 概 要
血糖分析装置 グルコライザー™ 販売元 小野薬品工業㈱ 三共㈱	測定項目：血糖（血清・血漿） 分析方法：酸素電極法 処理能力：60秒以内/1検体 サンプル量：10 μ l 床面積：36×42(cm) 重量：約16.5 kg 使用電力：165W 標準価格：	・わずか10 μl の血液（血清・血漿）と簡便な操作で、正確な血糖値を0～999 mg/dl の範囲で測定できる。 ・検体をピペットで注入すれば、その後の行程はすべて自動的に行なわれる。 製 造 ㈱京都第一科学
グルコースアナライザー M-207 販売元 ㈱ヤマトロン	測定項目：グルコース 分析方法：電極法 処理能力：80検体/時間 サンプル量：10 μ l 床面積：40×28(cm) 重量：12.5 kg 使用電力：100 V, 17 VA 標準価格：¥ 1,390,000	酵素試薬と酸素電極の組合わせによる特異性の高い高感度測定法で、微量検体で、迅速に、精確なグルコース値が得られる。また操作性、経済性にも優れ、特に中小病院のルーチン検査や大病院の緊急検査に最適。 製 造 ㈱柳本製作所
レフロマート 販売元 山之内製薬㈱	測定項目：グルコース 分析方法：2光源補償反射率測定 処理能力：1検体/2分 サンプル量：専用試験紙使用 床面積：25×18(cm) 重量： 使用電力：9 W 標準価格：¥ 110,000	(1) 2光源補償方式で測定値はいつも安定（精度はCV<5%、正確度は±10%）。 (2) 測定値は明確で簡単なダイヤル目盛を読みとる。 (3) スケールは試験紙のロットごとに補正され、いつも正確な測定値が得られる。 提 携 ペーリンガー・マンハイム・ジャパン㈱

多項目分析装置

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
ユニテストシステム 販売元 ㈱アムコ	測定項目数：24項目 チャンネル数：1チャンネル 処 理 能 力： サンプル量：100, 13 μl 床 面 積：30.5×33(cm) 重 量：4.1 kg 使用電力：100V, 35W 標準価格：¥ 350,000	ユニテストシステムはユニメーター 300 遠心器 E-24、専用試薬キットからなるシステムで、短時間で誰でも簡単な操作で血液中の各成分を分析することができる。日常検査から緊急検査まで使用することができる。 製 造 米国・Bio Dynamics
ウルトララブシステム 販売元 ㈱アムコ	測定項目数：31項目 チャンネル数：1チャンネル 処 理 能 力：400検体/時間 サンプル量： 床 面 積：100×64(cm) 重 量：150 kg 使用電力：100V, 10A 標準価格：¥ 8,800,000	本機は融通性に富んだ機器。分析種目により一番適切な分析方法を使用でき、その切換えが迅速簡単で、自家試薬で微量化が可能。最終的データは各ユニットよりコンピューターにオンラインで入り総合伝票に打出し可能。 輸 入 ㈱アムコ
自動分析装置 OLYMPUS ACA-6000 販売元 オリンパス販売㈱	測定項目数：23項目 チャンネル数： 処 理 能 力：240検体/時間 サンプル量：10～65 μl 床 面 積：212×130(cm) 重 量：940 kg 使用電力：100 V, 61 A 標準価格：未 定	(1)ユニット方式のため、8, 12, 16, 20 ch の中から選択可能、またレートアッセイを 4ch 組込むことが可能。(2) CPU 接続により、項目選択が可能。(3)自動検量線係数設定、ブランク補正、曲線補正、精度管理等ができる。 製 造 オリンパス光学工業㈱

多項目分析装置

品 名 ・ 社 名	仕 様	特 色 ・ 概 要
RRA 340-II 酵素反応速度測定装置 販売元 光和機材㈱	測定項目数：12項目 チャンネル数：1チャンネル 処理能力：55検体/33分 サンプル量：10～100 μ l 床面積：120×70(cm) 重量：125 kg 使用電力：700W 標準価格：¥ 7,000,000	独自の三入力除算法の連続測定により変化率が一定になったところを自動的に判定検出表示する。また、1検体1ディスクで反応、測定を行なうので検体間の誤差を最少限に押えている。純国産品であり、操作が非常に簡単。 製造 光和機材㈱
デュボン aca 臨床用 自動化学分析装置 販売元 ㈱島津製作所	測定項目数：30項目 チャンネル数：30チャンネル 処理能力： サンプル量：20 μ l～500 μ l 床面積：153×78(cm) 重量：454 kg 使用電力：115V, 20A 標準価格：¥46,700,000	生化学検査の自動販売機。時代を先取りした理想的なシステム。しかも装置を変更せずに現在のユニットで30項目から将来は62項目の分析ができ、この中から自由に分析項目を選択できる現代と将来を結ぶ装置システム。 製造 DUPONT Instruments
ROTOCHEM II a/36 データリンク・システム 販売元 ㈱セントラル科学貿易	測定項目数：22項目 チャンネル数： 処理能力：300～1000検体/時間 サンプル量：5～50 μ l 床面積：300×102(cm)×2セット 重量： 使用電力：3000W×2セット 標準価格：¥75,000,000	36キューベットタイプのプロトケムと、15キューベットタイプのプロトケムを全く独立に操作し、それぞれで得られたデータは、コンピューター、システム相互間で、オンライン処理により検体ごとの報告書にまとめあげる。 製造 米国・American Instrument Co.
アボット超微量分析装置 ABA-50 販売元 アボット㈱	測定項目数：23項目以上 チャンネル数： 処理能力：120検体/時間 サンプル量：5 μ l 床面積：35×52(cm) 重量： 使用電力： 標準価格：¥ 3,600,000	2波長測光法、超微量システム、コンパクト設計、高い処理能力、反応速度測定と反応終点測定の選択、ハードとソフトのコンプリートサービスなどの特徴により、多項目少検体測定に、緊急検査に、バックアップ機器に最適。 製造 米国・アボット・ラボラトリーズ

多項目分析装置

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
アボット自動分析装置 ABA-100 販売元 アボット(株)	測定項目数：29項目以上 チャンネル数： 処 理 能 力：186検体/時間 サンプル量：5 μ l 床 面 積：47×55(cm) 重 量：53 kg 使用電力：1.6A 標準価格：¥ 9,800,000	(1)2波長測光法を採用。(2)超微量システム(血清量5 μ l, 試薬量250 μ l)。(3)コンパクト設計(付帯設備を必要としない)。(4)高い処理能力と迅速な項目変換。(5)反応速度測定と反応終点測定に。(6)コンプリートサービス。 製 造 米国・アボット・ラボラトリーズ
自動化学分析装置 TBA-360 販売元 東芝メディカル(株)	測定項目数：24項目 チャンネル数：2チャンネル 処 理 能 力：60～120検体/時間 サンプル量：8～56 μ l 床 面 積：93×53(cm) 重 量：約150 kg 使用電力：100 V, 0.6 kVA 標準価格：¥13,000,000	この装置は、患者から採取した血清中に含まれる微量の酵素などを定量分析する。マイクロコンピュータを内蔵して、測定時間の短縮、測定精度の向上をはかった、小形の卓上タイプの2チャンネル分析装置。 製 造
臨床検査自動分析装置 Flieger 240 R 販売元 東陽通商(株)	測定項目数： duo-single 240検体/時間 dual-channel 120検体/時間 サンプル量：10～20 μ l 床 面 積：145×120(cm) 重 量：100 kg 使用電力：0.8 kVA 標準価格：¥16,000,000	・kinetic reaction 専用機。 ・項目切替がきわめて容易で全てワンタッチ操作。 ・2 channel ごとの追加増設が可能。 ・コンピュータ付専用データ処理機には分析装置本体が6台まで接続可能。 製 造 日本テクトロン(株)
臨床検査自動分析装置 Flieger 240 E 販売元 東陽通商(株)	測定項目数： duo-single 240検体/時間 dual-channel 120検体/時間 サンプル量：20～50 μ l 床 面 積：145×120(cm) 重 量：120 kg 使用電力：0.8 kVA 標準価格：¥12,000,000	・end-point determination 専用機。 ・項目切替がきわめて容易で全てワンタッチ操作。 ・2 channel ごとの追加増設が可能。 ・コンピュータ付の専用データ処理機には分析装置本体が6台まで接続可能。 製 造 日本テクトロン(株)

多項目分析装置

品 名 ・ 社 名	仕 様	特 色 ・ 概 要
CentrifiChem® System 400 販売元 長瀬産業㈱医療システム部	測定項目数：27項目以上 チャンネル数： 処 理 能 力：120～600検体/時間 サンプル量：3～50 μ l 床 面 積：分析部 100×64(cm) 重 量：分析部 250 kg 使用電力：分析部 4 kW 標準価格：¥23,500,000	マイクロコンピュータを内蔵し、測定プログラムの設定、切替がワンタッチ。試薬消費量が少なく経済的かつ正確な高精度の検体秤量。マニュアル操作で自由自在なプログラム設定。自動トラブル検索機構。 製 造 米国・ユニオンカーバイド社
Nikon エンザイムアナライザー RA-270システム 販売元 二光機材㈱ 旭硝子㈱	測定項目数：20項目 チャンネル数： 処 理 能 力：270検体/時間 サンプル量：項目必要量+100 μ l 床 面 積：78×72(cm) 重 量：90 kg 使用電力：1 kW 標準価格：¥ 9,200,000	・サンプリングからデータ打出しまで全自動の酵素反応速度測定装置。 ・GOT, GPT 同時測定。 ・反応速度法で時間当たり 270 検査の処理能力。 ・2波長測光方式採用。 製 造 日本光学工業㈱
ハイセル ミニアナライザー1600 販売元 日機装㈱	測定項目数：15+ α チャンネル数：16チャンネル 処 理 能 力：112項目/時間 サンプル量：10～100 μ l 床 面 積：0.4m ² 重 量： 使用電力：100 V, 5 A, 標準価格：¥11,000,000	16項目同時測定とは思えないほど小型。測定に必要な事項は、全てマイクロコンピュータが制御するため操作が大変容易。緊急検査が、ルーチン検査をさまたげることなく、いつでもできる。 輸 入 三菱商事㈱
ハイセル スーパー 17 販売元 日機装㈱	測定項目数：30項目 チャンネル数：19チャンネル 処 理 能 力：1140項目/時間 サンプル量：1.2 ml 床 面 積：1.0m ² 重 量：770 kg 使用電力：200 V, 30 A, 標準価格：¥56,000,000	完全選択機構内蔵のためワークシートも要らず、試薬の浪費もない。測定結果は報告書に必要な事項とともに記載されるため、転記は一切不要。内蔵コンピュータの余力が使えるため、大幅な低コストでシステム化が可能。 輸 入 三菱商事㈱

多項目分析装置

品 名 ・ 社 名	仕 様	特 色 ・ 概 要
機能別検査特殊検査目的オートアナライザーⅡ型 AAⅡ 販売元 日本テクニコン(株)	測定項目数：40項目以上 チャンネル数：1チャンネル 処理能力：60～120検体/時間 サンプル量：0.05～0.15 ml 床面積：25×65(cm) 重量：125 kg 使用電力：11A 標準価格：	AAⅠ型とともに自動分析の基本システムとして世界で一番の使用実績をもっている。AAⅡ型は生化学分析だけでなく、広く製薬、農業、工業分析も行ない、データの正確さと長期にわたる使用に耐えるアナライザー。 製造 米国・テクニコン社
超微量生化学自動分析装置 スタック 販売元 日本テクニコン(株)	測定項目数：18項目 チャンネル数： 処理能力：30検体/時間 サンプル量：10～50 μ l 床面積：152×58(cm) 重量：180 kg 使用電力：20 mA 標準価格：	24時間緊急体勢のなかにあつて、いつでも求める検査をわずか2分で結果をプリントアウトする。マイクロコンピュータを内蔵し常に正確さを維持し、操作が非常に簡単になっているのも特色。 製造 米国・テクニコン社
12種目同時分析用 オートアナライザー SMA 12/60 販売元 日本テクニコン(株)	測定項目数：25項目 チャンネル数：12チャンネル 処理能力：60検体/時間 サンプル量：1～2.5 ml 床面積：246×160(cm) 重量：540 kg 使用電力：18A 標準価格：	SMA シリーズとしてマイクロライザー（微量サンプルで緊急、小児、老人用）、ミニライザー（小型でチャンネル増設形）、SMA 6/60（6項目機能別分析用）など各種必要に応じたシステムの選択ができる。 製造 米国・テクニコン社
完全自動多種目同時分析用 オートアナライザー スマック 販売元 日本テクニコン(株)	測定項目数：28項目 チャンネル数：20チャンネル 処理能力：150検体/時間 サンプル量：0.25～0.5 ml 床面積：224×114(cm) 重量：1,800 kg 使用電力：5.4 kVA 標準価格：	世界最大かつ高性能システムとして、海外はもとより日本における普及も著しく、環境医学、産業医学への管理時代にさきがけたバイオケミカルプロファイリングに発展させる唯一のシステム。 製造 米国・テクニコン社

多項目分析装置

品 名 ・ 社 名	仕 様	特 色 ・ 概 要
ギルフォード システム 3500 販売元 ㈱日科機	測定項目数： チャンネル数： 処 理 能 力：最大 150検体/時間 サンプル量：10～50 μ l 床 面 積：78.1×69.9(cm) 重 量：131 kg 使用電力：4.3A 標準価格：¥ 9,800,000	マイクロコンピュータを内蔵したマルチポイント分析により高精度の反応速度分析、エンドポイント分析、薬物血中濃度が可能。磁気カードによるプログラム選択はハイレベルの生化学分析を容易にルーチン化する。 製 造 米国・ギルフォード社
自動生化学分析装置 Coulter® Kem-o-Lab 販売元 ㈱日科機	測定項目数：17項目（同時6項目） チャンネル数： 処 理 能 力：240検体/時間 サンプル量：10～40 μ l 床 面 積： 重 量： 使用電力： 標準価格：¥17,700,000	各項目ごとに専用モジュールで測定。容易なオペレーション、豊富な警報システム、停電対策用の充電式バッテリーなどのコンパクトな設計に加えて、給排水設備不用のフリーセットで検査室内の設置場所を選ばない。 製 造 米国・コールター社
Coulter Chemistry 販売元 ㈱日科機	測定項目数： チャンネル数：22チャンネル 処 理 能 力：60検体/時間 サンプル量：3.0 ml 床 面 積： 重 量： 使用電力： 標準価格：¥75,000,000	ブランクテスト、スタンダライゼーションテスト、血清のコーディング、サンプリング、試薬の分注と攪拌、インキュベーション、比色、演算などを行ない、すべての結果および報告時間、患者コードなどをプリントアウトする。 製 造 米国・コールター社
ジェムサック MODEL-NIII 販売元 日本光電工業㈱	測定項目数：30項目以上 チャンネル数：14チャンネル 処 理 能 力：240検体/時間 サンプル量：5～50 μ l 床 面 積：約 2.5 m ² 重 量：350 kg 使用電力：平均 2 kVA 標準価格：¥33,000,000	・高精度遠心方式自動分析装置 ・コンピューター応用によるデータ処理と迅速分析による検査業務の省力化。 ・超微量分析による低コスト化。 製 造 米国・ENI 社

多項目分析装置

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
全自動生化学分析装置 JCA-SI 6 販売元 日本電子㈱	測定項目数：26項目 チャンネル数：1チャンネル 処 理 能 力：120検体/時間 サンプル量：110 μ l 床 面 積：0.56m ² 重 量：約 200 kg 使用電力：最大 1.0 kVA 標準価格：¥18,000,000	分析対象項目は、26項目から自由を選ぶ。1サイクル6項目が、連続自動分析できる。操作することは検体の準備、項目キー、スタートボタンを押すだけで、あとはすべて2台の内蔵コンピューターが行なう。 製 造 日本電子㈱
全自動生化学分析装置 JCA-H 6 販売元 日本電子㈱	測定項目数：27項目 チャンネル数：6チャンネル 処 理 能 力：120検体/時間 サンプル量：400 μ l 床 面 積：0.81m ² 重 量：約 350 kg 使用電力：最大 1.7 kVA 標準価格：¥24,000,000	回転反応管方式と独特のバルブカット法による正確な検体の秤取、予備加熱槽を併用した高安定な温調システムによる理想的な reaction rate assay が行なえる。6項目の同時分析が可能。 製 造 日本電子㈱
706D 形 日立自動分析装置 販売元 ㈱日立メディコ	測定項目数：23項目以上 チャンネル数：最大まで任意選択 処 理 能 力：240テスト/時間 サンプル量：10～100 μ l/項目 床 面 積：170×70(cm) 重 量：450 kg 使用電力：2.5 kVA 標準価格：¥22,000,000	ルーチン分析の分析項目グループを10グループまで自動的に切換え、比色分析と rate 分析を任意に組合わせることができる。条件変更が簡単で比色と rate の選択、波長の変更などワンタッチ。緊急検査も任意割込み可能。 製 造 ㈱日立製作所
716 形 日立自動分析装置 販売元 ㈱日立メディコ	測定項目数：同時15～17項目 チャンネル数：16チャンネル 処 理 能 力：120検体/時間 サンプル量：平均 15 μ l 床 面 積：250×150(cm) 重 量：900 kg 使用電力：5 kVA 標準価格：¥41,000,000	・コンタミネーションが少ないディスクリート方式。 ・自動検量線作成、自動零点、自動スパンチェックおよび自動調整。 ・自動的な装置チェック。 ・緊急検体の割込み処理。 製 造 ㈱日立製作所

多項目分析装置

品 名 ・ 社 名	仕 様	特 色 ・ 概 要
エンザイムイムノアッセイ シバシステム 販売元 ㈱パシフィック科学貿易	測定項目数： チャンネル数：1チャンネル 処理能力： サンプル量：50 μ l 床面積：80×100(cm) 重量：20 kg 使用電力：100W 標準価格：¥ 5,600,000	エンザイムイムノアッセイを行なうためのシステムであり、分光光度計、タイマー、プリンター、分注器からなっている。米国シバ社の試薬により血中薬剤濃度などの酵素免疫反応測定を行なうことができる。 製造 米国・シバ社
グライナーセレクトィブ アナライザー GSA II 販売元 ㈱パシフィック科学貿易	測定項目数：30項目 チャンネル数：30チャンネル 処理能力：300検体/時間 サンプル量：5～60 μ l 床面積：4.2×1.5(m) 重量：1,300 kg 使用電力：3 kVA 標準価格：¥ 150,000,000	ディスクリット方式を採用し、あらかじめセットされた項目（最大30）の中から検体ごとに全く任意の組合わせで測定が可能な自動分析装置。特徴ある ID 報告様式を備え、サンプル量は微量、蛍光光度計も組込まれている。 製造 スイス・グライナー社
酵素反応測定自動分析装置 AKES 販売元 利康商事㈱	測定項目数：20項目 チャンネル数：1チャンネル 処理能力：最高144検体/時間 サンプル量：最少5 μ l まで 床面積：140×30(cm) 重量：100 kg 使用電力：400W 標準価格：¥ 1,050,000	・完全自動化による必要労力の最小化。 ・積分法による直線性連続チェック方式。 ・酵素のほか基質濃度も分析可能。 ・±0.01℃の高安定温度コントロール。 ・検体処理スピードが速い。 製造 オランダ・ヴィタロン社
マルチ・マス・スクリーニング 検査装置 販売元 三田村理研工業㈱	測定項目数：12項目 チャンネル数： 処理能力：300検体/時間 サンプル量： 床面積：50×50(cm) 重量：30 kg 使用電力：100 V 標準価格：	・先天性代謝異常発見。 ・ディスクのパンチングと配置の自動化。 ・12項目までの検査試薬一培地混合液の自動分注。 ・デジタル色刷プリントアウト。 ・乳酸菌法とボイトラ法・ガスリー法の共用方式。 製造 三田村理研工業㈱

『最新医療機器』がお手軽に・・・

機(チャンス)を逃がさないータイムリーな設備導入に住商リースがお手伝いいたします。



ますます複雑化する検査測定。あなたの検査室の多忙度はいかがでしょう？新しい優れた機器を、手軽に、す早く。病院や検査センターの合理化プランをカタチにするために、住商リースのリースシステムをご活用なさいませんか？

住商リースは、豊富な経験と実績をつんだ医療機器のリースシステムをはじめとして、幅広い分野で活躍する総合リース企業です。リースなら、信頼できるリース会社をお選びください。

住商リースのワイドなリースシステム

- ・医療機器リース
- ・情報関連機器リース
- ・産業機械設備リース
- ・建設土木機械リース
- ・公害防止機器リース
- ・流通・商業設備リース
- ・自動車・輸送運搬機器リース
- ・その他あらゆる機械設備のリース



住商リース株式会社

★お問い合わせは、お気軽に下記までどうぞ。

大阪本社 〒550 大阪市西区土佐堀1-2-37(幸福ビル11・12F) ☎(06)441-6031/東京本社 〒160 東京都新宿区西新宿2-6-1(新宿住友ビル24F) ☎(03)344-1631


名古屋支店 ☎(052)963-2473(代表)/福岡支店 ☎(092)451-2901

営業所/広島 ☎(0822)48-2091~2/高松 ☎(0878)34-3550/富山 ☎(0764)33-1431/仙台 ☎(0222)64-0637/札幌 ☎(011)251-1378/静岡駐在員事務所 ☎(0542)52-6031

② 血液検査機器

病医院の経営を健全に伸ばすために――

医療機器、医療設備の 調達はリースで。



オリент・リースなら

あらゆる医療機器、医療設備をリースします

あらゆる機械設備をリースする総合リース会社、オリент・リースは医療機器、医療設備のリースについても豊富なノウハウと実績をもっています。病医院のご要望にきめ細かくおこなえます。人の健康を願うように病医院の経営も健全に――。リースならオリент・リースにご相談ください。

日本病院会 指定リース会社

OLC オリент・リース株式会社

●ご相談はお近くのオリент・リースへ

本 社 東京 〒105 東京都港区浜松町2-4-1(世界貿易センタービル) ☎(03)435-6641代

大阪 〒541 大阪市東区高麗橋 5-50(朝日生命館) ☎(06)201-1881代

支 店 札幌 ☎(011)281-2358代 名古屋 ☎(052)951-5711代 広島 ☎(0822) 28-3271代 福岡 ☎(092)781-1868代

営業所 秋田 ☎(0188) 34-9311代 仙台 ☎(0222) 22-4508代 新潟 ☎(0252)45-7351~2 宇都宮 ☎(0286) 21-1561代

大宮 ☎(0486)43-5126~7 横浜 ☎(045)641-9201代 静岡 ☎(0542) 54-7251代 浜松 ☎(0534) 53-2127代

金沢 ☎(0762) 63-2268代 京都 ☎(075)223-0266代 神戸 ☎(078)391-0243代 岡山 ☎(0862) 25-5875代

高松 ☎(0878) 21-7155代 徳島 ☎(0886) 53-7403 松山 ☎(0899) 47-1536代 下関 ☎(0832) 32-8275代

鹿児島 ☎(0992) 25-0751代

血球計数器

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
セルトラック 販売元 ㈱アムコ	測定項目：2項目 測定方法：電気抵抗検出方法 処理能力： サンプル量：10 μ l 床面積：27.6×38.1(cm) 重量：9.1 kg 使用電力：110V, 30W 標準価格：¥ 750,000	セルトラックは、貧血、循環器障害などの診断を目的とする血液検査の中でも、頻度の高い赤血球数、白血球数測定専用機。電気抵抗検出方式を使用しており、再現性は2%以内と正確。 製 造 米国・Bio Dynamics 社
トーア自動血小板計数装置 PL-100 販売元 東亜医用電子㈱	測定項目：血小板 測定方法：電気抵抗検出方式 処理能力：15秒以内（1回計数） サンプル量：全血 0.02 ml 床面積：26×46(cm) 重量：約 23 kg 使用電力：約 100 VA 標準価格：¥ 1,100,000	希釈遠心法の採用により、わずらわしいヘマト補正を追放した血小板専用機。 1. 自動引算回路内蔵。 2. ノイズはほとんどうけない。 3. ツマリは少なく、除去も簡単。 4. 水銀を、いっさい使っていない。 製 造 東亜医用電子㈱
トーア自動血球計数器 CC-107 販売元 東亜医用電子㈱	測定項目：WBC, RBC 測定方法：静電容量検出方式 処理能力：20秒以内（1回計数） サンプル量：全血 0.02 ml 床面積：27×36(cm) 重量：約 13 kg 使用電力：60 VA 標準価格：¥ 700,000	1. ノイズに強く、安定した再現性。 2. 低コストで高精能。 3. コンパクトで場所をとらない。 4. ツマリ除去装置付。 5. 同時通過補正回路内蔵。 製 造 東亜医用電子㈱
トーア自動血球計数装置 CC-108 システム 販売元 東亜医用電子㈱	測定項目：血液検査5項目測定 測定方法：電気抵抗検出方式 処理能力：9秒以内（1回計数） サンプル量：全血 0.02 ml 床面積：100×46(cm) 重量：約 65 kg 使用電力：最大 295 VA 標準価格：¥ 3,768,000	全血わずか 0.02 ml で、血液検査5項目（RBC, WBC, Hct, Hgb, MCV）が高精度で簡単にしかも早く得られ、任意の検体番号とともに印字。 製 造 東亜医用電子㈱

血球計数器

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
トーア自動血球計数装置 CC-108 販売元 東亜医用電子(株)	測定項目: WBC, RBC 測定方法: 電気抵抗検出方式 処理能力: 9秒以内(1回計数) サンプル量: 全血 0.02 ml 床面積: 26×46(cm) 重量: 約 24 kg 使用電力: 約 100 VA 標準価格: ¥ 1,500,000	1. 効率のよいシステム機構を内蔵、血液5項目測定までグレードアップできる。 2. 計数値の精度が安定。 3. ツマリは少なく、除去も簡単。 4. 水銀をいっさい使っていない。 製造 東亜医用電子(株)
コールター・カウンター ZF-6 型 販売元 (株)日科機	測定項目: 6項目 測定方法: 電気抵抗法、他 処理能力: 50検体/時間 サンプル量: 0.04 ml (全血) 床面積: 80×50(cm) 重量: 33 kg 使用電力: 100V, 2A 標準価格: ¥ 6,050,000	MCV を電気抵抗法により正確に測定し、これに赤血球数を乗じてヘマトクリットの実値を得ることができる(血清トラッピングによるヘマトクリット値の変動を完全に除去している)。 製造 米国・コールター社
コールター・チャナライザー C-1000 型 販売元 (株)日科機	測定項目: 生体細胞の粒度分布 測定方法: ZBI, ZF に接続 処理能力: 60検体/時間 サンプル量: 0.04 ml 床面積: 80×50(cm) 重量: 30.5 kg 使用電力: 100V 標準価格: ¥ 3,950,000	コールター・カウンターで得られる粒度分布測定情報をチャナライザーに接続することにより、赤血球・白血球・血小板・細胞・細菌等の微細な粒径の変化をとらえ、X-Yレコーダーにより分布曲線を数秒で作図できる。 製造 米国・コールター社
スロンボカウンター C 形 販売元 (株)日科機	測定項目: 血小板 測定方法: 電気抵抗法 処理能力: 60検体/時間 サンプル量: 0.033 ml (P. R. P) 床面積: 38×38(cm) 重量: 15 kg 使用電力: 100V, 2A 標準価格: ¥ 1,980,000	ヘマトクリット補正係数の演算回路が内蔵されており全血当たりの測定値が直読可能。血小板としての上限下限ダイヤルを設定し他粒子の数えこみを完全に防ぐ。リジェクトランプの採用により正常値からはずれた測定値をチェックできる。 製造 米国・コールター社

血球計数器

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
コールター・カウンター D 型 販売元 ㈱日科機	測定項目：白血球、赤血球 測定方法：電気抵抗法 処理能力：60検体/時間 サンプル量：0.04 mL（全血） 床面積：31×36(cm) 重量：19 kg 使用電力：100V，2A 標準価格：¥ 1,400,000	血球が通過する細口部のツマリが少なく、その除去も簡単。細口部の感度劣化による交換が全く必要ない。また、騒音、振動には非常に強く測定中に他機器を全く気にする必要がない。 製 造 米国・コールター社
コールター・カウンター ZBI 型 販売元 ㈱日科機	測定項目：赤血球、白血球、血小板 測定方法：電気抵抗法 処理能力：60検体/時間 サンプル量：0.04 mL（全血） 床面積：38×50(cm) 重量：20 kg 使用電力：100V，2A 標準価格：¥ 3,600,000	血球が通過する細口部の状態を高倍率光学系により監視できる。血球数測定はもちろん上限下限ダイヤルの任意設定によりブライズジョーンズ曲線を得ることができる（全ての粒子分野における粒子数、体積粒度分布が測定可能）。 製 造 米国・コールター社
ハイセルカウンター 500 システム 販売元 日機装㈱	測定項目数：5項目 検査方法： 処理能力：150項目/時 サンプル量：25 μ l 床面積：667cm ² 重量：14.5 kg 使用電力：100 V，0.6 A 標準価格：¥ 3,500,000	完全 IC 化により、高性能を超小型で実現した。ボタンを押すだけで簡単にカウントができる。新技術により、水銀を用いないため保守が大変容易な上、測定者の健康を害する恐れもない。 輸 入 三菱商事㈱
自動血球計数装置 MEK-1200 販売元 日本光電工業㈱	測定項目：赤血球、白血球、血小板 測定方法：電気抵抗検出方式 処理能力：360検体/時間 サンプル量：100 μ l 床面積：約 1,000 cm ² 重量：13 kg 使用電力：50 VA 標準価格：¥ 1,700,000	・ワンタッチで測定項目の変更ができ、血小板数も計数できるようになった。 ・同時通過補正回路により補正表不要。 ・希釈液の相違、温度変化にも影響されない。 ・直接吸引方式で、水銀を使用しない。 製 造 日本光電工業㈱

血球計数器

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
簡易血球計算器 アキュスタット ブラッドセルカウンター 販売元 藤沢メディカルサプライ(株)	測定項目：白血球、赤血球 測定方法：電気抵抗法 処理能力： サンプル量：0.025 ml(25 μ l) 床面積：31.8×30.5(cm) 重量：6.4 kg 使用電力：100V, 17W 標準価格：¥ 690,000	・専用希釈液により正確な検体希釈。 ・微量検体で測定可能。 ・取りはずしの簡単なアパーチャーにより、目づまりの除去が簡単。 ・小型・軽量である。 製 造 米国・クレイアダムス社
半自動血球計算器 オートサイトメーター II 販売元 (株)パシフィック科学貿易	測定項目：3項目 測定方法：光散乱方式 処理能力：40検体/時間 サンプル量：20 μ l 床面積：46×41(cm) 重量：20 kg 使用電力：500W 標準価格：¥ 3,000,000	アパーチャーチューブのつまりが絶対になく、きわめて簡単なオペレーションで操作できる血球計算器。低ランニングコスト(14円/検体)であり、水銀などのマノメーターは使用せず保守も非常に簡単。 製 造
セルクリット モデル 920-A 販売元 (株)パシフィック科学貿易	測定項目：4項目 測定方法：電気抵抗方式 処理能力：60検体/時間 サンプル量：20 μ l 床面積：25×30(cm) 重量：10 kg 使用電力：25W 標準価格：¥ 3,150,000	きわめて簡単なオペレーションで、Ht, RBC, WBC, HGB,の測定が行なえる。自動洗浄サイクルを備え、常につまりを防止。水銀マノメーターは使用しておらず、保守も非常に楽に行なえる。 製 造 米国・フィッシャー社
全自動血球計算器 ヘマライザー モデル 400 販売元 (株)パシフィック科学貿易	測定項目：3項目 測定方法：光散乱方式 処理能力：48検体/時間 サンプル量：40 μ l 床面積：85×55(cm) 重量：85 kg 使用電力：400W 標準価格：¥12,900,000	全血サンプルのバイブレーションから希釈、プリントアウトまでを全自動で行ない、その間オペレーターの必要はない。つまりは全くなく、微量サンプルであり、しかも低ランニングコスト(14円/1検体)。CVは2%。 製 造 米国・フィッシャー社

赤血球沈降速度測定器

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
SEDIMENTOR-120 販売元 武藤化学㈱	サンプル量：2 ml 測定原理： 同時処理数：48検体 測定時間：30分値、1、2時間値 床面積：4,500cm ² 重量：30 kg 使用電力：100V 標準価格：¥ 3,500,000	抗凝固剤加血液の試験管に血沈棒を挿入するだけで自動的に検体を吸引する。また HBs の感染防止になる。総数48検体を一度に測定可能であり、ランダムに検体を測定することもでき、1日の最大測定検体数は250検体。 製造

血液凝固測定器

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
コアギュレーション アナライザー 販売元 ㈱アムコ	測定項目数：2項目以上 チャンネル数： 測定方法： 同時セット数： 床面積：24.1×18.4(cm) 重量：4.7 kg 使用電力：100V, 20W 標準価格：¥ 450,000	コアギュレーションアナライザーは、血液凝固測定装置であり、凝固の形成を光電的に感知し、測定値を直接デジタルで表示する。器械の取扱い、操作が簡単であり、人による誤差がなく信頼度の高い結果が入手できる。 製造 米国・Bio Dynamics 社
オート・ファイ 販売元 エイ・エッチ・エス・ジャパン㈱	測定項目数：PT等4項目因子定量 チャンネル数：1チャンネル 測定方法：フィブリン付着 同時セット数：40検体 床面積：58×103(cm) 重量：68 kg 使用電力：600W 標準価格：¥ 7,800,000	本装置は血液凝固諸因子のスクリーニングから定量までの検査を全自動で行なう。測定原理上検体の濁度等に全く影響を受けないので高い精度と再現性が得られる。 製造 米国・デイド社

血液凝固測定器

品 名 ・ 社 名	仕 様	特 色 ・ 概 要
クロテックシステム 販売元 三光純薬㈱	測定項目：プロトロンビン時間他 チャンネル数： 測定方法：光電管による方法 同時セット数： 床面積：28×22(cm) 重量：2.2 kg 使用電力： 標準価格：¥ 400,000	- 測定値は正確で再現性が高い。 - 操作が簡単。 - コンパクトで場所を選ばない。 - 種々の検査にも応用できる。 輸 入 日本トラベノール㈱
SIENCO リノクロット 販売元 二光機材㈱	測定項目： チャンネル数：1チャンネル 測定方法：粘性変化から測定 同時セット数： 床面積：22×23(cm) 重量：5 kg 使用電力：100V, 30W 標準価格：	血液凝固の過程を連続的に記録する装置。 製 造 米国・SIENCO, Inc.
NKK P.A.C トレーサー MODEL PAC T-2D 販売元 二光機材㈱	測定項目：ADP等6項目 チャンネル数：2チャンネル 測定方法：光電光度式測定法 同時セット数：4検体 床面積：37×32(cm) 重量：15 kg 使用電力：100 V, 100 W 標準価格：	- 血小板凝集と凝固が同時に検査でき、また凝集と凝固の記録も同時にできる。 - 微量サンプルで検査できる。PRD(凝集計) 0.2 ml, DPP(凝固計) 0.1 ml 4項目の検査が同時にできる。 - 操作が簡単。 製 造 二光機材㈱
Coag-A-Mate Dual・Channel 販売元 ㈱日科機	測定項目：PT等4項目因子定量 チャンネル数：デュアル 測定方法：光学透過率検出方式 同時セット数：48検体 床面積：48.3×52(cm) 重量：23 kg 使用電力：100V 標準価格：¥ 4,950,000	検体を分注したテストトレーを設置し、スタートボタンを押すことにより自動的に測定する。検体の安定性を保つためにインキュベーションされるまで冷却されている。PT と APTT の同時測定が可能。 輸 入 日本ワーナーランパート社

血液凝固測定器

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
Coag-A-Mate, Single・Channel 販売元 (株)日科機	測定項目: PT, APTT 等4項目 チャンネル数: シングルチャンネル 測定方法: 光学透過率検出方式 同時セット数: 6検体 床面積: 38×23(cm) 重量: 6 kg 使用電力: 100V 標準価格: ￥ 860,000	検体を分注したテスト・トレーを設置し、スタートボタンを押すことにより自動的に測定する。プレインキュベーション用のデュアル・インキュベーターと自動的にプリントアウトするオート・メーターがオプションである。 輸 入 日本ワーナーランパート社
簡易型血液凝固測定器 MLA エレクトラ 650 販売元 (株)パンフィック科学貿易	測定項目: PT, APTT, FIB 他 チャンネル数: 4チャンネル 測定方法: 比濁による光学的検出 同時セット数: 1検体 床面積: 30×30(cm) 重量: 15 kg 使用電力: 100W 標準価格: ￥ 1,700,000	高精度の光学系を持った凝固測定器で、誰にでも迅速容易に検査が行なえる。装置全体が温度制御されており、水槽等の必要はない。広範囲の試薬が使用でき、試薬の選択により因子分析もできる。 製 造 米国・フィッシャー社
全自動血液凝固測定器 MLA エレクトラ 600 販売元 (株)パンフィック科学貿易	測定項目: PT, APTT, FIB 他 チャンネル数: 4チャンネル 測定方法: 比濁による光学的検出 同時セット数: 50検体 床面積: 56×46(cm) 重量: 68 kg 使用電力: 200W 標準価格: ￥ 6,500,000	ターンテーブル上にならべられた50本の検体を、試薬の分注からプリントアウトまで完全自動で測定することができる。オペレーションは簡単で個人差の入る要素は全くない。試薬の選択により因子分析もできる。 製 造
血液凝固時間測定器 フィブロシステム 販売元 ベクトン・ディッキンソン オーバーシーズインク	測定項目: PTT 等10項目 チャンネル数: 測定方法: 電流・電圧の変化 同時セット数: 1検体 床面積: 約45×20(cm) 重量: 使用電力: 標準価格: ￥ 318,000	これまで肉眼検査に頼っていた凝固時間の測定を、電気回路を利用したメカニズムに置き換え、1/60秒単位で測定を可能にした。検査項目は一時に多検体1項目であるが、PTT から BART まで10項目の検査が可能である。 製 造 B-D 社 BBL 事業部

血液凝固測定器

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
血液凝固検査自動記録装置 CP-8 型 販売元 利康商事㈱	測定項目数：8 項目 チャンネル数：2 チャンネル 測定方法：TKG 法 同時セット数：2 検体 床 面 積：47×49.5(cm) 重 量：29.5 kg 使用電力：100V, 300W 標準価格：¥ 2,920,000	単に時間を測定するだけでなく、レコーダーにパターンを画いて出血素因を検索検出し、時間もデジタル表示する。トロンボカイネティックスの新概念により TKG を画き、血液凝固検査を疾病ごとにパターン認識できる。 製 造 米国・パイオ・データ社

血液凝集測定器

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
NKK プレートレット アグリゲーション トレーサー MODEL PAT-4 販売元 二光機材㈱	測定項目数：ADP 等 4 項目 チャンネル数：4 チャンネル 測定方法：光電光度計式測定法 同時セット数：4 検体 床 面 積：82×71(cm) 重 量：37 kg 使用電力：100 V, 120 W 標準価格：	・自動的に PRP (0%), PPP (100%) に記録計ペンを調整する。 ・PRP 0.2 ml で検査できる。 ・4 項目の検査が同時にできる。 ・操作が簡単でどなたでも使用できる。 製 造 二光機材㈱
SIENCO デュアルサンプル アグリゲーションメーター MODEL DP-247-E 販売元 二光機材㈱	測定項目数：ADP 等 4 項目 チャンネル数：2 チャンネル 測定方法：光電光度計式測定法 同時セット数：2 検体 床 面 積：67×62(cm) 重 量：22 kg 使用電力：100 V, 100 W 標準価格：	・2 種類の血小板凝集検査を同時にできる。 ・血小板数の少ないサンプル (PRP 50,000/mm³) でも測定できる。 ・いろいろな種類のキュベットが利用できる。 製 造 米国・SIENCO, Inc

血液凝集測定器

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
フラジリグラフ D3 販売元 ㈱日科機	測定項目：血球および血小板凝集 チャンネル数：1チャンネル 測定方法：濁度法 同時セット数：1検体 床面積：55×35(cm) 重量：4.5 kg 使用電力：100W 標準価格：¥ 1,400,000	血球または血小板浮遊液をスターラー付きのキュベットに入れ、透過率の変化をレコーダー上に表わす。凝集状態を任意の時間でプロットすることができる。また同一原理により血液凝固の測定も可能。 製 造 イスラエル・エレメディックス社
血小板凝集自動検査装置 PAP-3 型 販売元 利康商事㈱	測定項目：血小板凝集濃度 チャンネル数：1チャンネル 測定方法：アグレゴメーター法 同時セット数： 床面積：46×49.5×22.9(cm) 重量：25 kg 使用電力：100V, 150W 標準価格：¥ 2,460,000	- 血小板凝集濃度をパーセント表示。 - 血小板濃度を3段階に分けて表示。 - レコーダーの自動校正と標準化。 - 使用簡単、測定に個人差がない。 - 血小板5万あれば測定可能。 - 特製試薬の開発で、測定を標準化。 製 造 米国・バイオ・データ社

赤血球抵抗測定器

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
フラジリグラフ D3 販売元 ㈱日科機	測定項目：赤血球抵抗 測定方法：濁度および電導度測定 処理能力：12検体/時間 サンプル量：0.05 ml 床面積：55×35(cm) 重量：4.5 kg 使用電力：100W 標準価格：¥ 1,400,000	血球膜が破壊される際の浸透圧と、ヘモグロビン流出による濁度の変化をレコーダー上にプロットし、溶血開始から50%溶血、完全溶血と経時的に測定。 製 造 イスラエル・エレメディックス社

赤血球抵抗測定器

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
CPC 動的赤血球膜物性 検査装置 販売元 (株)パイオメディカル・ システムズ	測定項目：赤血球膜浸透圧抵抗等 測定方法： 処理能力：12検体/10分 サンプル数：約 10 μl 床面積：約80×50(cm) 重量：約 70 kg 使用電力：100V, 10A 標準価格：	この検査法は特殊なコイル（チューブ長さ 3 m）の中で動のかつ連続的に溶血を起こさせて赤血球膜にほんのわずかに影響を与える因子をも精確に捕捉する。 製 造 三鬼エンジニアリング(株)

血液像分類器

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
白血球自動分類装置 ヘマトラック 販売元 サクラ精機(株)	測定項目数：末梢血液白血球百分率 染色法：ライト単染色 同時セット数：1 検体 処理能力：50～55検体/時間 床面積：110×80(cm) 重量：182 kg 使用電力：100V, 15A 標準価格：¥ 5,500,000	輸 入 三菱商事(株)
完全自動血液像分析装置 ヘマログD 販売元 日本テクニコン(株)	測定項目数：9 項目 染色法：ペルオキシダーゼ他 同時セット数： 処理能力：60検体/時間 床面積：190×75(cm) 重量：675 kg 使用電力：20A 標準価格：	血液塗抹標本法にかわり、30,000個の白血球像を完全自動で次の項目について識別計数する。好中球、リンパ球、単球、好酸球、好塩基球、LUC, リメインダー、HPX。 細胞形態学的な観察、診断も可能。 製 造 米国・テクニコン社

血液像分類器

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
細胞分析装置 MICROX 販売元 代理店・ 日商メディサイエンス(株)	測定項目数：6項目 染色法：ライト染色 同時セット数：1検体 処理能力：40検体/時間 床面積：160×80(cm) 重量：220 kg 使用電力：100 V, 50/60 Hz 標準価格：¥32,000,000	1. わが国の細胞判定基準に準拠した白血球の識別論理がコンピュータライズされている。 2. 白血球の分類だけでなく、赤血球や血小板の判別算定にも利用できる。 3. 自動油浸、カラーモニターを採用。 製造 (株)立石ライフサイエンス研究所
メモリ分類計算器 MMT12 販売元 萱垣医理工業(株)	測定項目数：白血球分類測定 染色法： 同時セット数：1検体 処理能力： 床面積：60×47.5(cm) 重量：6 kg 使用電力：100V 標準価格：¥ 250,000	メモリー分類計算器は種類別に、しかも順不同に設計され類別項目のそれぞれの小計と総合計を計算し、内蔵の記憶装置に類別に記憶する類別計数装置。またプリンター接続によりプリントアウトはワンタッチでできる。 製造 萱垣医理工業(株)

骨髓像分類器

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
メモリ骨髓像計数装置 MMT 42 B 販売元 萱垣医理工業(株)	測定項目：白血球分類測定 染色法：各種適応 同時セット数：1検体 処理能力：42項目プリントアウト 床面積：33×43(cm) 重量：10 kg 使用電力：100 V, 60 VA 標準価格：¥ 550,000	マイクロコンピュータ内蔵により1台で血液像および骨髓像とが切り換え装置により測定できる。全項目の配列と打ち出し順序各小計等ブロックを自由に選択できる。またオプションにより大型計算機によるデータ処理が可能。 製造 萱垣医理工業(株)

骨髄像分類器

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
ALEX-8 販売元 武藤化学薬品(株)	測定項目：血球分類カウンター 染色法： 同時セット数： 処理能力： 床面積：1,110cm ² 重量：8 kg 使用電力：100V 標準価格：¥ 980,000	インターフェイス内蔵により即中央計算機にオンラインできる国内、外唯一の血球分類カウンター。32キーの配列はご自由なプログラムで、また尿沈渣および端末機としてもプログラムを変えることにより使用可能。 製造 武藤化学薬品(株)

血液ガス測定器

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
体外循環血液酸素飽和度 連続測定装置 フロッキンメータ 販売元 旭メディカル(株)	測定項目数： サンプル量： 同時セット数： 処理能力： 床面積： 重量：約 5 kg 使用電力： 標準価格：未 定	血液酸素飽和度 (SO ₂) をサンプリングすることなく体外循環中の血液回路の外側から、血流に影響せずに連続測定できる。人工心臓、人工腎臓、人工肝臓などの体外循環中の SO ₂ を連続的に監視できる。 製造 旭メディカル(株)
コーニング 165/2 血液 pH ガス分析装置 販売元 東日本地区 朝日ライフサイエンス(株) 西日本地区 朝日メディコ(株)	測定項目数：6 項目 サンプル量：175~500 μ l 同時セット数： 処理能力：1 検体/90秒 床面積：42×34(cm) 重量：29 kg 使用電力： 標準価格：	1つの検体チェンバーより6項目同時測定。全てにプッシュボタン採用、ソリッドステートヒーターによる温度コントロール。自動ガスオフ付き。 製造 米国・コーニング社

血液ガス測定器

品 名 ・ 社 名	仕 様	特 色 ・ 概 要
コーニング 175 全自動血液pH ガス分析装置 販売元 東日本地区 朝日ライフサイエンス(株) 西日本地区 朝日メディコ(株)	測定項目数：7項目 サンプル量：125～500 μ l 同時セット数： 処理能力： 床面積：69×50(cm) 重量：61 kg 使用電力： 標準価格：	自動校正、自動洗浄の全自動型、プリンター内蔵、エンドポイント自動検出、マイクロコンピュータ内蔵によるモニター、自動診断機能付き、患者検温 Hb 値、ダイヤルイン、30分ごと1点、2時間ごと2点自動校正。 製 造 米国・コーニング社
HEM-O-SCAN 酸素解離度測定装置 販売元 (株)セントラル科学貿易	測定項目数：1項目 サンプル量：2 μ l 同時セット数：1検体 処理能力：3検体/時間 床面積：51×41(cm) 重量：74 kg 使用電力：165W 標準価格：¥ 1,700,000	本装置は、わずか2 μ l の試料(全血あるいはヘモグロビン溶液)を用いて、ヘモグロビンの酸素結合能を、解離曲線により測定する画期的な分析装置。 製 造 米国・American Instrument Co.
血中ガス自動測定装置 BGA 販売元 日本テクニコン(株)	測定項目数：10項目 サンプル量：500 μ l 同時セット数： 処理能力：30検体/時間 床面積：51×43(cm) 重量：38 kg 使用電力：250W 標準価格：	全血サンプル吸引後約2分で pH、PCO ₂ 、PO ₂ 、ヘモグロビン、パロメーター圧の5種目を同時測定するとともに、BE(過剰塩基)、プラズマ HCO ₃ 真値、O ₂ 飽和度、O ₂ 含量、総 CO ₂ 値の5種目を自動計算して打ち出す。 製 造 米国・テクニコン社
全自動血液ガス分析装置 アイエルメーター 813 販売元 利康商事(株)	測定項目数：6項目 サンプル量：125～500 μ l 同時セット数： 処理能力：1検体/72秒 床面積：35×65×42(cm) 重量：42 kg 使用電力：200W 標準価格：¥ 7,800,000	・全自動だが、手動操作も可能。 ・連続自動校正(1秒間4回)。 ・患者体温にデータを補正可能。 ・ランニングコストを節約。 ・リカバリータイムが短時間。 ・警報システムで異常を表示。 製 造 米国・アイエル社

血液単項目測定器

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
ヘモグロビンメーター DC-401 販売元 ㈱ヤトロン	測定項目：ヘモグロビン 測定方法：シアンメト法 処理能力：180検体/時 サンプル量：20 μl (全血) 床面積：20×13×78(cm) 重 量：1.6 kg 電 源：AC 100 V, 5 VA 標準価格：¥95,000	シアンメトヘモグロビン法に基づく直読式（等間隔目盛）Hb メーターで、感度補正の必要がなく、ゼロ合わせ後直ちに検体の測定ができる。また吸引ポンプが不用（自動排出式フローセル）で、500倍希釈液も直読できる。 製 造
ヘモグロビンアナライザ MLK-1100 販売元 日本光電工業㈱	測定項目：ヘモグロビン 測定方法：シアンメト法 処理能力： サンプル量： 床面積：600cm² 重 量：8 kg 使用電力：100 VA 標準価格：¥ 330,000	- 測定精度 CV 1 %以下を保障し、較正も自動較正してくれるため、標準液は不要。 - 自動血球計数器を接続することにより、白血球計数と同時に血色素の測定ができる。 製 造 日本光電工業㈱

血液多項目測定器

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
トーア自動血液分析装置 CC-710 販売元 東亜医用電子㈱	測定項目数：7項目 チャンネル数： 処理能力：110検体/時間 サンプル量：全血約 0.9 mL 床面積：133×65(cm) 重 量：320 kg 使用電力：最大 1,600 VA 標準価格：¥19,000,000	- 操作表示は全て日本語で集中方式。 - いつ誰が測定しても、安定データ。 - 排液にシアン含まず、処理簡単。 - 安価なランニングコスト。 - ヒータ内蔵で精度がさらに向上。 - 周辺機器接続により精度管理が可。 製 造 東亜医用電子㈱


血液多項目測定器

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
完全自動 8 種目血液学検査装置 ヘマログ 8/90 販売元 日本テクニコン(株)	測定項目数：8 項目 チャンネル数：8 チャンネル 処 理 能 力：90検体/時間 サンプル量：0.45 ml 床 面 積：190×75(cm) 重 量：680 kg 使用電力：20A 標準価格：	赤血球、白血球、血小板、遠心毛細管ヘマトクリット、ヘモグロビン、平均赤血球容積、平均赤血球色素量、平均赤血球色素濃度、8 項目を同時にプリントアウトする人間本位に考えられた完全自動のシステム。 製 造 米国・テクニコン社
コールター・カウンター S 型 販売元 (株)日科機	測定項目数：7 項目 チャンネル数： 処 理 能 力：180検体/時間 サンプル量：1～0.0447 ml 床 面 積：64×44(cm) 重 量：47 kg (分析部) 使用電力：100V, 15A 標準価格：¥21,600,000	・国際血液学会が評価しているシアノメトヘモグロビン法を採用。 ・精度管理用標準血液（4C＝ヒト血球）を主体に 4 種類の試薬がシステム化され、S 型採用の全施設の精度管理を全く同一の条件で実施中。 製 造 米国・コールター社
4 項目血液分析機 ヘマトロジー・アナライザー HA/4 販売元 藤沢メディカルサプライ(株)	測定項目数：4 項目 チャンネル数： 処 理 能 力： サンプル量：0.025 ml 床 面 積：32.8×31.8(cm) 重 量：9.3 kg 使用電力：90～135 V, 35 W 標準価格：¥ 2,700,000	簡単な操作で正確な結果が得られる。 微量検体で 4 項目の測定ができる。 コンパクトな設計で、特別な設備不要。 電子キャリブレーション機構によって簡単に機器のチェックができる。 製 造 米国・クレイアダムス社

医療+経営

どう生かされますか？

是非セントラルリースに、ご一報下さい。
あらゆる医療機器、医療設備をリースする
総合リース会社、セントラルリースは
きめ細かなご相談に応じます。




〈リース物件〉

一般臨床検査機器、(生化学検査機器、高圧滅菌機、細菌検査用機械、自動分析装置、超音波洗浄器、フリーザー、検体検査自動化システム、臨床検査システム、低温恒湿器、自動分析機器、血液検査機器、凍結真空乾燥装置、無菌実験台、心拍出量自動測定装置) 患者監視装置、X線装置、医用電子計算機、各科診療ユニット、各種分析機器、その他各種医用電子機器、冷暖房設備、分娩監視装置 等

■ セントラルリース株式会社

本社	名古屋市中区栄二丁目11番30号セントラルビル2階	TEL (052)221-1531(代)
東京支店	東京都千代田区霞ヶ関1丁目4番4号ニューダイヤモンドビル8階	TEL (03)504-6581
大阪支店	大阪市東区南本町4丁目36番地ヨドコウビル6階	TEL (06)245-1731
富山営業所	富山市桜橋通り1番18号 住友生命ビル6階	TEL (0764)33-4312
広島営業所	広島市幟町13番14号新広島ビル9階	TEL (0822)22-6021
福岡営業所	福岡市中央区天神1丁目10番17号西日本ビル9階	TEL (092)721-1775

③ 尿検査用機器



病院設備導入のカルテ

技術進歩のめざましい医療設備は陳腐化もまた早いものです。
つねに最先端の設備を導入できるリースの活用をおすすめします。
総合リースは、患者に信頼される病院経営に
必要なあらゆる設備導入についてご相談に応じます。
総合リースにご相談ください。

●住友銀行とアメリカ銀行グループなどが株主の…

総合リース株式会社

大阪本社/TEL(06)448-6661 東京本社/TEL(03)344-1681 名古屋支店/TEL(052)211-5481
札幌営業所/TEL(011)271-2531 仙台営業所/TEL(0222)61-5401 静岡営業所/TEL(0542)55-6236 広島営業所/TEL(0822)48-2744
福岡営業所/TEL(092)281-1177 横浜出張所/TEL(045)212-3736 京都出張所/TEL(075)341-7473 海外/HONG KONG.

尿分析器

品 名 ・ 社 名	仕 様	特 色 ・ 概 要
尿自動分析装置 高速オーションアナライザ® 販売元 ㈱京都第一科学	測定項目数：4～7項目 検査方法： 処理能力：360検体/時間 サンプル量： 床面積：62.5×43(cm) 重量：35 kg 使用電力：100 V, 130 W 標準価格：¥ 2,750,000	尿検査を容易に迅速、精確に処理する装置で、専用試験紙ユリフレット® Aを用いて最大7項目の半定量値と定量値をプリントアウト。集団検診などに最適。マイクログンピューターを内蔵。出力端子を用いてオンライン化可能。 製造 ㈱京都第一科学
トーマ簡易自動尿分析装置 TU-120 販売元 東亜医用電子㈱	測定項目数：3項目 検査方法：半定量分析 処理能力：450検体/時間 サンプル量：約7 ml 床面積：83×45.3(cm) 重量：約55 kg 使用電力：最大200 VA 標準価格：¥ 3,000,000	1. 標準物質が完備、測定精度が向上。 2. 装置の調整は、ワンタッチでOK。 3. 大量の検体を早く、簡単に検査。 4. 検体のない場合は自動停止機構。 5. (+)以上のデータは赤印字されるので、データの判別が簡単。 製造 東亜医用電子㈱
トーマ簡易自動尿分析装置 TU-110 販売元 東亜医用電子㈱	測定項目数：3項目 検査方法：半定量分析 処理能力：450検体/時 サンプル量：約7 ml 床面積：83×45.3(cm) 重量：約55 kg 使用電力：最大200 VA 標準価格：¥ 3,000,000	1. 標準物質が完備、測定精度が向上。 2. 装置の調整は、ワンタッチでOK。 3. 大量の検体を早く、簡単に検査。 4. 検体のない場合は自動停止機構。 5. (+)以上のデータは赤印字されるので、データの判別が簡単。 製造 東亜医用電子㈱

尿 分 析 器

品 名 ・ 社 名	仕 様	特 色 ・ 概 要
678 形 日立尿自動分析装置 販売元 ㈱日立メディコ	測定項目数：同時7項目 検査方法：溶液比色方式 処理能力：120検体/時間 サンプル量：吸込量 0.75 ml/7項目 床面積：150×75(cm) 重量：110 kg 使用電力：300 VA 標準価格：¥ 6,900,000	・ 7項目（糖、蛋白質、ウロビリノーゲン、ビリルビン、ケトン体、潜血、pH）を同時に分析。 ・ 特別付属装置として尿カップ、スピッツ管共用オートサンプラーおよび比重計が備わっている。 製 造 ㈱日立製作所
全自動尿分析装置 クリニラブ® 販売元 マイルス・三共㈱	測定項目数：比重を含め8項目 検査方法：2波長測光方式 処理能力：120検体/時間 サンプル量：0.24 ml 床面積：80×80(cm) 重量：約 84 kg 使用電力：約 400 W 標準価格：	・ 検体採取後、測定結果を得るまで完全自動化されている。 ・ 測定結果は、結果記入票に3枚複写でプリント・アウトされる。 ・ 簡単な操作で装置自体が校正を行なうコンピューターに接続可能。 輸 入 マイルス・三共㈱
オーションアナライザー UA-6 販売元 山之内製薬㈱	測定項目数：6項目 検査方法：試験紙法 処理能力：1検体/30秒 サンプル量： 床面積：60×62(cm) 重量： 使用電力： 標準価格：¥ 630,000	(1) 専用試験紙ユリフレットの発色を同一化、積分球による独特の反射率測定方式により精度、再現性の高い測定値が得られる。 (2) 常に校正部との比較により着色尿も検査可能。 製 造 ㈱京都第一科学
尿検査自動処理機 KID-301 型 販売元 和光純薬工業㈱	測定項目数：3項目以上 検査方法：試験紙法の光学的検出 処理能力：750検体/時間 サンプル量：0.1 ml 床面積：160×132(cm) 重量：105.5 kg 使用電力：440 VA 標準価格：¥ 7,000,000	集団検診用として、糖、蛋白、潜血（あるいはウロビリノーゲン）の3項目を同時に測定し、検体の判定からデータのプリントアウトまで一貫して処理できるシステム化された自動処理機。 製 造 ㈱ゼネラル

④ 免疫血清反应用機器

⑤ 細菌検査用機器

⑥ 生理機能検査機器

自動化システムの流れを変える<リース>

●自動化機器の導入はリースが最も得策です。

■データ処理用機器

コンピュータ
プリンタ

■その他

空調施設
実験台
顕微鏡
低温槽

■臨床化学自動分析装置

分光光度計
炎光光度計
原子吸光光度計
クロマトグラフ
比色計
デンストメーター
簡易自動分析装置
単項目自動分析装置
多項目自動分析装置

■周辺機器

染色装置
分注器
希釈器
遠心分離機
洗浄機

■血液検査用自動化機器

血球計数器
自動血球計数システム
血液凝固測定器
血液凝集測定器
血液像自動分類装置
血液ガス分析器
血液型自動判定器

■生理機能検査機器

肺機能検査機器
身長・体重計
心電計
脳波計

■その他検査機器

尿自動分析装置
RIAシステム
細菌検査機器
免疫血清反応用機器



三井リース事業株式会社

〒105東京都港区西新橋1-1-15物産ビル別館 ☎03(580)9321
営業部直通

●大阪支店 ☎06(222)3101(代)
●札幌支店 ☎011(213)3228(代)
●福岡支店 ☎092(271)8288(代)
●名古屋支店 ☎052(583)1080(代)

R I A

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
PRIAS PGD型 自動ガンマー カウンティングシステム 販売元 (株)アムコ	チャンネル数：1チャンネル サンプル量： 処理能力： 再現性：1% 床面積：63×72(cm) 重量：180 kg 使用電力：600 VA 標準価格：¥ 8,200,000	製 造 米国・バッカード社
PRIAS PL型 検体シンチレーション カウンター 販売元 (株)アムコ	チャンネル数：2 + 2チャンネル サンプル量： 処理能力： 再現性：1%以内 床面積：63×72(cm) 重量：160 kg 使用電力：600 VA 標準価格：¥ 8,200,000より	製 造 米国・バッカード社
PRIAS ベーター/ガンマー RIA トータルシステム 販売元 (株)アムコ	チャンネル数： サンプル量： 処理能力： 再現性： 床面積： 重量： 使用電力： 標準価格：	カセット、トレイ方式の併用に加えて、 POS, ID 方式と採用し、分注操作から 測定およびデータ処理まで一貫している。 省力化はもちろんのこと、人為的なミス もなしに、迅速に結果を求めることがで きる。 製 造 米国・バッカード社

R I A

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
オートウェルガンマカウンター AW 14120/1450 販売元 エイ・エッチ・エス・ ジャパン(株)	チャンネル数：1チャンネル サンプル量： 処 理 能 力：56検体/時間 再 現 性： 床 面 積：31.4×39.7(cm) 重 量：79.5 kg 使用電力：500W 標準価格：¥ 3,110,000	小型軽量で卓上操作用に設計され、かつ使用する立場になって数々の特異性をかね備えている。操作手順は簡便化に着目し、ワンタッチ方式を最大限に活用。 製 造 ADAC 社
島津ラジオイムノアッセイ トータルシステム 販売元 (株)島津製作所	チャンネル数：1または2チャンネル サンプル量：オートウェル 600 処 理 能 力：600検体/日 再 現 性：オートウェルCV 1% 床 面 積：330×97(cm) 重 量：970 kg 使用電力：100 V, 41 A 標準価格：¥19,500,000	本装置は5つのユニットから構成され、各ユニットはそれぞれ独自の機能をもつ。試験管はサンプルラックに12本ずつ入れられ、各ユニット間のサンプル移動はすべてサンプルごとに行なうので大量の検体を容易に取扱える。 製 造 (株)島津製作所（一部輸入）
RIA ガンマカウンター 販売元 (株)パシフィック科学貿易	チャンネル数：21チャンネル サンプル量：試薬キット通り 処 理 能 力： 再 現 性：CV 3～5% 床 面 積：2.9m² 重 量：160 kg 使用電力：750W 標準価格：¥15,000,000	マイクロコンピュータを使用した簡潔なオペレーションで、標準曲線の描き出しから濃度交換まで自動的に行なう。コンパクトな大きさと場所をとらない。200検体セットでき、多核種を連続して測定可能。 製 造 米国・SKI 社

血清反応用機器

品 名 ・ 社 名	仕 様	特 色 ・ 概 要
クームテスト全自動装置 C-7M 販売元 エイ・エッチ・エス・ ジャパン(株)	測定項目数： 検査方法： 処理能力：12検体/7分 サンプル量：2～3滴 床面積：43×35(cm) 重量：21 kg 使用電力：600W 標準価格：¥ 2,200,000	C-7M装置は自動的に血球を洗浄しデカンテーション後、クームス血清を加え、攪拌から遠心分離を迅速かつ連続的なプログラムにより行なう。 製 造 米国・デイド社
マイクロアッセイシステム 販売元 荳垣医理工工業(株)	測定項目数：HBs 検出他 検査方法： 処理能力： サンプル量：25 μ l 床面積：80×30(cm) 重量：30 kg 使用電力：100 V, 50/60 Hz 標準価格：¥ 166,000より	使いやすさを追求しての国産化により価格はもちろんのこと規格構成が抜群に有利。プレートは120穴で96穴より20%有利関連機器はすべて96穴のプレートにも使える設計とともに操作面も単純化した。 製 造 荳垣医理工工業(株)
FIAX™ フイヤクス 販売元 (株)日科機	測定項目数： 検査方法： 処理能力：30秒/1検体 サンプル量：5 μ l 床面積：30×30(cm) 重量：3 kg 使用電力：3 A 標準価格：¥ 5,500,000	RIA に取ってかわる新しい免疫的分析器でアイソトープにかわって蛍光物質を標的に用いるため、取り扱いが楽になった。日夜新しい測定法が開発されている。 製 造 米国・IDT 社
レーザー・ネフェロメーター PDQ 販売元 日本トラベノール(株)	測定項目数：各種血漿蛋白 検査方法：分子光散乱分析法 処理能力：60検体/時間 サンプル量：50 μ l 床面積：1.30m ² 重量：15.9 kg 使用電力：100W 標準価格：¥ 3,200,000	・レーザー光源の使用により、測定感度が高く、再現性も良好。また、ブランク記憶回路が内蔵されており、抗原抗体複合物による光散乱のみを測定。 ・測定範囲が広い。 ・SRID プレートとの相関良好。 製 造

血清反応用機器

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
サイトタリー モデル 900 免疫細胞計数装置 販売元 (株)パシフィック科学貿易	測定項目数：各種コロニー、細胞等 検査方法： 処理能力： サンプル量： 床面積：56×52(cm) 重量：50 kg 使用電力：150W 標準価格：¥14,000,000	シャーレ上あるいは、スライドガラス上のコロニーを1秒以内に全計数する。計数される粒子は、大きさ、濃さ、の2つのファクターでふりわけることができる。 製造 米国・フィッシャー社
LASAC 販売元 武藤化学(株)	測定項目数：血漿蛋白9項目 検査方法： 処理能力： サンプル量：0.5 ml 床面積：1,500cm ² 重量：10 kg 使用電力：100V 標準価格：¥ 3,000,000	レーザーネフエロメーターによる血漿蛋白 IgG, IgA, IgM 等の測定を行なう。測定感度が高く低濃度域も測定可能にしており、SRID 法とも相関もよく再現性も非常に良好。操作性もよく、輸入品に比べ、低価格。 製造 武藤化学(株)

細菌検査用機器

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
アボット自動細菌学システム MS-2 販売元 アボット(株)	測定項目数：MIC, 薬剤感受性 検査方法：濁度変化を測定 処理能力：1検体/2～4時間 サンプル量： 床面積：150×90(cm) 重量：50 kg 使用電力：700 W, 50/60 Hz 標準価格：未 定	液体培地中に接種した各種細菌の増殖速度を、LED を用いた濁度測定によって算出し、種々の培養条件下でのデータを自動的に処理する。応用として、MIC 測定、感受性測定、薬剤の力価測定等のプログラムが可能。 製造 米国・アボット・ラボラトリーズ
嫌気性菌培養器 ガスバックシステム 販売元 ベクトン、ディッキンソン オーバーシーズインク	測定項目数：嫌気性菌培養 検査方法：ジャー内の嫌気状態 処理能力：シャーレ最大36枚 サンプル量： 床面積：約30×30(cm) 重量： 使用電力： 標準価格：¥36,000～¥58,000	一切のポンプを使わず、手軽に嫌気状態が得られる。透明で軽量で、外部から検体の観察ができ、操作や持ち運びにも大変便利である。シャーレや試験管の出し入れに便利なラックやホルダーがセットされている。 製造 B-D 社 BBL 事業部

細菌検査用機器

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
コンパクト細菌同定システム ミニテック 販売元 ベクトン、ディッキンソン オーバーシーズインク	測定項目数：好嫌気性菌、ナイセリア 検査方法：糖の反応による測定 処理能力： サンプル量： 床面積：40×40(cm ²) 重量： 使用電力： 標準価格：¥ 142,500	35種類の多彩なディスク（基質）の中から従来お使いの同定スキーマに合わせ選び、12本の試験管またはシャーレに匹敵する小さなプレートに菌を培養し、菌を基質との生化学反応を基に腸内細菌、嫌気性菌等を同定する。 製造 B-D 社 BBL 事業部
自動コロニーカウンター カウント オール 販売元 ㈱バンフィック科学貿易	測定項目数：各種コロニー、細胞数 検査方法：TVカメラ自動計数 処理能力：1秒以内 サンプル量： 床面積：28×56(cm) 重量：20 kg 使用電力：200W 標準価格：¥ 5,500,000	シャーレ上あるいは、スライドガラス上のコロニーを1秒以内に全計数する。測定可能な粒子サイズは0.3mmより（オプションで0.08mm）可能。 製造 米国・フィッシャー社

肺機能検査装置

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
オート スパイロ アナライザー ASC-2000 販売元 旭メディカル㈱	VC, FVC, MVV およびフローボリュームカーブに関する24項目の測定、記録、印字を行なう。 床面積：45×41(cm) 重量：23 kg 使用電力：100×2A 標準価格：¥ 2,800,000	・装置はコンパクト、操作は簡単。 ・呼吸曲線のアナログ記録ができて、内蔵マイクロコンピューターによって自動演算、解析を行ない、その結果をデジタル印字する。 製造 旭メディカル㈱

新しい医療機器の導入をご検討
ですね。でしたら、購入ではなくリ
ースになさいませんか。一時にお支
払いになるには、医療機器はお値
段が高過ぎますし、一度購入して
しまうとなかなか切りかえができま
せん。リースなら月々均等払いで、
最新式のものと切りかえも容易。
東京リースは合理的なリースシス
テムを通して、名医を応援します。

主なリース品目＝事務用機器／産業工作機
器／公害防止機器／通信用機器／輸送用
機器／精密機器／医療用機器／商業設備
レジャー機器／自動車など

TOKYO T-LEASE®

東京リース株式会社

本社：東京都港区新橋5-22-10 ☎(03)437-3071代

大阪支店：☎(06)203-2841代

名古屋支店：☎(052)565-0011代

横浜支店：☎(045)319-5151代

福岡営業所：☎(092)451-8550代

広島営業所：☎(0822)27-2571代

仙台営業所：☎(0222)62-8761代

札幌営業所：☎(011)221-5433代



悩まず 迷わず 東京リース

⑦ 周辺機器


思い切ってリースにしてみませんか

●医療機器近代化は合理化への近道です

病院経営のなかで、人件費の高騰は収益を圧迫する大きな要因です。また、医師が正確な診断をするには、より精密にすばやく、情報をつたえる機器が必要になってきます。いわば設備の近代化、自動化は必至です。

たとえば、各種患者監視装置(看護部門)、レントゲン装置、血液自

動化学分析装置(検査部門)、会計機、卓上計算機、自動電話交換機(事務部門)など。これらの設備は、多額の資金で購入するより、リースにするほうがぐんと有利です。いつも最新の設備を使って、最高の治療を行なってください。協同リースは、あらゆるご要望にお応えいたします。



協同リース株式会社

本社 〒102 東京都千代田区平河町2-7-9

☎03-230-4545 / 代

染色装置

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
血液標本自動染色装置 RSG-50 販売元 サクラ精機(株)	同時セット数：50検体 処 理 能 力：50検体/時間 染 色 時 間：8 分 床 面 積：0.266m ² 重 量：41 kg 使用電力：100V, 10A 標準価格：¥ 485,000	メイギムザ染色、ライトギムザ染色を自動的に行ない、従来の染色液がそのまま使用でき、染色時間も短縮され標本には色むらができない。 製 造 サクラ精機(株)
AHS-6 型自動血液染色装置 オート ヘマ スティン 販売元 (株)日本分光メディカル	同時セット数：40検体 処 理 能 力：120検体/時間 染 色 時 間：20分 床 面 積：35×38(cm) 重 量：22 kg 使用電力：約200W 標準価格：¥ 380,000	1. 作業スペースをとらないコンパクトタイプ。 2. お求めやすいローコスト。 3. 染めむらのない上下振動。 4. 作業工程は正確な電子タイマーでセット。 製 造 (株)日本分光メディカル
自動染色装置 H&E オートステナー 販売元 (株)パンフィック科学貿易	同時セット数： 処 理 能 力：160検体/20分 染 色 時 間：160検体/20分 床 面 積：15×145(cm) 重 量：14.5 kg 使用電力：100W 標準価格：¥ 1,200,000	本装置は一連の流れのなかでHE およびババニコロウ染色の全てを順序に従って行なう。染色の均一化、濃度の一定化、染色速度の迅速化を考慮した新しいスライド方式を採用。 製 造

分注器

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
PRIAS PS 型 サンプルプレパレーション (調整)装置 販売元 (株)アムコ	分注容量: $5\mu\text{l} \sim 2250\mu\text{l} \times 6$ チャンネル数: 6チャンネル 分注能力: 200件/時間以上 分注誤差: 1% 床面積: $68 \times 72(\text{cm})$ 重量: 120 kg 使用電力: 450 VA 標準価格: ¥ 8,000,000より	製 造 米国・パッカード社
オートマチックピペッター 222-1A 販売元 三光純薬(株)	分注容量: 0.025 ml チャンネル数: 96チャンネル 分注能力: 96穴プレート300枚/時 分注誤差: $\pm 2\%$ 以内 床面積: $35.5 \times 30(\text{cm})$ 重量: 12 kg 使用電力: 100V, 50W 標準価格: ¥ 1,300,000	• 0.025 mlずつの試料を1枚のプレート96穴に一度に滴下できます。 • ダイヤフラム方式による真空操作によって規定の量が正確に滴下できます。 • ピペット本体の洗浄、滅菌が簡単。 製 造 光和機材(株)
タイターユニット®微量分注器 S T-605 販売元 (株)サイニクス	分注容量: 25μ の倍数 チャンネル数: 8, 12チャンネル 分注能力: 5,000検体/時間 分注誤差: $\pm 1\%$ 床面積: $60 \times 50(\text{cm})$ 重量: 25 kg 使用電力: 100V, 200W 標準価格: ¥ 650,000	マイクロアッセイに使用するプレートに分注するように設計されたものであるが、希望によりバイアルびんや試験管等にも測定可能に改造ができる。 製 造 (株)サイニクス
血清分取分注装置 販売元 (株)立石ライフサイエンス研究所	分注容量: 任意設定 (0~5 ml) チャンネル数: 10チャンネル 分注能力: 200検体/1,000分注/時 分注誤差: $\pm 10\%$ 以内 床面積: $81 \times 89(\text{cm})$ 重量: 50 kg 使用電力: 100V 標準価格:	1. 血清分取分注作業が省力化できる。 2. 血清分取分注作業がスピードアップできる。 3. 血清-血餅セパレータは不用でその検出は光電方式(特許出願中)を採用。 製 造 (株)立石ライフサイエンス研究所

分注器

品名・社名	仕様	特色・概要
固体処理サンプラー SPS II 販売元 日本テクニコン㈱	分注容量： チャンネル数： 分注能力： 処理能力：10～40検体/時間 床面積：46×44(cm) 重量：20 kg 使用電力：9A 標準価格：	試料均質化装置。 医薬品、食品、動物組織、植物組織、骨、 土壌、肥料など固体試料分析に最適で、 オートアナライザーⅡ型と組み合わせること により、利用価値も一段と増す。 輸入 米国・テクニコン社
PERKIN-ELMER AS-1 形 自動サンプリング装置 販売元 日製産業㈱	分注容量： チャンネル数： 分注能力： 分注誤差： 床面積：22×32(cm) 重量：12 kg 使用電力：115V，200W 標準価格：¥ 1,900,000	1. フレームレス原子吸光専用の自動試 料注入装置で、HGA-2, 100 はより使 いやすくなった。 2. 完全自動分析の場合、AS-1 の制御 部が HGA および原子吸光装置のマス タコントロールになる。 輸入 日製産業㈱
超高精度ディスペンサー 販売元 ㈱パシフィック科学貿易	分注容量：10 μ l～2,500 μ l チャンネル数： 分注能力：1,200件/時間 分注誤差：0.1%以下 床面積：16×25(cm) 重量：5 kg 使用電力：30W 標準価格：¥ 580,000	スイス製自動分析装置グライナーに使用 されているもので、高精度、コンパクト であり、気泡、液漏れを解消している。 製造 スイス・グライナー社
コンピュペット 販売元 小野薬品㈱ 三共㈱	分注容量：5 μ l～10 μ l チャンネル数：2チャンネル 分注能力：100～15検体/毎分 分注誤差：±1 % 床面積：37×23(cm) 重量：5.4 kg 使用電力：107～125 V，1 kW 標準価格：¥ 660,000	輸入 日本ワーナーランバート㈱

希 釈 器

品 名 ・ 社 名	仕 様	特 色 ・ 概 要
タイターユニット® PERFECTER ST-606 販売元 (株)サイニクス	希 釈 方 式 : チャンネル数 : 8, 12チャンネル 処 理 能 力 : 希 釈 誤 差 : 床 面 積 : 70×50(cm) 重 量 : 45 kg 使用電力 : 100 V, 350 W 標準価格 : ¥ 2,450,000	タイターユニット® ST 505 型に自動分注器を組込んだ完全自動分注希釈装置で検体の量の多い検査室に一台は必要。世界一の完全自動機といっても過言ではなと自負している。特別仕様の自動機も受注可。 製 造 (株)サイニクス
タイターユニット 自動連続希釈装置 ST-505 販売元 (株)サイニクス	希 釈 方 式 : チャンネル数 : 8, 12チャンネル 処 理 能 力 : 希 釈 誤 差 : 床 面 積 : 60×50(cm) 重 量 : 30 kg 使用電力 : 100 V, 350 W 標準価格 : ¥ 777,000	マイクロプレートを20枚ストックして希釈装置に自動供給し、終了すると自動的に停止し、電子プザーで報知。IC、マイクロプロセッサを駆使して完成させた現在世界で最も進んだ装置で、価格はこのクラスで最低価格。 製 造 (株)サイニクス
オートマチックダイリ्यूター 222-20-SPR 販売元 三光純薬(株)	希 釈 方 式 : ダイリ्यूター回転方式 チャンネル数 : 12チャンネル 処 理 能 力 : プレート 1 枚 希 釈 誤 差 : 床 面 積 : 重 量 : 12 kg 使用電力 : 100V, 30W 標準価格 : ¥ 1,100,000	・ マイクロプレートの希釈(8連・12連)が自動的にこなえる。 ・ 回転時間、回転速度が可変できる。 ・ 一連の動作にて洗浄、ふきとり、希釈、および滅菌ができる。 ・ 数種の希釈の組み合わせができる。 製 造 光和機材(株)
オートマチック・ ダイリ्यूター 販売元 エイ・エッチ・エス・ ジャパン(株)	希 釈 方 式 : 検体吸引、希釈排出 チャンネル数 : 1チャンネル 処 理 能 力 : 約50検体/時間 希 釈 誤 差 : ±1% 床 面 積 : 12.1×12.7(cm) 重 量 : 2.6 kg 使用電力 : 50W 標準価格 : ¥ 235,000	炎光光度計用、ヘモグロビン測定用、血糖測定用、コレステロール測定用、自動血球計算器用など広く臨床検査の分野に応用できるようさまざまな機種を取揃えている。 製 造 米国・デイド社

希 釈 器

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
トーア自動希釈装置 AD-220 販売元 東亜医用電子㈱	希 釈 方 式：シリンジ方式 チャンネル数：2チャンネル 処 理 能 力：450検体/時間 希 釈 誤 差：±2.6%以内 床 面 積：18.2×28(cm) 重 量：約9 kg 使用電力：25 VA 標準価格：¥ 270,000	1. すぐれた精度と再現性（CV 0.5 % 以内）。 2. ガラス部品が少ないので安心。 3. 独自構造でピペットの損傷を防止。 4. 倍率切換はワンタッチ。 5. ピペットの内壁は毎回洗浄。 製 造 東亜医用電子㈱
WBC/RBC diluter 販売元 ㈱日科機	希 釈 方 式：パッチ式 チャンネル数：2チャンネル 処 理 能 力：60検体/時間 希 釈 誤 差：1 % 床 面 積：25×15(cm) 重 量：3.2 kg 使用電力：1A 標準価格：¥ 250,000	血球計算を行なうに最っとも大切な希釈を迅速なおかつ正確に行なう。 製 造 米国・コールター社
ヴァリアブルダイリューター 販売元 富士工業㈱	希 釈 方 式：ピストンシリンダ方式 チャンネル数： 処 理 能 力：10検体/分 希 釈 誤 差：1 %以内 床 面 積：23.5×20.5(cm) 重 量：10.5 kg 使用電力：110V, 5A 標準価格：¥ 448,000	ダイヤルで量をセットする簡単な操作で、誤差の少ない希釈液が連続して得られる。フットスイッチによるリモートコントロールも可能、逆流等の起こらぬ工夫された弁装置は薬品等に侵されない、特殊樹脂を使用している。 製 造 イギリス・フック&タッカー社
希釈分注器 ダイリューマット 販売元 ㈱パンフィック科学貿易	希 釈 方 式：2本の高精度シリンジ チャンネル数： 処 理 能 力： 希 釈 誤 差：0.1%以下 床 面 積：20×20(cm) 重 量：5 kg 使用電力：50W 標準価格：¥ 400,000	希釈率が任意に可変できる希釈器。迅速な希釈、混合、分注を行ない、その再現性は類をみない。単なる分注器としての役目もする。 製 造 米国・フィッシャー社

振とう器

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
卓上小型振とう器 ミニシェーカー 販売元 ㈱サイニクス	同時セット数：試験管 144 本 振とう回数：60～120/分(2 段切換) 試料容量： 床面積：50×35(cm) 重量：2.5 kg 使用電力： 標準価格：¥ 125,000	振盪台がステンレス板金で2 段スプリングネットになっているので試験管、フラスコ、ビーカー等容器の形状は自由でミニサーモ L 型とペアーで使用すればインキューペーターとして活躍する。 製 造 ㈱サイニクス
シンクロシェーカー 精密周期振とう器 販売元 ㈱サイニクス	同時セット数：10 本 振とう回数：120回/分 試料容量：25 μl～10 μl×500 穴 床面積：22×15(cm) 重量：5 kg 使用電力： 標準価格：¥65,000	アボット㈱で発売される CEA-TEST キットの専用機として開発された高精度水平式小型振とう器。オプション部品を使用することにより広い用途がある。 製 造 ㈱サイニクス
トーマ振とう器 SH-500 販売元 東亜医用電子㈱	同時セット数：最大80試料 振とう回数：約100～170回/分 試料容量：最大 10 ml 床面積：37.4×37.7(cm) 重量：約 9.5 kg 使用電力：50 VA 標準価格：¥ 200,000	1. 軽く触れるだけで振とうが停止する。載せ降ろしが簡単で安全。 2. 振とうムラがなく、正確な結果。 3. 血液試料を一度に80検体振とう可。 4. 音が静か。 5. 卓上タイプで、場所をとらない。 製 造 東亜医用電子㈱

遠心分離器

品 名 ・ 社 名	仕 様	特 色 ・ 概 要
イムヒュージ 販売元 エイ・エッチ・エス・ ジャパン(株)	試料容量：4 ml/1本 同時セット数：12本 回転数：3175, 2250 rpm 遠沈管の種類：12×75% 床面積：21×27(cm) 重量：4.1 kg 使用電力：300W 標準価格：¥ 185,000	イムヒュージは血清検査室用に設計された遠心器で、主に免疫血清学分野で利用でき、2段変速卓上型遠心器。特に、交差試験時の血球洗浄から判定遠心には最適。 製 造 米国・デイド社
Labocrit CW-4000 クームス血球洗浄機 販売元 三光純薬(株)	試料容量：12%φ×85% 同時セット数：12本 回転数：2500 rpm 遠沈管の種類：試験管 床面積：33×33(cm) 重量： 使用電力：100V, 300W 標準価格：	・従来の傾斜大ローターをスウィングタイプローターとしたため、血球が管底に沈降し判定しやすい。 ・ローターの脱着が自由にできるので洗浄、攪拌の操作が本体外でできるので本体を汚さない。 製 造 国産遠心器(株)、光和機材(株)
Labocrit HM-3000 高速ヘマトクリット遠心機 販売元 三光純薬(株)	試料容量：20 μl 同時セット数：30本 回転数：12000 rpm 種沈管の種類：Ht 毛細管 床面積：24.5×30(cm) 重量：10 kg 使用電力：100V, 130W 標準価格：	・ワンタッチ操作にて蓋の取り付けが可能。 ・ローターが軽量のためモーターへ与える負荷が少ない。 ・振動騒音が少ない。 製 造 国産遠心器(株)、光和機材(株)
島津多本架遠心分離機 CPN-005 販売元 (株)島津製作所	試料容量：3～50 ml 同時セット数：2～80本 回転数：3,500, 5,000 rpm 遠沈管の種類：7種 床面積：42×53.5(cm) 重量：35 kg 使用電力：100V 6A, 50, 60 Hz 標準価格：¥ 190,000	・オートバランス方式を採用、アンバランス許容量は45g。 ・特殊自動電気ブレーキを内蔵し、沈澱層のみだれを生じない。 ・組織培養もできる。 ・長時間連続運転が可能。 製 造 (株)島津製作所

洗 浄 器

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
試験管自動洗浄装置 Model R-13 販売元 不二光学機械㈱	水槽容量： 処理能力：1200本/時間 同時セット数：500本 床面積：45×60(cm) 重量：48 kg 使用電力：250W, 15A 標準価格：¥ 1,350,000	本機は試験管の自動洗浄装置であり、サイズは外径11.5～16.5%、長さ70～115%まで、現在使用中の試験管でマジックインク、血餅、蛋白等そのまま洗浄できる。省力度は4人分の能力がある。 製造 不二光学機械㈱

天 秤

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
島津動物用自動天びん GD-200 M 販売元 ㈱島津製作所	秤 量：1,800 g 測定レンジ：0～1,800.0, 0～800.00 0～200.00 g 読取限度：100, 50, 20 mg 風袋消去範囲：各レンジとも全域 表 示：5けた 皿の直径：直径200φ×底部110φ 標準価格：	・マウス～ラットの体重測定は試料をのせ、フットスイッチを踏むだけでOK。 ・測定重量はデジタル表示のほか、プリントもできる。また、コンピューターによるデータ処理も可能。 製造 ㈱島津製作所
デジタル天秤 販売元 ㈱パシフィック科学貿易	秤 量：200 gまで 測定レンジ： 読取限度：10mgまで 風袋消去範囲： 表 示： 皿の直径： 標準価格：¥ 400,000	小型軽量、精密なデジタル天秤。風袋メモリーを行なうことができ、正味だけの計量がスイッチひとつで行なえる。 製造 米国・フィッシャー社

アクセサリ


品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
ドライブロックバス AL-1000 型 販売元 ㈱サイニクス	使用機器：全自動分析機に適用 使用目的：前処理の灰化等 床面積：30×20(cm) 重量：16 kg 使用電力：100 V, 600 W 標準価格：¥ 245,000	テクニコン社オートアナライザーⅡ型の資料前処理装置として、最適かつクロマトグラフ用の資料湿式灰化装置としてその他幅広い利用ができる。 製 造 ㈱サイニクス
島津ダブルビーム分光光度計用 電子冷熱式セル温度 コントローラ 販売元 ㈱島津製作所	使用機器：可視・紫外分光光度計 使用目的：急速可変温度における吸収スペクトル測定 床面積：29.1×30(cm) 重量：20 kg 使用電力：100 V, 30 A 標準価格：¥ 750,000	ダブルビーム分光光度計の試料セル温度を、0～100℃の広い範囲でしかも最高3℃/minの速いスピードで昇温・降温できるダイナミックな温度コントローラ。昇温・降温速度は、0.1～3℃/min まで大幅に変えられる。 製 造 ㈱島津製作所
FLUORO-MONITOR 販売元 ㈱セントラル科学貿易	使用機器：液体クロマトグラフ用 使用目的：蛍光法による検出 床面積：18.4×22.9(cm) 重量：6.8 kg 使用電力：max 85 W 標準価格：¥ 950,000	液体クロマトグラフィー用の蛍光モニターとして、豊富な付属品から目的に応じたモニターを組立てて頂くことができる。コンパクトな設計にもかかわらず、高感度、高安定性を維持。世界のトップセールス商品。 製 造 米国・American Instruments Co.
BAILEY マイクロプローブ・ サーモメーター 販売元 ㈱セントラル科学貿易	使用機器：各種恒温槽、恒温セル 使用目的：温度モニター 床面積：22.5×16.5(cm) 重量：12.4 kg 使用電力： 標準価格：¥ 250,000	最小0.2% 径のサーモカップルで作製した、多種類のプローブを利用した温度計。スイッチ・ボックスにより多段切換を行ない、広範囲な温度測定を、簡便にかつ精度よく測定することができる。 製 造 米国・Bailey Instruments Co.

アクセサリ

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
LN-1 型リニアライザー 販売元 ㈱日本分光メディカル	使用機器：UV-60型分光光度計 使用目的：曲り検量線補正 床面積：10×25(cm) 重量：約2 kg 使用電力：10W以下 標準価格：¥ 270,000	UVIDEC-60 型臨床検査用分光光度計に接続、トランスアミナーゼ等の非直線データを紙線化して、濃度計算を行なうものであり、2種類の検量線を記憶させることが可能である。 製 造 日本分光工業㈱
AS-160 型 オート サンプラー 販売元 ㈱日本分光メディカル	使用機器：分光光度計 使用目的：試験管の自動補給 床面積：40×24(cm) 重量：15 kg 使用電力：120W 標準価格：¥ 600,000	本装置はフローセル方式の分光光度計の試験管を自動的に補給して、測定するためのものである。 処理能力：500本/時 試験管サイズ：10～18%(直径) 製 造 ㈱日本分光メディカル
ドライバス モデル 145 販売元 ㈱パシフィック科学貿易	使用機器： 使用目的：恒温槽 床面積：40×20(cm) 重量：10 kg 使用電力：500W 標準価格：¥ 346,000	全く水を使わない恒温槽で、アルミヒーティングブロックにより一定温度を保つ。温度は25℃より125℃まで連続可変でき、精度は±0.1℃。あらゆるサイズの試験管を装填できる。 製 造 米国・フィッシャー社
採尿瓶オートカッター 型式 KY-100 販売元 和光純薬工業㈱	使用機器：尿検査自動処理機 使用目的：採尿瓶切断 床面積：69.5×29(cm) 重量：41 kg 使用電力：100V 標準価格：¥ 1,000,000	50検体用カートリッジを挿入するとスタートスイッチだけで一度にカッターできる。尿を適量以上入れすぎてもコンタミなくカッターできる安全設計。 製 造

⑧ データ処理用機器

昭和リースがお力添えします。



目標が大きいほど、達成の喜びは大きいもの。
みなさま方の経営目標達成、合理化目標達成
のために、あらゆる機械や設備のリースご利用を、心からお待ちしています。迅速で確実
なお力添えに、昭和リースは実績があります。

取扱い品目＝産業・工作機械／コンピューター
事務機器／土木・建設機械／船舶・輸送機器
自動車／商業設備／医療機器／レジャー設備
公害防止機器／その他



発展へのブレイク

昭和リース

本社	東京都千代田区大手町1-7-2	☎(03)242-6621
大阪支店	大阪市東区京橋2-15-1	☎(06)941-7171
名古屋支店	名古屋市中区錦2-15-22	☎(052)211-5271
札幌営業所	札幌市中央区北三条西4-1	☎(011)231-1567
仙台営業所	仙台市中央2-2-10	☎(0222)64-0742
広島営業所	広島市基町11-10	☎(0822)22-0827
福岡営業所	福岡市博多区網場町2-2	☎(092)271-2187
金沢連絡所	金沢市四十万町151	☎(0762)46-6033
〔海外〕	ホンコン	☎5-265061

コンピューター

品 名 ・ 社 名	仕 様	特 色 ・ 概 要
パーソナルコンピューター SEIKO 5500 販売元 ㈱内田洋行 電子計算機事業部	取扱項目数： メモリー容量：12 KB～14 KB データ容量：256 KB×2 プリンター：180行/分 床 面 積：43×58(cm) 重 量：17 kg 使用電力：130 VA 標準価格：¥ 995,000	使えば使うほど「使いやすさ」がわかる パーソナルコンピュータ。検査データの 統計処理、作表だけでなくお手持ちの分 析機器と連動して「自動測定オンライン システム」を構成することも可能。 製 造 ㈱精工舎
検査・分析データ 磁気テープ収録装置 CMT-1 販売元 ㈱サイエンスラボラトリー	取扱項目数： メモリー容量：100,000B データ容量：8,000データ(10桁) プリンター：10桁ディスプレイ 床 面 積：45×38.5(cm) 重 量：15 kg 使用電力：200W 標準価格：¥ 1,500,000	ガスクロ、原子吸光光度計、分光光度計、 比色計、炎光光度計、液シン、ガンマカ ウンター、天秤、自動分析機等の計測機 器、検査機器からのデータを、直接カー トリッジテープに収録する。 製 造 ㈱サイエンスラボラトリー
WANG 2200-T 販売元 伊藤忠データシステム㈱ ㈱サイエンスラボラトリー	取扱項目数：50項目、300検体 メモリー容量：(42.5KB)+8～32KB データ容量：262.1 KB プリンター：オプション 床 面 積：53×37(cm) 重 量：18 kg 使用電力：220W 標準価格：¥ 7,000,000	BASIC 言語を使用してのパーソナルコ ンピュータで、1024/1920 文字の CRT、 262/524/786 KB のフレキシブルディス クを使用によって選択でき、ユーザーメ モリーは 32 KB まで拡張可能。 製 造 米国・WANG 社
WANG 2200-PCS II 販売元 伊藤忠データシステム㈱ ㈱サイエンスラボラトリー	取扱項目数：30項目、300検体 メモリー容量：(42.5KB)+8～32KB データ容量：89.6 KB×2 台 プリンター：オプション 床 面 積：52×50(cm) 重 量：30 kg 使用電力：415W 標準価格：¥ 3,800,000	BASIC 言語を使用してのパーソナルコ ンピュータで、16×64文字の CRT ディ スプレイ、89.6 KB のミニディスクが2 台、オペレータコンソールが標準で装備 されており、ユーザーメモリーは 32 KB まで拡張可能。 製 造 米国・WANG 社

コンピューター

品 名 ・ 社 名	仕 様	特 色 ・ 概 要
ABA-100 データ処理システム 販売元 アボット(株)	取扱項目数：40検査項目 メモリー容量：16Kバイト データ容量：0.5Mバイト プリンター：WANG 2231 W 床 面 積：100×75(cm) 重 量：100 kg 使用電力：115V, 10A 標準価格：約¥13,000,000	1 台ないし 4 台までのアボット自動分析装置 ABA-100 を接続・コントロールでき、1 度に 350 名の患者データを収集、記憶、検索できる。CRT スクリーン上の表示との対話により容易に操作できる。 製 造 米国・アボット・ラボラトリーズ
臨床化学自動分析システム Flieger Data Reduction System 48 SX 販売元 東陽通商(株)	取扱項目数：24項目 メモリー容量：32K データ容量：6,000～10,000データ プリンター： 床 面 積：72×52(cm) 重 量：90 kg 使用電力：100V, 50/60 Hz 標準価格：	Flieger 240 R/240 E を最高 6 台まで接続するほか、他の自動分析装置からのデータをオンラインインターフェースにより、直接コンピュータに記憶させることができ、また CRT よりマニュアルインプットが可能。 製 造 日本テクトロン(株)
DL-300 型シリーズ デジタル リニアライザー 販売元 (株)日本分光メディカル	取扱項目数：4～10項目 メモリー容量：2 K以上 データ容量： プリンター：21桁 床 面 積：17×35(cm) 重 量：約 4.5 kg 使用電力：10W 標準価格：¥ 380,000	本品は、検量線の曲りを補正して、吸光度より、濃度への変換計算を自動的に行なわせる目的のマイクロプロセッサ装置である。分光計のレコーダー端子に接続するだけで、すぐ使用できるのが特長である。 製 造 (株)日本分光メディカル

コンピューター

品 名 ・ 社 名	仕 様	特 色 ・ 概 要
716 形 日立自動分析装置用 データプロセッサ 販売元 ㈱日立メディコ	取扱項目数：45項目 メモリー容量：ROM 6 K 語 データ容量：200検体以内 プリンター：ラチェットプリンター 床 面 積：190×70(cm) 使用電力：5 kVA 標準価格：¥12,500,000	716 形に付加することにより、分析依頼のある項目だけを測定する項目選択制御を行なう。また生化学検査の45項目の報告書の他、作業指示表、検査台帳等を自動的に作成する。 製 造 ㈱日立製作所
HILAS 販売元 ㈱日立メディコ	取扱項目数：300検体/日、64項目 メモリー容量：磁気ディスク 512K 語 データ容量： プリンター：165字/秒 床 面 積：500×250(cm) 使用電力：5 kVA 標準価格：¥25,000,000より	本システムの導入により、検査室の受付、検体の検査測定、検査結果の収集、報告書の作成といった臨床検査業務を合理化できる。本システムは生化学、血液の標準化を図ったものである。 製 造 ㈱日立製作所
AKES データ処理システム リムコス-3 販売元 利康商事㈱	取扱項目数：200項目以上 メモリー容量：32 kW データ容量：フロッピー プリンター：X-Y タイプライター 床 面 積：250×120(cm) 重 量：150 kg 使用電力：500 VA 標準価格：¥12,300,000より	本システムは、AKES ばかりでなく他の自動分析装置や手法の DATA 入力に即座に用いられ、従来の自動分析には見られない多用性のあるシステム。特に X-Y プロッターによる作図能力は、他に類を見ない。 製 造 利康商事㈱


プリンター

品 名・社 名	仕 様	特 色・概 要
プロテイングライタ SEIKO 7015 販売元 (株)内田洋行 電子計算機事業部	1行印字数:132文字 印 字 速 度:30文字/秒 打出し文字:96種、カナコンビ 接 続 機 器:SEIKO 5500 床 面 積:56×57(cm) 重 量:31.5 kg 使用電力:最大時 375 VA 標準価格:¥ 1,650,000	ユニークなプレーティッド・ディスク方式によるハイスピードの印字装置を内蔵、従来のスピードが2倍以上に向上され、しかも音が非常に静か。またXYプロッタの機能も兼ねそなえているので図形、グラフを描ける。 製 造 (株)精工舎
WANG 2221 R 販売元 伊藤忠データシステム(株) (株)サイエンスラボラトリー	1行印字数:132字 印 字 速 度:165字 打出し文字:ドットマトリックス(9×7) 接 続 機 器:WANG シリーズ 床 面 積:46×72(cm) 重 量:110 kg 使用電力:280W 標準価格:¥ 2,000,000	高速出力プリンターで、オリジナルのプリントと同時に4枚の複写も取れる。用紙上の適正な位置へプリントできるように、全用紙はビンフィードで固定され、紙幅も4～14.5インチに調整可能。 製 造
DR-300 販売元 (株)サイエンスラボラトリー	1行印字数:80字 印 字 速 度:100字 打出し文字:ドットマトリックス(7×5) 接 続 機 器:WANG シリーズ 床 面 積:48.5×46.5(cm) 重 量:28.5 kg 使用電力:160W 標準価格:¥ 1,200,000	紙送り方式として、ロール型、ファンフォールド型の2つを用意しており、複写能力としては、オリジナルに加えて4枚のコピーが可能。用紙幅は241.3%まで可能。また、キーボードも接続可能。 製 造

プリンター

品 名 ・ 社 名	仕 様	特 色 ・ 概 要
ABA-100 データ処理システム 販売元 アボット㈱	1行印字数：最大112字 印字速度：45～120行/秒 打出し文字：フルファニューメリック 接続機器：WANG 2200 T 床面積：61×46(cm) 重量：27 kg 使用電力：115 VA, 2 A 標準価格：システムに含まれる。	ABA-100 データ処理システムとして最も効果的にそのデータ処理、レポート作成、成績管理が実施できる。各種検査報告書、日ごとおよび月ごとの精度管理報告書、ABA-100 の炭体配列指示、その他を作成できる。 製造 米国・アボット・ラボラトリーズ
トーア自動印字装置 DP-441 販売元 東亜医用電子㈱	1行印字数：12字 印字速度：約3行/秒 打出し文字：数字 接続機器：トーア CC-108 床面積：22×40(cm) 重量：約10 kg 使用電力：最大40 VA 標準価格：¥ 600,000	トーア自動血球計数装置 CC-108 に接続し、3桁の検体番号、3桁のデータ3項目を同時に印字。 1. 書く手間が不要で、読間違いがない。 2. 1回、2回計数選択スイッチ付。 3. 自動検体番号アップ機構。 製造 東亜医用電子㈱
トーアデータ処理装置 DPS-410 販売元 東亜医用電子㈱	1行印字数：最大19字 印字速度：2.4行/秒 打出し文字：数字および+、一符号 接続機器：トーア CC-710 床面積：48.3×34.8(cm) 重量：約32.5 kg 使用電力：最大220 VA 標準価格：¥ 2,950,000	トーア自動血液分析装置に接続し、各種伝票に7項目のデータを直接印字。また、マイクロコンピュータを内蔵し異常検体の再計数などデータの信頼性を向上させ、 $\bar{X}$ -R 精理や平均値管理など、精度管理に使用できる。 製造 東亜医用電子㈱

確 か か。



デ ー タ は

—— リースで解決。 ——

各種X線装置・ペー外ロン・ライナック・シンチスキャナ・シンチュレーションカメラ・脳波計・心電計・筋電計・血圧計・超音波脳診断装置・電子診断機・超音波診断機・医用電子計算機・その他各種医療電子機器・各種医用検査分析機械・分光光度計・炎光光度計・自動化学分析装置

●その他どんな機械設備についてもご相談に応じます。

㊤ 芙蓉総合リース

東京・大阪・名古屋・福岡・札幌・仙台・広島・岡山

本社/東京都千代田区大手町1丁目6番1号(大手町ビル7F) ㊤100 ☎03(214)6911

本社分室(営業関係各部)/東京都千代田区大手町2丁目3番6号(タイムライフビル3F) ㊤100 ☎03(243)1011

⑨ 試 薬

コントロール血清（正常値域）

品 名	測 定 項 目（数）	種 類 （正常・異常の別）	分 析・ 未分析の別
マルチエンザイム血清A 正常コントロール血清 正常コントロール血清	酵素類 8 項目 UN, UA 等43項目	正 常 域 正 常 域 正 常 域	分析値表示 分析値表示 未 分 析
レダノーム （付）尿コントロール	CA, ALP, PBI 等47項目 UN, 17 KS 等21項目	正 常 域 正 常 域	分析値表示 分析値表示
セロノルム セロノルム・リビッド オートノルム（自動分析用）	Ca, LDH, UN 等32項目 Cholesterol 等 7 項目 Ca, LDH, UN 等31項目	正常域上限 正常域上限 正常域上限	分析値表示 分析値表示 分析値表示
オートノルム・ボバイン （自動分析用）	Ca, LDH, UN 等28項目	正常域上限	分析値表示
Normal Control Serum-Assayed Automated Reference Serum （付）Control Urine I	ACP 等47項目 Glucose 等21項目 17 KS 等34項目	正 常 域 正 常 域 正 常 域	分析値表示 分析値表示 分析値表示
プレチノルム® EA	GOT, GPT 等13項目	正 常 域	分析値表示
プレチノルム® S	Glucose, UN, UA 等 15項目	正 常 域	分析値表示
プレチリップ®	Chol, TG 等30項目	正 常 域	分析値表示

保 存 法	使用または 有効期間	包 装 単 位	標準価格	販 売（輸入・製造）
2—8℃	11ヵ月	5 ml×6	¥13,000	(製) ハイランド社（米国） (輸) 日本トラベノール(株) (販) 三光純薬(株)
2—8℃	3年	5 ml×6	¥ 6,000	
2—8℃	3年	10 ml×40	¥ 6,000	
2—8℃	3年	5 ml×6	¥ 6,000	(製) レダリー研究所（米国） (輸) 日本レダリー(株) (取扱) (株)ヤترون (販) 三光純薬(株)
2—8℃	3年	25 ml×3	¥10,000	
4℃ 以下遮光	4年	5 ml×5	¥ 6,000	(製) ナイガード社（ノルウエー） (輸・販) 第一化学薬品(株)
4℃ 以下遮光	2年	3 ml×3	¥ 9,700	
4℃ 以下遮光	4年	10 ml×6	¥14,000	
		40 ml×10	¥70,000	
4℃ 以下遮光	4年	10 ml×6	¥10,000	
2—8℃	2.5年	5 ml×10		(製) オルソー社（米国） (輸) J & J ファーイースト社 (販) 日商メディサイエンス(株)
2—8℃	2.5年	50 ml×20		
2—8℃	2.5年	25 ml×10		
2—8℃	18ヵ月	3 ml×4	¥ 5,000	(製) ベーリンガー・マンハイム 社（西独） (輸・販) ベーリンガー・マンハイム 山之内(株)
		3 ml×20	¥20,000	
2—8℃	18ヵ月	3 ml×4	¥ 5,000	
		10 ml×4	¥20,000	
2—8℃	24ヵ月	3 ml×4	¥ 5,500	
		3 ml×20	¥26,500	

コントロール血清（正常値域）

品 名	測 定 項 目（数）	種 類 （正常・異常の別）	分 析・ 未分析の別
コントロール血清—N 「カルビオケム」	GOT, GPT, CPK	正常域	分析値表示
ゼネラルダイアグノステック			
バーサトール	14項目	正常域	分析値表示
バーサトールP	13項目	小児正常域	分析値表示
バーサトールEN	6項目	正常（小児）	分析値表示
バリデイト	51項目	正常域	分析値表示
バーサトール・アシッドベース	酸・塩基 9項目	正常	分析値表示
セラコール	3項目	正常	分析値表示
バーサトール—EN・プラス	酵素 12項目	正常	分析値表示

コントロール血清（異常値域）

品 名	測 定 項 目（数）	種 類 （正常・異常の別）	分 析・ 未分析の別
マルチエンザイム血清B	ACP, ALP 等8項目	異常（やや高）	分析値表示
マルチエンザイム血清C		異常（高）	分析値表示
高ビリルビンコントロール血清	ビリルビン	異常（高）	分析値表示
高脂質コントロール血清	Chol, TG 等6項目	異常（高）	分析値表示
異常コントロール血清		異常（高）	未 分 析
異常コントロール血清	Glu, LDH, PBI 等43項目	異常（高）	分析値表示
レダトロール	Ca, ALP, PBI 等47項目	異常（高）	分析値表示
高脂質コントロール	Chol, TG 等6項目	異常（高）	分析値表示
（付）尿コントロール	UN, 17 KS 等21項目	異常（高）	分析値表示
パソノルムH	Ca, LDH, UN 等34項目	異常（高）	分析値表示
パソノルムL	Ca, LDH, UN 等34項目	異常（低）	分析値表示
パソノルムH & L	Ca, LDH, UN 等34項目	異常（高および低）	分析借表示

保 存 法	使用または 有効期間	包 装 単 位	標準価格	販 売（輸入・製造）
2—6℃	2 年	2 mL×10	¥ 8,800	（製） カルビオケム（米国） （輸・販） 三共㈱
冷 蔵	2 年	5 mL×3	¥ 3,800	（輸） 日本ワーナーランバート㈱ （販） 小野薬品㈱, 三共㈱
冷 蔵	2 年	3 mL×10	¥11,000	
冷 蔵	2 年	3 mL×10	¥11,000	
冷 蔵	2 年	10 mL×6	¥13,000	
冷 蔵	2 年	3—6 mL, 1—21 mL	¥11,000	
冷 蔵	2 年	5 mL×3	¥ 3,800	
冷 蔵	2 年	5 mL×10	¥11,000	
冷 蔵	2 年	3 mL×6		

保 存 法	使用または 有効期間	包 装 単 位	標準価格	販 売（輸入・製造）
2—8℃	11ヵ月	5 mL×6	¥13,000	（製） ハイランド社（米国） （輸） 日本トラベノール㈱ （販） 三光純薬㈱
2—8℃	11ヵ月	5 mL×6	¥13,000	
2—8℃	18ヵ月	2 mL×6	¥ 6,500	
2—8℃	30ヵ月	2 mL×6	¥ 6,000	
2—8℃	2 年	10 mL×40	¥55,600	
2—8℃	2 年	5 mL×6	¥ 6,000	
2—8℃	3 年	5 mL×6	¥ 6,000	（製） レダリー研究所（米国） （輸） 日本レダリー㈱ （取扱） ㈱ヤトロ （販） 三光純薬㈱
2—8℃	3 年	5 mL×4	¥ 9,200	
2—8℃	3 年	25 mL×3	¥10,000	
4℃ 以下遮光	3 年	5 mL×5	¥ 7,000	（製） ナイガード社（ノルウエー） （輸・販） 第一化学薬品㈱
4℃ 以下遮光	3 年	5 mL×5	¥ 7,000	
4℃ 以下遮光	3 年	25 mL×6	¥35,000	

コントロール血清（異常値域）

品 名	測 定 項 目（数）	種 類 （正常・異常の別）	分 析・ 未分析の別
Abnormal Control Serum-Assayed Kinetic Test Control Set I, II, III	ACP 等47項目 GOT, GPT 等15項目	異常（高） Ⅰ.異常（低） Ⅱ.正常 Ⅲ.異常（高）	分析値表示 分析値表示 分析値表示 分析値表示
Elevated Lipid Control Serum RIA Control I RIA Control II RIA Control III RIA Control IV RIA Control V RIA Control VI	Chol 等6項目 T ₄ , Insulin 等11項目 T ₄ , Insulin 等11項目 Estradiol 等9項目 Estradiol 等9項目 Reinin Reinin	正常 異常（高） 正常 異常（高） 正常 異常（高）	分析値表示 分析値表示 分析値表示 分析値表示 分析値表示 分析値表示 分析値表示
プレチパス® EA	GOT, GPT 等13項目	異常（高）	分析値表示
プレチパス® S	Glu, UN 等14項目	異常（高）	分析値表示
コントロール血清—A 「カルビオケム」	GOT, GPT, CPK	異常値域	分析値表示
ゼネラルダイアグノステック バーサトールA	酵素 14 項 目	異常（高）	分析値表示
バーサトールE	16 項 目	異常（成人・高）	分析値表示
バーサトールAA	19 項 目		分析値表示
バーサトールオート Hi	25 項 目	異常（高）	分析値表示
バーサトールオート L	25 項 目	異常（低）	分析値表示
オートロックイン	25 項 目	中間値	分析値表示
カリブレイト	16 項 目	高・低・中濃度	分析値表示
バリデイトA	16 項 目	異常（高）	分析値表示
バリデイトEL	脂質 4 項 目	異常（高）	分析値表示
バーサトールE プラス	酵素 12 項 目	異常（高）	分析値表示

保 存 法	使用または 有効期間	包 装 単 位	標準価格	販 売（輸入・製造）
2—8℃	2.5 年	5 ml×10		(製) オルソー社（米国） (輸) J & J ファーイースト社 (販) 日商メディサイエンス㈱
2—8℃	2.5 年	セットⅠ. 3 ml×5		
2—8℃	2.5 年	Ⅱ. 3 ml×5		
2—8℃	2.5 年	Ⅲ. 3 ml×5		
2—8℃	2.5 年	5 ml×10		
2—8℃	2.5 年	5 ml×10		
2—8℃	2.5 年	5 ml×10		
2—8℃	2.5 年	5 ml×10		
2—8℃	2.5 年	5 ml×10		
2—8℃	2.5 年	3 ml×5		
2—8℃	2.5 年	3 ml×5		
2—8℃	18ヵ月	3 ml×4	¥ 5,000	(製) ベーリンガー・マンハイム 社（西独） (輸・販) ベーリンガー・マンハ イム山之内㈱
		3 ml×20	¥20,000	
2—8℃	18ヵ月	3 ml×4	¥ 4,000	
		3 ml×10	¥ 9,000	
2—6℃	2 年	2 ml×10	¥ 8,800	(製) カルピオケム（米国） (輸・販) 三共㈱
冷 蔵	2 年	5 ml×3	¥ 3,800	(輸) 日本ワーナーランバート㈱ (販) 小野薬品㈱ 三共㈱
		5 ml×10	¥11,000	
冷 蔵	2 年	3 ml×10	¥11,000	
冷 蔵	2 年	5 ml×10	¥11,000	
冷 蔵	2 年	10 ml×5, 25 ml×6	¥40,000	
冷 蔵	2 年	10 ml×5, 25 ml×6	¥40,000	
冷 蔵	2 年	10 ml×5, 25 ml×6	¥40,000	
		50 ml×6		
冷 蔵	2 年	5 ml×3	¥ 3,800	
		5 ml×18	¥18,000	
冷 蔵	2 年	5 ml×6	¥ 7,500	
		10 ml×6	¥13,200	
冷 蔵	2 年	5 ml×6		
冷 蔵	2 年	3 ml×6		

血液凝固コントロール血清

品 名	測 定 項 目 (数)	種 類 (正常・異常の別)	分 析・ 未分析の別
ゼネラルダイアグノステック ペリファイ・ノルマル・シトレ イト	PT, PTT, APTT	正常値域	分析値表示
ゼネラルダイアグノステック ペリファイ・ノルマル・オギザ レート	PT, PTT, APTT	正常値域	分析値表示
ゼネラルダイアグノステック ペリファイ・アブノーマル・シ トレイト I, II	PT, PTT, APTT	異 常 値	分析値表示
ゼネラルダイアグノステック ペリファイ・アブノーマル・オ キサレート I, II	PT, PTT, APTT	異 常 値	分析値表示
オルソー異常凝固コントロール	PT	異 常 値	分析値表示
オルソープラズマコアギュレーシ ョンコントロール	PT, PTT, APTT, TT	正 常 値	分析値表示

保 存 法	使用または 有効期間	包 装 単 位	標準価格	販 売（輸入・製造）
冷 蔵	3 年	0.5 ml×10	¥ 4,500	(輸) 日本ワーナーランバート㈱ (販) 小野薬品㈱ 三共㈱
冷 蔵	3 年	0.5 ml×10	¥ 4,500	
冷 蔵	3 年	0.5 ml×10	¥ 5,000	
冷 蔵	3 年	0.5 ml×10	¥ 5,000	
2—8°C	2 年	1 ml×10	¥10,000	(製) オルソー社（米国） (輸・販) 三光純薬㈱
2—8°C	2 年	1 ml×10		

GOT・GPT 測定用試薬

品 名	測 定 原 理 (方法)	適 用 機 種 名	サンプル量
GOT・UV ストッパーセット	UV one point assay		30 μ l
GPT・UV ストッパーセット	UV one point assay		30 μ l
GOT・UVテスト「カルビオケム」	UV rate assay		200 μ l
GPT・UVテスト「カルビオケム」	UV rate assay		200 μ l
A-Gent SGOT 試薬	Henry 変法	ABA-100, ABA-50そ 他の分析機器	5 μ l
A-Gent SGPT 試薬	(UV-rate assay)		
706 ダイテスト GOT	UV-rate assay	日立716, 日立706	100 μ l
706 ダイテスト GPT	UV-rate assay	日立716, 日立706	100 μ l
706 ダイテスト GOT・GPT	UV-rate assay	日立716, 日立706	100 μ l
ウルトラテスト GOT	Reitman-Frankel 変法	U-Chemista	50 μ l
ウルトラテスト GPT	Reitman-Frankel 変法		50 μ l
アナセラム GOT-II	Reitman-Frankel 変法	日立400, 日立500	50 μ l
アナセラム GPT-II	Reitman-Frankel 変法	日立400, 日立500	50 μ l
UV セット「第一」GOT	Karmen-Wroblewski 法		
UV セット「第一」GPT	Karmen-Wroblewski 法		
GOT 測定用試薬 (UV)	Karmen 変法	JCA クリナライザー LKB 8600 テクトロンフリオガー 240	50 μ l 200 μ l 50 μ l
GOT 測定用試薬 Akes	Karmen 変法	AKES	100 μ l
GPT 測定用試薬 (UV)	Wrobsky 処方 rate assay	JC クリナライザー LKB 8600 テクトロンフリオガー 240	50 μ l 200 μ l 50 μ l
GPT 測定用試薬 (Akes)	rate assay	AKES	100 μ l
トランスアミナーゼ (GOT) (UV 法)	rate assay (Henry 法)	クリナライザー, LKB	
モノテスト・GOT	rate assay 法	ファーストアナライザ ー, ABA-100, Gilford	
モノテスト・GOT・opt	rate assay 法	3400, 3500, System	
モノテスト・GPT	rate assay 法	TR, その他	
モノテスト・GPT・opt	rate assay 法		

測定回数	1検体当 たり価格	保 存 法	有効または 使用期間	製 造 または 輸 入	販 売
150	¥ 70	2—8℃	1 年	三共㈱	三共㈱
150	¥ 70	2—8℃	1 年	三共㈱	三共㈱
100	¥100	2—6℃	1 年	カルビオケム㈱	三共㈱
100	¥100	2—6℃	1 年	カルビオケム㈱	三共㈱
120	¥ 18	室 温	6 カ月	アボット㈱	アボット㈱
240	¥ 15			アボット㈱	アボット㈱
480	¥ 13			アボット㈱	アボット㈱
840	¥ 12			アボット㈱	アボット㈱
2,400	¥ 9			アボット㈱	アボット㈱
		10—25℃	2 年	第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱
		10—25℃	2 年	第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱
		10—25℃	2 年	第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱
30	¥150	2—10℃	2 年	第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱
30	¥150	2—10℃	2 年	第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱
		2—10℃	2 年	第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱
		2—10℃	2 年	第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱
30	¥ 73	0—4℃		第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱
30	¥ 73	0—4℃		第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱
	¥ 30	2—10℃	1 年	片山化学㈱	三光純薬㈱
	¥ 15			片山化学㈱	三光純薬㈱
	¥ 18			片山化学㈱	三光純薬㈱
500		2—10℃	1 年	片山化学㈱	三光純薬㈱
	¥ 30	2—10℃	1 年	片山化学㈱	三光純薬㈱
	¥ 15			片山化学㈱	三光純薬㈱
	¥ 18			片山化学㈱	三光純薬㈱
500		2—10℃	1 年	片山化学㈱	三光純薬㈱
		2—8℃	1 年	ベーリンガー・マンハイム社	ベーリンガー・マンハイム山之内㈱

GOT・GPT 測定用試薬

品 名	測 定 原 理 (方法)	適 用 機 種 名	サンプル量
GOT 測定用試薬	UV 法	CentrifiChem	40 μ l
	UV 法	テクニコン AA II	420 μ l
		SMA 12/60	
GPT 測定用試薬	UV 法	CentrifiChem	40 μ l
		テクニコン AA II	420 μ l
		SMA 12/60	
GOT 測定用試薬	初速度測定法	TBA-360	56 μ l
GPT 測定用試薬	初速度測定法	TBA-360	56 μ l
GOT-ISOZYME-TEST-CHE-MIPHAR	イオン交換カラムによる分離	CentrifiChem, LKB 等 GOT, UV 法の測定可能機種	50 μ l
ゼネラルダイアグノスティックストランス Ac	オキザロ酢酸/ジアゾニウム法	比色計 分光光度計 自動分析機 日立716	200 μ l
GOT 測定用試薬			
GOT 測定用試薬	rate assay (Karmen 変法)	日立706, 706D	
GOT 測定用試薬	Reitman-Frankel 法	東芝 LAC-02A	
GOT 測定用試薬	rate assay	クリナライザー	
GOT 測定用試薬	rate assay	LKB	
GPT 測定用試薬		日立716	
GPT 測定用試薬	rate assay (Karmen 変法)	日立 706, 706D	
GPT 測定用試薬	Reitman-Frankel 法	東芝 LAC-02A	
GPT 測定用試薬	rate assay	クリナライザー	
GPT 測定用試薬	rate assay	LKB	
GOT, GPT 測定用試液	UV 法	日立716形	15 μ l
	Henry 法	クリナライザー	40 μ l
ユニキットレート GOT	カルメン変法	RaBA-Super	200 μ l
ユニキットレート GPT	カルメン変法	RaBA-Super	200 μ l
SGOT 測定試薬	Karman 改良法	CentrifiChem®	40 μ l
SGPT 測定試薬	Wroblewski・Ladue 改良法	CentrifiChem®	40 μ l

測定回数	1 検体当 たり価格	保 存 法	有効または 使用 期 間	製 造 また は 輸 入	販 売
840	¥ 26 ¥ 12	2—8℃ 2—10℃	1 年	長瀬産業(株) 関東化学(株)	長瀬産業(株)・関東化学(株) 関東化学(株)
840	¥ 26 ¥ 75	2—8℃ 2—10℃	1 年	長瀬産業(株) 関東化学(株)	長瀬産業(株)・関東化学(株) 関東化学(株)
300—400		2—10℃	1 年	東芝化学工業(株) 生物物理 化学(研)	東芝メディカル(株)取扱 東芝メディカル(株)取扱
300—400		2—10℃	1 年		
60	¥300	室温	1 年	日本ケミファ(株)	日本ケミファ(株)
100	¥150	冷蔵	2 年	日本ワーナーランバート (株)	小野薬品(株) 三共(株)
		2—10℃	1 年	栄研化学(株)	栄研化学(株)
		2—10℃	1 年	栄研化学(株)	栄研化学(株)
		2—10℃	1 年	栄研化学(株)	栄研化学(株)
1,000		2—10℃	1 年	栄研化学(株)	栄研化学(株)
1,000		2—10℃	1 年	栄研化学(株)	栄研化学(株)
		2—10℃	1 年	栄研化学(株)	栄研化学(株)
		2—10℃	1 年	栄研化学(株)	栄研化学(株)
		2—10℃	1 年	栄研化学(株)	栄研化学(株)
1,000		2—10℃	1 年	栄研化学(株)	栄研化学(株)
1,000		2—10℃	1 年	栄研化学(株)	栄研化学(株)
3,000	¥ 11.82	2—8℃	1 年	(株)ヤترون	三光純薬(株)
	¥ 29.15	2—8℃	1 年	(株)ヤترون	三光純薬(株)
30		2—10℃	1 年	中外製薬(株)	中外製薬(株)
30		2—10℃	1 年	中外製薬(株)	中外製薬(株)
840	¥ 26	2—8℃	1 年	ユニオンカーバイド社	長瀬産業(株)
840	¥ 26	2—8℃	1 年	ユニオンカーバイド社	長瀬産業(株)

LDH 測定用試薬

品名	測定原理 (方法)	適用機種名	サンプル量
A-Gent LDH-L テスト	Wacker 変法 (UV-rate assay)	ABA-100, ABA-50 その他	5 μ l
グラニューケムLDH-L-UVキット	Amador-Wacker 法	CentrifiChem	10~15 μ l
		CentrifiChem	10~15 μ l
		Gemsaec	10~25 μ l
		Gemsaec	10~25 μ l
		Rotochem	10~20 μ l
		Rotochem	10~20 μ l
		ABA	5 μ l
		ABA	5 μ l
		LKB	20 μ l
		LKB	20 μ l
		AKES	10 μ l
		AKES	10 μ l
ダイテスト LDH-P-N	UV 法	日立716, 日立706	50 μ l
UV セット「第一」	Wróblewski-LaDue 法		
アナセラム-LDH	ビルビン酸ヒドラゾン発色法	日立400, 日立500	25 μ l
ウルトラテスト	Hydrazone 発色法	U-Chemista	20 μ l
LDH 測定用試液 54-2012	UV 法	日立 716	10 μ l
51-4421	Wróblewski-RRA	クリナライザー MIR	10 μ l
LDH 測定用試薬 (UV)	GSCC 処方	JCA クリナライザー	20 μ l
		LKB 8600	10 μ l
		テクトロンフレイガー 2400	12 μ l
LDH 測定用試薬 AKES	GSCC 処方	AKES	10 μ l

測定回数	1 検体当 たり価格	保 存 法	有効または 使用 期 間	製 造 また は 輸 入	販 売
60	¥ 57	室温	6 ヲ月	アボット(株)	アボット(株)
120	¥ 45			アボット(株)	アボット(株)
240	¥ 41			アボット(株)	アボット(株)
420	¥ 38			アボット(株)	アボット(株)
1,200	¥ 27			アボット(株)	アボット(株)
75	¥ 16	28°C以下	1 年間	マリンクロット社	堀井薬品工業(株)
188	¥ 12			マリンクロット社	堀井薬品工業(株)
50	¥ 24	28°C以下	1 年間	マリンクロット社	堀井薬品工業(株)
150	¥ 15			マリンクロット社	堀井薬品工業(株)
60	¥ 20			マリンクロット社	堀井薬品工業(株)
125	¥ 17			マリンクロット社	堀井薬品工業(株)
120	¥ 10			マリンクロット社	堀井薬品工業(株)
300	¥ 7			マリンクロット社	堀井薬品工業(株)
30	¥ 40			マリンクロット社	堀井薬品工業(株)
75	¥ 29			マリンクロット社	堀井薬品工業(株)
30	¥ 40			マリンクロット社	堀井薬品工業(株)
75	¥ 29			マリンクロット社	堀井薬品工業(株)
30	¥ 36.7	10—25°C	2 年	第一化学薬品(株)	第一化学薬品(株)
		2—10°C	2 年	第一化学薬品(株)	第一化学薬品
2,400	¥ 20	2—10°C	1 年	第一化学薬品(株)	第一化学薬品(株)
		2—8°C	1 年	ヤトロソ(株)	三光純薬(株)
		2—8°C	1 年	ヤトロソ(株)	三光純薬(株)
		2—10°C	1 年	片山化学(株)	三光純薬(株)
		2—10°C	1 年	片山化学(株)	三光純薬(株)
		2—10°C	1 年	片山化学(株)	三光純薬(株)
		2—10°C	1 年	片山化学(株)	三光純薬(株)
		2—10°C	1 年	片山化学(株)	三光純薬(株)

LDH 測定用試薬

品 名	測 定 原 理 (方法)	適 用 機 種 名	サンプル量
血清 LDH 測定試薬 LDH ネオオートセットH	Tetrazolium 塩法	日立400 日立500 DSA 560 LAC 060-00 オリンパス ACA	30 μ l 30 μ l 25 μ l 25 μ l 20 μ l
血清 LDH 測定試薬 LDH ネオオートセットH	Tetrazolium 塩法	日立400 日立500 DSA 560 LAC 060-00 オリンパス ACA	30 μ l 30 μ l 25 μ l 25 μ l 20 μ l
モノテスト・LDH	rate assay	ファースト・アナライザー, ABA-100, Gilford 3400, 3500, System TR, その他	
LDH 測定用試薬	UV 法 UV 法	CentrifiChem テクニコンAAⅡ, SMA 12/60	10 μ l
LDH-Test Chemiphar	Tetrazolium 還元法		20 μ l
LDH-Isozyme Test Chemiphar (肝型 LDH)	イオン交換カラム法		50 μ l
LDH 測定用試薬	初速度測定法	TBA-360	56 μ l
ゼネラルダイアグノスティックス LDH・ストレート(LDH定量試薬)	INT 還元法(バブソン法)	比色計, 分光光度計 自動分析機	100 μ l
プロファイル LDH (肝/心 LDH 分別定量試薬)	バブソン法/酵素抑制法	比色計, 分光光度計 自動分析機	200 μ l
LDH 測定用試薬	reaction rate	クリナライザー, LKB	
LDH-P 測定用試薬	rate assay Wróblewski 法	日立706	
LDH-L 測定用試薬		日立716	
LDH-P 測定用試薬		日立716	
LDH 測定用試薬	Hydrazone	東芝 LAC-02A	
LDH 測定用試薬	UV 法	日立716	10 μ l
LDH 測定用試薬	Wróblewski (RRA)	クリナライザー	10 μ l
乳酸脱水素酵素測定用試液	UV 法	LKB	50 μ l
LDH (L→P) 測定試薬		CentrifiChem®	10 μ l
ユニキット LDH	ロブレスキーラデュ変法	RaBA Super	50 μ l

測定回数	1 検体当 たり価格	保 存 法	有効または 使用 期 間	製 造 また は 輸 入	販 売
500		0—5℃		シノテスト研究所	シノテスト商事㈱
500		0—5℃		シノテスト研究所	シノテスト商事㈱
2,500		0—5℃		シノテスト研究所	シノテスト商事㈱
500		0—5℃		シノテスト研究所	シノテスト商事㈱
250		0—5℃		シノテスト研究所	シノテスト商事㈱
500		0—5℃		シノテスト研究所	シノテスト商事㈱
500		0—5℃		シノテスト研究所	シノテスト商事㈱
2,500		0—5℃		シノテスト研究所	シノテスト商事㈱
500		0—5℃		シノテスト研究所	シノテスト商事㈱
250		0—5℃		シノテスト研究所	シノテスト商事㈱
		2—8℃	1 年	ペーリンガー・マンハイム社	ペーリンガー・マンハイム山之内㈱
560	¥ 37	2—8℃	6 ヲ月	長瀬産業㈱	長瀬産業㈱, 関東化学㈱
	¥ 53	2—10℃	1 年	関東化学㈱	関東化学㈱
120	¥218	2—10℃	1 年	日本ケミフア㈱	日本ケミフア㈱
60	¥300	室温	1 年	日本ケミフア㈱	日本ケミフア㈱
300~400		2—10℃	1 年	東芝化学工業㈱ 生物物理化学(研)	東芝メディカル㈱取扱
	¥235	冷蔵	2 年	日本ワーナーランバート㈱	小野薬品㈱, 三共㈱
	¥250	冷蔵	2 年	日本ワーナーランバート㈱	小野薬品㈱, 三共㈱
1,000		2—10℃	6 ヲ月	栄研化学㈱	栄研化学㈱
		2—10℃	1 年	栄研化学㈱	栄研化学㈱
		2—10℃	1 年	栄研化学㈱	栄研化学㈱
		2—10℃	1 年	栄研化学㈱	栄研化学㈱
		2—10℃	1 年	栄研化学㈱	栄研化学㈱
2,400	¥ 14.87	2—10℃	1 年	㈱ヤトロ	三光純薬㈱
	¥ 16.0	2—10℃	1 年	㈱ヤトロ	三光純薬㈱
90		2—10℃	1 年	㈱ヤトロ	三光純薬㈱
560	¥ 37	2—8℃	6 ヲ月	ユニオンカーバイド社	長瀬産業㈱
30		2—10℃	1 年	中外製薬㈱	中外製薬㈱

Al-p 測定用試薬

品 名	測 定 原 理 (方法)	適 用 機 種 名	サンプル量
ユニキット ALP	p-ニトロフェニルホスフェート法	RaBA Super	50 μ l
A-Gent Alkaline Phosphatase 試薬	p-nitro-phenyl phosphate 法 (ワンステップ試薬)	ABA-100, ABA-50	5 μ l
		ABA-100, ABA-50	5 μ l
		ABA-100, ABA-50	5 μ l
		ABA-100, ABA-50	5 μ l
		ABA-100, ABA-50	5 μ l
ALP-測定用試薬	Bessey-Lolly 法	JCA クリナライザー, LKB 8600	10 μ l 20 μ l
		テクトロンフリュイガー	10 μ l
ダイテスト ALP	カインド・キング変法	日立716, 日立706	20 μ l
アナセラム ALP-II	Kind-King 変法	日立400, 日立500	40 μ l
ウルトラテスト	Kind-King 変法	U-Chemista	50 μ l
モノテスト・ALP-opt	rate assay 法	ファーストアナライザー, ABA-100, Gilford 3400, 3500, System TR, その他	
ALP 測定用試薬	Kind-King 法	TBA-360	24 μ l
	rate assay		56 μ l
新シカフオス-N	rate assay	日立400, 日立716	40 μ l
ALP 測定用試薬	Bessey-Lowry 法	CentrifiChem	20 μ l
イアトロテスト ALP	RRA	LKB	20 μ l
イヤトロテスト ALP	Bessey-Lowry 法	LKB, クリナライザー	10 μ l
ALP 測定用試薬	Kind-King 法	日立716	15 μ l
ゼネラルダイアグノスティックス アルフォス・ストレート (アルカリホスファターゼ定量試薬)	フェノールフタレイン法	比色計, 分光光度計 自動分析機	100 μ l
ALP-測定用試薬	rate assay 法	日立706, 706D, LKB	
ALP-測定用試薬	p-ニトロフェニルリン酸 法および K-K 法	クリナライザー	
ALP-測定用試薬	Kind-King 法	東芝 LAC-02A	
ALP-測定用試薬		日立716	
アルカリホスファターゼ測定試薬	Bessey-Lowry-Broc -改良法	CentrifiChem®	20 μ l

測定回数	1 検体当 たり価格	保 存 法	有効または 使用期間	製 造 または 輸 入	販 売
30		2—10°C	1 年	中外製薬㈱	中外製薬㈱
60	¥ 25	4 °C	6 カ月	アボット㈱	アボット㈱
120	¥ 41	4 °C	6 カ月	アボット㈱	アボット㈱
240	¥ 37	4 °C	6 カ月	アボット㈱	アボット㈱
480	¥ 33	4 °C	6 カ月	アボット㈱	アボット㈱
1,200	¥ 25	4 °C	6 カ月	アボット㈱	アボット㈱
	¥ 20	2—10°C	1 年	片山化学㈱	三光純薬㈱
	¥ 10	2—10°C	1 年	片山化学㈱	三光純薬㈱
	¥ 12	2—10°C	1 年	片山化学㈱	三光純薬㈱
		2—10°C	2 年	第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱
		2—10°C		第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱
		2—10°C	1 年	第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱
		2—8 °C	1 年	ベーリンガー・マンハイム社	ベーリンガー・マンハイム山之内㈱
300~400		2—10°C	1 年	東芝化学工業㈱ 生物物理化学(研)	東芝メディカル㈱取扱
300~400		2—10°C	1 年		東芝メディカル㈱取扱
250	¥ 54	2—10°C	1 年	関東化学㈱	中外製薬㈱
840	¥ 28	2—8 °C	1 年	長瀬産業㈱	長瀬産業㈱, 関東化学㈱
300				㈱ヤترون	三光純薬㈱
300	¥ 19	2—8 °C	1 年	㈱ヤترون	三光純薬㈱
5,000		2—8 °C	1 年	㈱ヤترون	三光純薬㈱
	¥ 100	冷蔵	2 年	日本ワーナーランバート㈱	小野薬品㈱, 三共㈱
		2—10°C	1 年	栄研化学㈱	栄研化学㈱
		2—10°C	1 年	栄研化学㈱	栄研化学㈱
		2—10°C	1 年	栄研化学㈱	栄研化学㈱
		2—10°C	1 年	栄研化学㈱	栄研化学㈱
840	¥ 28	2—8 °C	1 年	ユニオンカーバイド社	長瀬産業㈱

酸ホスファターゼ測定用試薬

品 名	測 定 原 理 (方法)	適 用 機 種 名	サンプル量
ゼネラルダイアグノスティックス 酸フォス・ストレート (酸ホス ファターゼ定量試薬)	α -ナフトール/ジアゾ化法	比色計, 分光光度計 自動分析機	200 μ l
酸性ホスファターゼ測定用試液	Kind-King 法		100 μ l

 γ -GTP 測定用試薬

品 名	測 定 原 理 (方法)	適 用 機 種 名	サンプル量
モノテスト γ -GT	rate assay	ファースト・アナライ ザー, ABA-100, Gilford 3400, 3500, System TR, その他	
γ -GTP 測定用試薬	初速度測定法	TBA-360	56 μ l
γ -GTP 測定用試薬		日立 716	
γ -GTP 測定用試薬	reaction rate 法	クリナライザー	
γ -GTP 測定用試薬	オルロウスキイ変法	日立 716	
γ -GTP 測定用試薬	Orlowski 変法	日立 716	10 μ l
γ -グルタミルトランスペプチダー ゼ測定用試薬	Orlowski 法	日立 716	10 μ l
γ -GTP テストパック「三共」	比色法 (γ -L-グルタミル -p-ニトロアニリド)		50 μ l
γ -GTP テストパック AK「三共」	比色法 (γ -L-グルタミル -p-ニトロアニリド)		50 μ l
γ -GTP カラーテスト「三共」	比色法 (γ -L-グルタミル -p-ニトロアニリド)		20 μ l
A-Gent GGTP 試薬	比色法, Kinetic assay	ABA 100, ABA 50, その他分析機器	5 μ l
ダイテスト GGT-N	Orlowski 変法	日立 716, 日立 706	20 μ l
アナセラム GGT-II	Orlowski 変法	日立 400, 日立 500	20 μ l
γ -GTP 測定用試薬	Orlowski 変法	日立 716	10 μ l
		日立 400, 日立 500	20 μ l
		オリンパス ACA	20—25 μ l
		オートラブ, LAC	50 μ l
ユニキット γ -GTP	γ -グルタミル-p-ニトロア ニリド法	RaBA Super	200 μ l

測定回数	1 検体当 たり価格	保 存 法	有効または 使用期間	製 造 または 輸 入	販 売
	¥120	冷蔵	2 年	日本ワナー・ランバート(株)	小野薬品(株), 三共(株)
40	¥ 87	2—10°C	1 年	(株)ヤトロン	三光純薬(株)

測定回数	1 検体当 たり価格	保 存 法	有効または 使用期間	製 造 または 輸 入	販 売
		2—8°C	1 年	ベーリンガー・マンハイム社	ベーリンガー・マンハイム山之内(株)
300—400		2—10°C	1 年	東芝化学工業(株) 生物物理化学(研)	東芝メディカル(株)取扱
		2—10°C	1 年	栄研化学(株)	栄研化学(株)
1,000		2—10°C		栄研化学(株)	栄研化学(株)
		2—10°C	1 年	栄研化学(株)	栄研化学(株)
		2—8°C	1 年	(株)ヤトロン	三光純薬(株)
3,500	¥ 22.24	2—10°C	1 年	(株)ヤトロン	三光純薬(株)
50	¥100	5°C以下	1 年	三共(株)	三共(株)
250	¥ 76	5°C以下	1 年	三共(株)	三共(株)
50	¥120	5°C以下	1 年	三共(株)	三共(株)
120	¥ 35	室温	6 ヲ月	アボット(株)	アボット(株)
240	¥ 28			アボット(株)	アボット(株)
480	¥ 27			アボット(株)	アボット(株)
		2—10°C	1 年	第一化学薬品(株)	第一化学薬品(株)
		2—10°C	1 年	第一化学薬品(株)	第一化学薬品(株)
	¥ 64	2—10°C	6 ヲ月	片山化学(株)	三光純薬(株)
	¥ 80			片山化学(株)	三光純薬(株)
	¥ 80			片山化学(株)	三光純薬(株)
	¥ 80			片山化学(株)	三光純薬(株)
30		2—10°C	1 年	中外製薬(株)	中外製薬(株)

LAP 測定用試薬

品 名	測 定 原 理 (方法)	適 用 機 種 名	サンプル量
ダイテスト LAP	Tuppy 変法	日立 716, 日立 706	20 μ l
アナセラム LAP II	Tuppy 変法	日立 400, 日立 500	20 μ l
ウルトラテスト LAP	竹中・高橋変法	U-Chemista	20 μ l
LAP-測定用試薬	初速度測定法	TBA-360	56 μ l
ユニキット LAP	L-ロイシル-p-ニトロアニリド法	RaBA Super	200 μ l
LAP-測定用試薬	比色法	日立 706, 706D, 716	
LAP-測定用試薬	rate assay	クリナライザー	
イヤトロテスト LAP	rate assay	LKB	50 μ l
LAP 測定用試薬	ジアゾ法	日立 716	10 μ l

CPK 測定用試薬

品 名	測 定 原 理 (方法)	適 用 機 種 名	サンプル量
CPK・UV ストッパーセット	UV one point assay		30 μ l
CPK・UVテスト「カルビオケム」	UV rate assay		50—100 μ l
A・Gent CPK 試薬	UV rate assay (Oliver 変法)	ABA 100, ABA 50, その他の分析機器	5 μ l
グラニユケム CPK-UV キット	UV rate assay (Oliver Rosalki 変法)	CentrifiChem	10—15 μ l
		Gemsaec	10—20 μ l
		Rotochem	10—20 μ l
		ABA	5 μ l
		LKB (AKES)	20—50 (40) μ l
C-Zyme CPK Set	UV rate assay (Oliver Rosalki 変法)	日立 716	15 μ l
CPK 測定用試薬	初速度測定法	TBA-360	56 μ l
ユニキット CPK	ロザルギー変法	RaBA Super	200 μ l

測定回数	1 検体当 たり価格	保 存 法	有効または 使用 期 間	製 造 または 輸 入	販 売
30 300—400	¥180	2—10℃	2 年	第一化学薬品(株)	第一化学薬品(株)
		2—10℃	2 年	第一化学薬品(株)	第一化学薬品(株)
		2—10℃	1 年	第一化学薬品(株)	第一化学薬品(株)
		2—10℃	1 年	東芝化学工業(株) 生物理 化学 (研)	東芝メディカル(株)取扱
30		2—10℃	1 年	中外製薬(株)	中外製薬(株)
1,000		2—10℃	1 年	栄研化学(株)	栄研化学(株)
		2—10℃	1 年	栄研化学(株)	栄研化学(株)
300		2—8℃	1 年	(株)ヤトロソ	三光純薬(株)
3,000		2—8℃	1 年	(株)ヤトロソ	三光純薬(株)

測定回数	1 検体当 たり価格	保 存 法	有効または 使用 期 間	製 造 または 輸 入	販 売
100	¥173	2—8°C	1 年	三共㈱	三共㈱
50	¥262	2—8°C	1 年	カルビオケム	三共㈱
120	¥ 67	室温	6 ヶ月	アボット㈱	アボット㈱
240	¥ 54			アボット㈱	アボット㈱
480	¥ 50			アボット㈱	アボット㈱
840	¥ 44			アボット㈱	アボット㈱
38	¥ 37	28°C以下	1 年	マリンクロット社	堀井薬品㈱
75	¥ 34			マリンクロット社	堀井薬品㈱
25	¥ 56			マリンクロット社	堀井薬品㈱
50	¥ 50			マリンクロット社	堀井薬品㈱
30	¥ 47			マリンクロット社	堀井薬品㈱
60	¥ 42			マリンクロット社	堀井薬品㈱
60	¥ 24			マリンクロット社	堀井薬品㈱
120	¥ 21			マリンクロット社	堀井薬品㈱
15	¥ 94			マリンクロット社	堀井薬品㈱
30	¥ 84			マリンクロット社	堀井薬品㈱
50				㈱ヤトロソ	三光純薬㈱
300—400		2—10°C	1 年	東芝化学工業㈱ 生物理 化学（研）	東芝メディカル㈱取扱
30		2—10°C	1 年	中外製薬㈱	中外製薬㈱

CHE 測定用試薬

品 名	測 定 原 理 (方法)	適 用 機 種 名	サンプル量
ダイテスト CHE-N アナセラム CHE-II CHE 測定用試薬	柴田・高橋変法 Δ pH 法 初速度測定法	日立 716, 日立 706 日立 400, 日立 500 TBA-360	100 μ l 50 μ l 8 μ l
CHE 測定用試薬	RRA	LKB	
CHE 測定用試薬		日立 716	
CHE 測定用試薬	RRA	クリナライザー	
CHE 測定用試薬	DTNB 法	東芝 LAC-02A	
CHE 測定用試薬	RRA-garry 変法	日立 706, 日立 706D	
コリンエステラーゼ測定用試液	Δ pH 法	日立 716	15 μ l
コリンエステラーゼ測定用試液			20 μ l
イアトロセット Ch-E (OM)	酵素法		20 μ l

 α -HBD 測定用試薬

品 名	測 定 原 理 (方法)	適 用 機 種 名	サンプル量
A-Gent α -HBD 試薬	UV rate assay (Rosalki-Wilkinson 法)	ABA 100, ABA 50, その他の分析機器	5 μ l
ダイテスト HBDH モノテスト・ α -HBDH	UV rate assay rate assay	日立 716, 日立 706 ファースト・アナライ ザー, ABA 100, Gilford 3400, 3500, System TR, その他	50 μ l
HBD 測定用試薬	初速度測定法	TBA 360	56 μ l
α -HBDH 測定用試薬	rate assay	クリナライザー	
HBD 測定用試薬	UV 法	日立 716	15 μ l

アミラーゼ測定用試薬

品 名	測 定 原 理 (方法)	適 用 機 種 名	サンプル量
ウルトラテストアミラーゼ ゼネラルダイアグノスティックス ダイアミール (アミラーゼ測定用 試薬)	Chromogenic 法 色素結合デンプン法	比色計, 分光光度計	血清 200 μ l 尿 50 μ l
アミラーゼ測定用試液	Caraway	クリナライザー	10 μ l

測定回数	1検体当たり価格	保 存 法	有効または使用期間	製 造 または 輸 入	販 売
300—400		2—10℃ 2—10℃ 2—10℃	2 年 1 年 1 年	第一化学薬品㈱ 第一化学薬品㈱ 東芝化学工業㈱ 生物物理化学(研)	第一化学薬品㈱ 第一化学薬品㈱ 東芝メディカル㈱取扱
500		2—10℃ 2—10℃	1 年 1 年	栄研化学㈱ 栄研化学㈱	栄研化学㈱ 栄研化学㈱
1,000		2—10℃ 2—10℃ 2—10℃	1 年 1 年 1 年	栄研化学㈱ 栄研化学㈱ 栄研化学㈱	栄研化学㈱ 栄研化学㈱ 栄研化学㈱
2,400	¥ 28.75	2—10℃	1 年	栄研化学㈱	栄研化学㈱
50	¥ 90	2—10℃	1 年	㈱ヤトロン	三光純薬㈱
50	¥160	2—10℃	1 年	㈱ヤトロン	三光純薬㈱

測定回数	1検体当たり価格	保 存 法	有効または使用期間	製 造 または 輸 入	販 売
60	¥ 67	4℃	6 ヶ月	アボット㈱	アボット㈱
120	¥ 52			アボット㈱	アボット㈱
240	¥ 48			アボット㈱	アボット㈱
420	¥ 43			アボット㈱	アボット㈱
		10—25℃ 2—8℃	1 年 1 年	第一化学薬品㈱ ペーリンガー・マンハイム社	第一化学薬品㈱ ペンリンガー・マンハイム山之内㈱
300—400		2—10℃	1 年	東芝化学工業㈱ 生物物理化学(研)	東芝メディカル㈱取扱
1,000		2—10℃	1 年	栄研化学㈱	栄研化学㈱
3,000		2—8℃	1 年	㈱ヤトロン	三光純薬㈱

測定回数	1検体当たり価格	保 存 法	有効または使用期間	製 造 または 輸 入	販 売
30	¥150 ¥240	10—25℃ 冷蔵	2 年 2 年	第一化学薬品㈱ 日本ワーナーランバート㈱	第一化学薬品㈱ 小野薬品㈱ 三共㈱
	¥ 21.0	2—8℃	1 年	㈱ヤトロン	三光純薬㈱

コレステロール測定用試薬

品 名	測 定 原 理 (方法)	適 用 機 種 名	サンプル量
総コレステロール測定試薬 デタミナー TC “5”	酵素法 酵素比色法	CentrifiChem® 比色法による自動分析 機全機種	5 μ l 5—20 μ l
A-Gent cholesterol 試薬	Allain らの方法 (比色-酵素法 end-point 法)	ABA-100, 50 その他	5 μ l
コレステロール・PAP・テスト	酵素比色法 (フェノール, 4-アミノフェナゾン)	ファーストアナライザ ー, 各種ディスクリー ト機器	
オートパックAコレステロール	酵素比色法 (フェノール, 4-アミノフェナゾン)	AA I, II, SMA®, 各種 ディスクリート機器	
ダイテスト CHO-E	酵素法	日立 716, 日立 706	10 μ l
アナセラム CHO-III	Lieberman-Burchard 法	日立 400, 日立 500	90 μ l
ウルトラテスト	Lieberman-Burchard変法	U-chemista	50 μ l
総コレステロール	Richmond-Allain 法 (酵素法)	JCA クリナライザー 日立706, 日立 716, 日立706D, LKB 8600	10 μ l 10 μ l
		テクニコンII型	4 μ l
		日立 400, 日立 500	20 μ l
		フリーガー 240	10 μ l
		テクニコン SMA	10 μ l
		東芝ベックマン	10 μ l
コレステロール測定用試液	自動分析用試薬 (ディスクリート用)	日立 400, 日立 500 日立 716 オリンパス ACA	20 μ l 10 μ l 10—20 μ l
コレステロール測定用試液54-2411	酵素法	日立 716型	10 μ l
コレステロール測定用試液51-4511	Lieberman-Burchard 法	クリナライザー	10 μ l
ユニキット 総コレステロール	ズルコウスキー法	RaBA Super	50 μ l
ユニキット 総コレステロール	酵素法	RaBA Super	20 μ l

測定回数	1 検体当 たり 価 格	保 存 法	有効または 使用 期 間	製 造 また は 輸 入	販 売
840	¥ 50	2—8°C	1 年	ユニオンカーバイド社	長瀬産業(株)
100	¥100	15°C以下	12ヵ月	協和醸酵工業(株)	協和醸酵工業(株)
60	¥113	4°C	6ヵ月	アボット(株)	アボット(株)
120	¥ 90	4°C	6ヵ月	アボット(株)	アボット(株)
240	¥ 80	4°C	6ヵ月	アボット(株)	アボット(株)
420	¥ 71	4°C	6ヵ月	アボット(株)	アボット(株)
1,200	¥ 63	4°C	6ヵ月	アボット(株)	アボット(株)
		2—8°C	9ヵ月	ベーリンガー・マンハイム社	ベーリンガー・マンハイム山之内(株)
		2—8°C	9ヵ月	ベーリンガー・マンハイム社	ベーリンガー・マンハイム山之内(株)
		2—10°C	1 年	第一化学薬品(株)	第一化学薬品(株)
		10—25°C	2 年	第一化学薬品(株)	第一化学薬品(株)
60	¥100	2—10°C	1 年	第一化学薬品(株)	第一化学薬品(株)
	¥ 67	2—10°C	1 年	片山化学(株)	三光純薬(株)
	¥ 33	2—10°C	1 年	片山化学(株)	三光純薬(株)
	¥ 33	2—10°C	1 年	片山化学(株)	三光純薬(株)
	¥100	2—10°C	1 年	片山化学(株)	三光純薬(株)
	¥ 40	2—10°C	1 年	片山化学(株)	三光純薬(株)
		2—10°C	1 年	片山化学(株)	三光純薬(株)
		2—10°C	1 年	片山化学(株)	三光純薬(株)
300		2—8°C	1 年	(株)ヤトロソ	三光純薬(株)
800		2—8°C	1 年	(株)ヤトロソ	三光純薬(株)
500		2—8°C	1 年	(株)ヤトロソ	三光純薬(株)
2,400		2—8°C	1 年	(株)ヤトロソ	三光純薬(株)
250		2—8°C	1 年	(株)ヤトロソ	三光純薬(株)
30		2—10°C	1 年	中外製薬(株)	中外製薬(株)
30		2—10°C	1 年	中外製薬(株)	中外製薬(株)

コレステロール測定用試薬

品 名	測 定 原 理 (方法)	適 用 機 種 名	サンプル量
コレステロールE “シノテスト”		日立 400, 500 エーケス CentrifiChem クリナライザー ジェムサック	20 μ l 10 μ l 5 μ l 10 μ l 5 μ l
コレステロール測定用試薬 シカコレステロール-E CHO 測定用試薬	酵素法 酵素法 酵素法	CentrifiChem AA II, SMA 12/60 TBA-360	5 μ l 100 μ l 8 μ l
コレステロール測定用試薬 コレステロール測定用試薬 コレステロール測定用試薬	酵素法 酵素法 酵素法	日立 706, 日立 706D 東芝 LAC-02A クリナライザー	

TG 測定用試薬

品 名	測 定 原 理 (方法)	適 用 機 種 名	サンプル量
A-Gent Triglycerides 試薬	UV-end point 法 (酵素法)	ABA-100, 50 その他	5 μ l
716 ダイテスト TG トリグリセライド測定用試薬	酵素法 RRA	日立 716, 日立 706 クリナライザー	15 μ l 10 μ l
オートバック®B・トリグリセライド TG 測定用試薬 TG 測定用試薬 TG 測定用試薬 TG 測定用試薬 イアトロセット TG リパーゼK	UV法 (酵素で加水分解) rate assay (酵素法) rate assay RRA	日立 706, 706D, LKB 8600, 2086, その他 日立 716 LKB 日立 706, 706D クリナライザー LKB	
イアトロテスト TG 中性脂肪測定用試液 TG-E Set	Eggstein, Richterich, Bucolo 処方 rate assay 酵素法	日立 400, 日立 500 LKB	20 μ l 20 μ l 20 μ l

測定回数	1検体当 たり価格	保 存 法	有効または 使用期 間	製 造 または 輸 入	販 売
620	¥ 77.4	0—5°C		シノテスト (研)	シノテスト商事㈱
1,200	¥ 40.0	0—5°C		シノテスト (研)	シノテスト商事㈱
2,740	¥ 17.5	0—5°C		シノテスト (研)	シノテスト商事㈱
930	¥ 51.6	0—5°C		シノテスト (研)	シノテスト商事㈱
3,720	¥ 12.6	0—5°C		シノテスト (研)	シノテスト商事㈱
100	¥ 10	2—10°C	1 年	長瀬産業㈱	長瀬産業㈱
	¥ 3	2—10°C	1 年	関東化学㈱	関東化学㈱
300—400		2—10°C	1 年	東芝化学工業㈱ 生物物理 化学(研)	東芝メディカル㈱取扱
		2—10°C	1 年	栄研化学㈱	栄研化学㈱
		2—10°C	1 年	栄研化学㈱	栄研化学㈱
		2—10°C	1 年	栄研化学㈱	栄研化学㈱

測定回数	1検体当 たり価格	保 存 法	有効または 使用期 間	製 造 または 輸 入	販 売
120	¥ 39	室温	6 ヲ月	アボット㈱	アボット㈱
240	¥ 28	室温		アボット㈱	アボット㈱
480	¥ 24	室温		アボット㈱	アボット㈱
		2—10°C	6 ヲ月	第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱
		2—8°C	1 年	㈱ヤトロノ	三光純薬㈱
		2—8°C	9 ヲ月	㈱ベーリンガー	ベーリンガー・マンハイ ム山之内㈱
		2—10°C	1 年	栄研化学㈱	栄研化学㈱
1,000		2—10°C	2 年	栄研化学㈱	栄研化学㈱
		2—10°C	1 年	栄研化学㈱	栄研化学㈱
		2—10°C		栄研化学㈱	栄研化学㈱
300				㈱ヤトロノ	三光純薬㈱
200	¥175	2—10°C	6 ヲ月	片山化学㈱	三光純薬㈱
300		2—10°C	1 年	㈱ヤトロノ	三光純薬㈱
300	¥270	2—10°C	1 年	㈱ヤトロノ	三光純薬㈱

リン脂質測定用試薬

品 名	測 定 原 理 (方法)	適 用 機 種 名	サンプル量
デタミナー PL イアトロセット PL-E (OM)	酵素-比色法 オキシダーゼ法	比色法の全機種	5—20 μ l

β -リボ蛋白測定用試薬

品 名	測 定 原 理 (方法)	適 用 機 種 名	サンプル量
β -リボ測定試液 β -リボ測定試液	比濁法	日立 716 クリナライザー	

総タンパク測定用試薬

品 名	測 定 原 理 (方法)	適 用 機 種 名	サンプル量
A-Gent Total Protein 試薬	Biuret 法 (比色 end point 法)	ABA-100, 50 その他	5 μ l
アナセラム-TP	Biuret 法	日立 400, 日立 500	50 μ l
ダイテスト-TP	Biuret 法	日立 716, 日立 706	15 μ l
ウルトラテスト	Biuret 法	U-Chemista	50 μ l
ウロテスト PRO	タンパク誤差法	日立 678	90 μ l
ウルトラテスト	Biuret 法	U-Chemista	20 μ l
総蛋白測定用試薬	Biuret 法	日立 706, 706D, 716	
総蛋白測定用試薬	Biuret 法	クリナライザー	
総蛋白測定用試薬	Biuret 法	東芝 LAC-02A	
総蛋白測定用試薬	Biuret 法	日立 716	15 μ l
総蛋白測定用試薬	Biuret 法	クリナライザー	50 μ l
ユニキット 総蛋白	ビウレット法	RaBA Super	50 μ l

測定回数	1 検体当 たり価格	保 存 法	有効または 使用期間	製 造 または 輸 入	販 売
50	未定	15℃	12ヵ月	協和醸酵工業㈱	協和醸酵工業㈱
50	¥174	2—8℃	12ヵ月	㈱ヤトロソ	三光純薬㈱

測定回数	1 検体当 たり価格	保 存 法	有効または 使用期間	製 造 または 輸 入	販 売
1,000回		2—10℃	1 年	栄研化学㈱	栄研化学㈱
		2—10℃	1 年	栄研化学㈱	栄研化学㈱

測定回数	1 検体当 たり価格	保 存 法	有効または 使用期間	製 造 または 輸 入	販 売
240	¥ 17	室温	6 ヲ月	アボット㈱	アボット㈱
480	¥ 13			アボット㈱	アボット㈱
		10—25℃	2 年	第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱
		10—25℃	2 年	第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱
		10—25℃	2 年	第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱
		10—25℃	2 年	第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱
	¥ 70	2—25℃	2 年	第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱
		室温	1 年	栄研化学㈱	栄研化学㈱
1,000		室温	1 年	栄研化学㈱	栄研化学㈱
		2—10℃	1 年	栄研化学㈱	栄研化学㈱
2,400		2—8℃	1 年	㈱ヤトロソ	三光純薬㈱
500		2—8℃	1 年	㈱ヤトロソ	三光純薬㈱
30		2—10℃	1 年	中外製薬㈱	中外製薬㈱

アルブミン測定用試薬

品 名	測 定 原 理 (方法)	適 用 機 種 名	サンプル量
ダイテスト ALB (BCG) A-264	BCG 法	日立400, 日立500	15 μ l
ダイテスト ALB-N 発色液	BCG 法	日立716, 日立706	10 μ l
ゼネラルダイアグノスティックス アルブ・ストレート (アルブミン定量試薬)	BCG 法	比色計, 分光光度計 自動分析機	200 μ l
アルブミン測定用 BCG 試液	BCG 法	日立716, 706, 706D	
アルブミン測定用 BCG 試液	BCG 法	東芝 LAC-02A	
アルブミン測定用 BCG 試薬	BCG 法	クリナライザー	
アルブミン測定用呈色試液	BCG 法	日立716	10 μ l
	BCG 法	クリナライザー	5 μ l
アルブミン測定試薬	BCG 法	CentrifiChem®	30 μ l
ユニキット アルブミン	BCG 法	RaBA Super	20 μ l

BUN 測定用試薬

品 名	測 定 原 理 (方法)	適 用 機 種 名	サンプル量
A-Gent BUN	Urease-GLDH 法 UV-end point 法	ABA 100, 50	2.5 μ l
アナセラム UN-II	Urease-Indophenol 法	日立400, 日立500	20 μ l
ダイテスト UN-N	Urease-Indophenol 法	日立716, 日立706	10 μ l
ウルトラテスター尿素窒素	Urease-Indophenol 法	U-Chemista	20 μ l
BUN 測定用試薬	Urease-Indophenol 法	CentrifiChem	5 μ l
BUN 測定用試薬	Diacetylmonoxime 法	A-A II, SMA 12/60	
ゼネラルダイアグノスティックス ユニグラフ (尿素窒素測定用試薬紙)	ユリアーゼ/クロスト法		200 μ l
UN 測定用試薬	Urease-Indophenol 法	TBA-360	8 μ l

測定回数	1 検体当 たり価格	保 存 法	有効または 使用 期 間	製 造 また は 輸 入	販 売
	¥ 250	10—25℃ 10—25℃ 冷蔵	1.5年 1.5年 2 年	第一化学薬品㈱ 第一化学薬品㈱ 日本ワーナーランバート ㈱	第一化学薬品㈱ 第一化学薬品㈱ 小野薬品㈱, 三共㈱
1,000		2—10℃ 2—10℃	1 年 1 年	栄研化学㈱ 栄研化学㈱	栄研化学㈱ 栄研化学㈱
2,400	¥ 40	2—10℃ 2—8℃	1 年 1 年	栄研化学㈱ ㈱ヤトロン	栄研化学㈱ 三光純薬㈱
500		2—8℃	1 年	㈱ヤトロン	三光純薬㈱
1,400	¥ 6	室温	1 年	ユニオンカーバイド社	長瀬産業㈱
30		2—10℃	1 年	中外製薬㈱	中外製薬㈱

測定回数	1 検体当 たり価格	保 存 法	有効または 使用 期 間	製 造 また は 輸 入	販 売
60	¥ 38	室温	6 ヶ月	アボット㈱	アボット㈱
120	¥ 32			アボット㈱	アボット㈱
240	¥ 28			アボット㈱	アボット㈱
420	¥ 26			アボット㈱	アボット㈱
1,200	¥ 20			アボット㈱	アボット㈱
		2—10℃	2 年	第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱
		2—10℃	2 年	第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱
30	¥ 100	2—10℃	1 年	第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱
840	¥ 35	2—8℃	1 年	長瀬産業㈱	長瀬産業㈱, 関東化学㈱
	¥ 1	2—10℃	1 年	関東化学㈱	関東化学㈱
	¥ 76	冷蔵	約 2 年	日本ワーナーランバート ㈱	小野薬品㈱, 三共㈱
300~400		2—10℃	1 年	東芝化学工業㈱ 生物理 化学(研)	東芝メディカル㈱取扱

BUN 測定用試薬

品 名	測 定 原 理 (方法)	適 用 機 種 名	サンプル量
BUN 測定用試薬	ウ・インドフェノール法	東芝 LAC-02A	
BUN 測定用試薬	rate assay	クリナライザー	
BUN 測定用試薬	rate assay	LKB	
BUN 測定用試薬	ウ・インドフェノール法	日立706, 706D, 716	
BUN 測定用試薬	ウ・インドフェノール法	日立716	5 μ l
BUN 測定用試薬	rate assay	クリナライザー	10 μ l
ヘマグラフ-BUN・L (低濃度)	Urease・pH 指示薬法	アイトーンマークII	40—50 μ l
ヘマグラフ-BUN・H (高濃度)	Urease・pH 指示薬法	アイトーンマークII	40—50 μ l
BUN 測定試薬	ウレアーゼ改良法	CentrifiChem®	5 μ l
ユニキット 尿素窒素	ウ・インドフェノール法	RaBA Super	20 μ l

尿酸測定用試薬

品 名	測 定 原 理 (方法)	適 用 機 種 名	サンプル量
アナセラム UA-II	Folin 改良法	日立400, 日立500	90 μ l
ダイテスト UA-E	酵素法	日立716, 日立706	10 μ l
ゼネラルダイアグノスティックス アキュリック (尿酸定量試薬)	タングステンブルー法	比色計, 分光光度計	200 μ l
尿酸測定用試薬	TPTZ 法	日立706, 706D, 716	
尿酸測定用試薬	リンタングステン酸法	日立716, 日立706D	
	Folin 法 (EPA)	クリナライザー	
Uric Acid 測定試薬	ウリカーゼ法	CentrifiChem®	8 μ l
ユニキット 尿酸	リンタンクステン酸法	RaBA Super	200 μ l

測定回数	1 検体当 たり価格	保 存 法	有効または 使用 期 間	製 造 または 輸 入	販 売
1,000	¥ 35	2—10℃	1 年	栄研化学(株)	栄研化学(株)
1,000		2—10℃	6 ヲ月	栄研化学(株)	栄研化学(株)
		2—10℃		栄研化学(株)	栄研化学(株)
5,000		2—10℃	1 年	栄研化学(株)	栄研化学(株)
		2—8℃	1 年	(株)ヤトロノ	三光純薬(株)
		2—8℃	1 年	(株)ヤトロノ	三光純薬(株)
		常温	1 年	(株)京都第一科学	(株)京都第一科学
		常温	1 年	(株)京都第一科学	(株)京都第一科学
840	¥ 35	2—8℃	1 年	ユニオンカーバイド社	長瀬産業(株)
30		2—10℃	1 年	中外製薬(株)	中外製薬(株)

測定回数	1 検体当 たり価格	保 存 法	有効または 使用 期 間	製 造 または 輸 入	販 売
3,700	¥ 70	10—25℃	2 年	第一化学薬品(株)	第一化学薬品(株)
		2—10℃	1 年	第一化学薬品(株)	第一化学薬品(株)
		冷蔵	2 年	日本ワナーランパート (株)	小野薬品(株), 三共(株)
		2—10℃	1 年		
	¥ 41	2—8℃	1 年	(株)ヤトロノ	三光純薬(株)
		2—8℃	1 年	(株)ヤトロノ	三光純薬(株)
560		2—8℃	1 年	ユニオンカーバイド社	長瀬産業(株)
30		2—10℃	1 年	中外製薬(株)	中外製薬(株)

クレアチニン測定用試薬

品 名	測 定 原 理 (方法)	適 用 機 種 名	サンプル量
706ダイテスト CRE	ヤッフエ変法, rate assay	日立716, 日立706	100 μ l
アナセラム-CRE-II	Jaffe 法	日立400, 日立500	50 μ l
クレアチニン測定用試薬	reaction rate 法	クリナライザー	
クレアチニン測定用試薬		LKB	
クレアチニン測定用試薬	Jaffe 法	東芝 LAC-02A	
クレアチニン測定用試薬	レート法 (Jaffe 変法)	日立706, 日立706D	
クレアチニン測定用試液	Jaffe 法	日立706D, 日立716	15 μ l
クレアチニン測定用試薬	Jaffe 法 (RRA)	クリナライザー	20 μ l
クレアチニン測定試薬	Jaffe 法	CentrifiChem®	40 μ l
ユニットクレアチニン	アルカリ性ピクリン酸法	RaBA Super	500 μ l

TTT, ZTT 測定用試薬

品 名	測 定 原 理 (方法)	適 用 機 種 名	サンプル量
ウルトラテストチモール混濁試験	肝機能研究班標準法	U-Chemista	50 μ l
アナセラム-TT	肝機能研究班標準法	日立400, 日立500	50 μ l
ダイテスト-TTT	肝機能研究班標準法	日立716, 日立706	50 μ l
ウルトラテスト硫酸亜鉛混濁試験	肝機能研究班標準法	U-Chemista	50 μ l
アナセラム-ZT	肝機能研究班標準法	日立400, 日立500	50 μ l
ダイテスト-ZTT	肝機能研究班標準法	日立716, 日立706	20 μ l
TTT 測定用試薬	肝機能研究班標準法	日立706, 706D, 716	
TTT 測定用試薬		東芝 LAC-02A	
TTT 測定用試薬	肝機能研究班標準法	クリナライザー	
ZTT 測定用試液	肝機能研究班標準法	JCA, LAC-02A	
ZTT 測定用試液	肝機能研究班標準法	日立706, 706D, 716	
硫酸亜鉛混濁試験用硫酸亜鉛バルビタール試液	肝機能研究班標準法	日立716	20 μ l
		クリナライザー	10 μ l
チモール混濁試験用チモールバルビタール試液	肝機能研究班標準法	日立716	20 μ l
ユニキット TTT	チモール混濁反応	RaBA Super	50 μ l
ユニキット ZTT	硫酸亜鉛混濁反応	RaBA Super	50 μ l

測定回数	1 検体当 たり価格	保 存 法	有効または 使用期間	製 造 または 輸 入	販 売
1,000 500	¥ 17	10—25℃	2 年	第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱
		10—25℃	2 年	第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱
		室温	1 年	栄研化学㈱	栄研化学㈱
		室温		栄研化学㈱	栄研化学㈱
2—10℃		1 年	栄研化学㈱	栄研化学㈱	
室温		1 年	栄研化学㈱	栄研化学㈱	
3,700		2—8℃	1 年	㈱ヤトロソ	三光純薬㈱
		2—8℃	1 年	㈱ヤトロソ	三光純薬㈱
740		室温	1 年	ユニオンカーバイド社	長瀬産業㈱
30		2—10℃	1 年	中外製薬㈱	中外製薬㈱

測定回数	1 検体当 たり価格	保 存 法	有効または 使用期間	製 造 または 輸 入	販 売	
60	¥ 70	2—10℃	1 年	第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱	
60	¥ 70	10—15℃	6 ヲ月	第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱	
		15—25℃	6 ヲ月	第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱	
		2—10℃	1 年	第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱	
		2—10℃	6 ヲ月	第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱	
		2—10℃	6 ヲ月	第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱	
		2—10℃	6 ヲ月	第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱	
1,000		2—10℃	1 年	栄研化学㈱	栄研化学㈱	
		2—10℃	1 年	栄研化学㈱	栄研化学㈱	
		2—10℃	1 年	栄研化学㈱	栄研化学㈱	
		2—10℃	6 ヲ月	栄研化学㈱	栄研化学㈱	
		2—8℃	1 年	㈱ヤトロソ	三光純薬㈱	
		2—8℃	1 年	㈱ヤトロソ	三光純薬㈱	
2,400		2—8℃		㈱ヤトロソ	三光純薬㈱	
30			2—10℃	1 年	中外製薬㈱	中外製薬㈱
30			2—10℃	1 年	中外製薬㈱	中外製薬㈱

ビリルビン測定用試薬

品 名	測 定 原 理 (方法)	適 用 機 種 名	サンプル量
A-Gent Bilirubin 試薬	比色 end point 法 (Evelyne-Malloy 変法)	ABA-100, 50 その他	10 μ l
ダイテスト BIL-N	アゾビリルビン法	日立716, 日立706	20 μ l
ウロテスト-BIL	アゾビリルビン法	日立678	250 μ l
アナセラム BIL II	Jendrassik-cleghorn 法	日立400, 日立500	50 μ l
ウルトラテスト	Jendrassik 変法	U-Chemista	50 μ l
総ビリルビン測定用反応試液		日立716	
総ビリルビン測定用反応試液	Jendrassik 変法	クリナライザー	
総ビリルビン測定用反応試液	Jendrassik 変法	東芝 LAC-02A	
総ビリルビン反応試薬	アゾビリルビン法	日立706, 706D	
ヘマグラフ-Bil	Evelyne-Malloy 変法		40—50 μ l
総ビリルビン測定用試液	Jendrassik	日立716	20 μ l
総ビリルビン測定用試液	Jendrassik-Cleghorn	クリナライザー	20 μ l
Total Bilirubin 測定試薬	ジアゾ法	CentrifiChem®	25 μ l
ユニキット総ビリルビン	エベリンマロイ変法	RaBA Super	50 μ l

グルコース測定用試薬

品 名	測 定 原 理 (方法)	適 用 機 種 名	サンプル量
A-Gent Glucose UV 試薬	UV-one point assay (HK, G-6-PDH)	ABA-100, ABA-50 その他分析機器	5 μ l
Glucose 測定試薬	ヘキソキナーゼ法	CentrifiChem®	5 μ l

測定回数	1 検体当 たり価格	保 存 法	有効または 使用 期 間	製 造 また は 輸 入	販 売
120	¥ 29	28℃以下	6 ヲ月	アボット(株)	アボット(株)
240	¥ 23			アボット(株)	アボット(株)
480	¥ 14			アボット(株)	アボット(株)
840	¥ 11			アボット(株)	アボット(株)
1,000		10—25℃	2 年	第一化学薬品(株)	第一化学薬品(株)
		10—25℃	2 年	第一化学薬品(株)	第一化学薬品(株)
		10—25℃	2 年	第一化学薬品(株)	第一化学薬品(株)
		2—10℃	1 年	第一化学薬品(株)	第一化学薬品(株)
		2—10℃	1 年	栄研化学(株)	栄研化学(株)
		室温		栄研化学(株)	栄研化学(株)
		2—10℃	1 年	栄研化学(株)	栄研化学(株)
		2—10℃	1 年	栄研化学(株)	栄研化学(株)
3,000		5℃以下	1 年	(株)京都第一科学	(株)京都第一科学
		2—8℃	1 年	(株)ヤترون	三光純薬(株)
		2—8℃	1 年	(株)ヤترون	三光純薬(株)
560	¥ 27	2—8℃	1 年	ユニオンカーバイド社	長瀬産業(株)
30		2—10℃	1 年	中外製薬(株)	中外製薬(株)

測定回数	1 検体当 たり価格	保 存 法	有効または 使用 期 間	製 造 また は 輸 入	販 売
60	¥ 42	28℃以下	6 ヲ月	アボット(株)	アボット(株)
120	¥ 33			アボット(株)	アボット(株)
240	¥ 30			アボット(株)	アボット(株)
420	¥ 27			アボット(株)	アボット(株)
1,200	¥ 20			アボット(株)	アボット(株)
840	¥ 32	2—8℃	1 年	ユニオンカーバイド社	長瀬産業(株)

グルコース測定用試薬

品 名	測 定 原 理 (方法)	適 用 機 種 名	サンプル量
グルコース測定用試薬		日立 400, 500 日立 716, 706, 706D テクニコンII型 テクトロンフリーガー 240 LKB 8600 テクニコン SMA 東芝ベックマン	20 μ l 10 μ l 4 μ l 10 μ l 10 μ l 10 μ l
ダイテスト GLU	グルコースオキシダーゼ法	JCA クリナライザー	10 μ l
ウロテスト-GLU	グルコースオキシダーゼ法	日立 716, 706	10 μ l
アナセラム-GLU-II	グルコースオキシダーゼ法	日立 400, 日立 500	15 μ l
ウルトラテスト	グルコースオキシダーゼ法		20 μ l
グルコース・HK・テスト	グルコースオキシダーゼ法 UV-end point assay (HK, G-6-PDH)	U-Chemista AA-II, SMA, LKB・ 8600, 2086, ファース トアナライザー, その 他	20 μ l
オートバック®A・グルコース	酵素比色法 (GOD, POD)	日立 706D, AA-I, II, SMA, LKB 8600, その他	
グルコーステストE	酵素法	CentrifiChem	10 μ l
GLU 測定用試薬	酵素法	TBA-360	8 μ l
レフロマートグルコース	酵素試験紙法	レフロマート	
グルコース測定用試薬	酵素法	日立 706, 706D	
グルコース測定用試薬	G-O 法	東芝 LAC-02A	
グルコース測定用試薬		日立 716	
グルコース測定用試薬	グルコースオキシダーゼ法	クリナライザー	
グルコース測定用試薬	グルコースオキシダーゼ法	日立 400, 500, 716, オリンパス ACA	20 μ l
グルコース測定用試薬	rate assay	クリナライザー	10 μ l
ユニキット血糖	酵素法	RaBA Super	20 μ l

測定回数	1 検体当 たり単価	保 存 法	有効または 使用期間	製 造 または 輸 入	販 売
30	¥ 34	2—10℃ 2—10℃ 2—10℃ 2—10℃ 2—8℃	1.5 年 1 年 1.5 年 1 年 9 ヶ月	片山化学㈱	三光純薬㈱
	¥ 14			片山化学㈱	三光純薬㈱
	¥ 12			片山化学㈱	三光純薬㈱
	¥ 14			片山化学㈱	三光純薬㈱
	¥ 23			片山化学㈱	三光純薬㈱
				片山化学㈱	三光純薬㈱
	¥ 23			片山化学㈱	三光純薬㈱
				第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱
				第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱
				第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱
200 300—400	¥120	2—10℃	1 年	第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱
		2—8℃	9 ヶ月	ベーリンガー社	ベーリンガー・マンハイム山之内㈱
		2—8℃	1 年	ベーリンガー社	ベーリンガー・マンハイム山之内㈱
		2—10℃	1 年	関東化学㈱	中外製薬㈱
50	¥ 8	2—10℃	1 年	東芝化学工業㈱ 生物理化学(研)	東芝メディカル㈱取扱
		2—10℃	1 年	東芝化学工業㈱ 生物理化学(研)	東芝メディカル㈱取扱
1,000 330—800	¥100	室温		ベーリンガー・マンハイム・ジャパン㈱	山之内製薬㈱
		2—10℃	1 年	栄研化学㈱	栄研化学㈱
		2—10℃	1 年	栄研化学㈱	栄研化学㈱
		2—10℃	1 年	栄研化学㈱	栄研化学㈱
		2—10℃	1 年	栄研化学㈱	栄研化学㈱
		2—8℃	1 年	㈱ヤマトロン	三光純薬㈱
30		2—10℃	1 年	㈱ヤマトロン 中外製薬㈱	三光純薬㈱ 中外製薬㈱

カルシウム測定用試薬

品 名	測 定 原 理 (方法)	適 用 機 種 名	サンプル量
ダイテスト CA	OCPC 法	日立 716, 日立 706	20 μ l
アナセラム CA	OCPC 法	日立 400, 日立 500	25 μ l
ウルトラテスト	OCPC 法	U-Chemista	50 μ l
A-Gent Calcium 試薬	比色 end point 法 (ortho-cresol phthalein -complexon 法)		10 μ l
カルシウム測定用試薬		日立 716	
カルシウム測定用試液		日立 716, 日立 706D	5 μ l
カルシウム測定用試液	OCPC	クリナライザー	10 μ l
カルシウム測定試薬	アリザリン法	CentrifiChem®	10 μ l
ユニキットカルシウム	OCPC 法	RaBA Super	50 μ l

マグネシウム測定用試薬

品 名	測 定 原 理 (方法)	適 用 機 種 名	サンプル量
アナセラム-MG	キシリジルブル法	日立 400, 日立 500	20 μ l
ダイテスト-MG	キシリジルブル法	日立 716, 日立 706	5 μ l

無機燐測定用試薬

品 名	測 定 原 理 (方法)	適 用 機 種 名	サンプル量
アナセラム-IP-II	Fiske-Subbarow 法	日立 400, 日立 500	50 μ l
ダイテスト-IP-N	Fiske-Subbarow 変法	日立 716, 日立 706	20 μ l
無機リン測定試薬	Daly・Ertingshausen 法	CentrifiChem®	10 μ l
ユニキット無オキリン	ローリー・ロベツ変法	RaBA Super	50 μ l

測定回数	1 検体当 たり価格	保 存 法	有効または 使用 期 間	製 造 また は 輸 入	販 売
30	¥100	10—25℃	2 年	第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱
		10—25℃	2 年	第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱
		2—25℃	2 年	第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱
		室温	6 ヵ月	アボット㈱	アボット㈱
240	¥ 15	室温	6 ヵ月	アボット㈱	アボット㈱
480	¥ 10	室温	6 ヵ月	アボット㈱	アボット㈱
840	¥ 7	室温	6 ヵ月	アボット㈱	アボット㈱
5,000	¥ 2.4 ¥ 8.5	2—10℃	1 年	栄研化学㈱	栄研化学㈱
		2—10℃	1 年	㈱ヤترون	三光純薬㈱
		2—10℃	1 年	㈱ヤترون	三光純薬㈱
560	¥ 28	2—8℃	1 年	ユニオンカーバイド社	長瀬産業㈱
30		2—10℃	1 年	中外製薬㈱	中外製薬㈱

測定回数	1 検体当 たり価格	保 存 法	有効または 使用 期 間	製 造 また は 輸 入	販 売
		10—25℃	2 年	第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱
		10—25℃	2 年	第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱

測定回数	1 検体当 たり価格	保 存 法	有効または 使用 期 間	製 造 また は 輸 入	販 売
560 30	¥ 28	10—25℃	2 年	第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱
		10—25℃	2 年	第一化学薬品㈱	第一化学薬品㈱
		2—8℃	1 年	ユニオンカーバイド社	長瀬産業㈱
		2—10℃	1 年	中外製薬㈱	中外製薬㈱

血液検査用試薬

品 名	測定項目	測定原理 (方法)	測定回数	1検体当たり価格
ウルトラテスト “ヘモグロビン”	ヘモグロビン	Oxyhemoglobine 法	60	¥ 55
ゼネラルダイアグノスティックス シンプラスチンA	PT			¥ 55
プラテリン	PTT			¥ 44
プラテリン・ プラスアクチベーター	APTT			¥ 44
オルソー ブレントロンボプラスチン	PT		250	¥ 40
活性トロンボファックス試薬	APTT		300	¥ 43.3
フィブリンデックス	TT		60	¥ 350
コラーゲンリエージェント “ホルム”	血小板凝集 反応 コラーゲン 凝集反応		3,000	

血清検査用試薬

品 名	測定項目	測定原理 (方法)	測定回数	1検体当たり価格
リバーセル	HBs	HA, HAI	100	¥ 230
Las-R テスト (IgA, IgG, IgM)	IgA, IgG, IgM	分子光散乱法	各 120	¥ 300
Las-R テスト 補体 C3	C3	分子光散乱法	各 120	¥ 300
Las-R テスト トランスフェリン	トランスフェリン	分子光散乱法	各 120	¥ 300
Las-R テスト アルブミン	アルブミン	分子光散乱法	各 120	¥ 300
Las-R テスト パプトグロビン	パプトグロビン	分子光散乱法	各 120	¥ 300
Las-R テスト α_1 -アンチトリプシン	α_1 -アンチトリプシン	分子光散乱法	各 120	¥ 300
Las-R テスト 補体 C4	C4	分子光散乱法	各 120	¥ 300

サンプル量	保 存 法	有効または 使用期間	適 用 機 種 名	販売または製造
20 μ l	2—10℃	1 年	U-Chemista	(製・販) 第一化学薬品(株)
100 μ l	冷蔵	2 年	コアグAメイト、フィブロメータ、他	(輸) 日本ワーナーランバート(株)
100 μ l	冷蔵	2 年	コアグAメイト、フィブロメータ、他	(販) 小野薬品(株)・三共(株)
100 μ l	冷蔵	2 年	コアグAメイト、フィブロメータ、他	
	2—8℃	2 年	コアグAメイト、フィブロメータ、他	(製) オルソー社
	2—8℃	2 年	コアグAメイト、フィブロメータ、他	(販) 三光純薬(株)
	2—8℃	3 年	コアグAメイト、フィブロメータ、他	
20 μ l	4—6℃	1 年(溶解 後2ヵ月)	NKK 凝集計 (PA トレーサー Model PAT-4, PAC トレーサー Model Pact- 2D) 光電光度計式凝集計 (Seneo デュアルサンプルアグレ ゴメーター、EEL 血小板凝集メ ーター Model 169)	(製) Hormon-Chemie社 (販) 二光機械(株)

サンプル量	保 存 法	有効または 使用期間	適 用 機 種 名	販売または製造
25 μ l	2—5℃ (禁凍結)		マイクロプレート	(製) 目黒研究所 (販) 山之内製薬(株)
50 μ l	2—8℃	約1年	レーザーネフエロメーター PDQ	(輸) 日本トラベノール(株)
50 μ l	2—8℃	約1年		(販) 三光純薬(株)
50 μ l	2—8℃	約1年		
50 μ l	2—8℃	約1年		
50 μ l	2—8℃	約1年		
50 μ l	2—8℃	約1年		
50 μ l	2—8℃	約1年	レーザーネフエロメーター PDQ	

尿検査用試薬

品 名	試 験 項 目							
	pH	蛋 白 質	ブ ド ー 糖	潜 血	Uro.*	Bil.	ケ ト ン 体	細 菌
ウロテスト Glu. 試薬			○					
ウロテスト Pro. 試薬		○						
ウロテスト Uro. 試薬					○			
ウロテスト Bil. 試薬						○		
ウロテスト Ket. 試薬							○	
ウロテスト Bld. 試薬				○				
ウロテスト pH 試薬	○							
ユリフレット 4A試験紙	○	○	○	○				
ユリフレット 5A試験紙	○	○	○	○	○			
ユリフレット 6A試験紙	○	○	○	○		○	○	
ユリフレット 7A試験紙	○	○	○	○	○	○	○	
BM テストストリップ								
BM テスト 8	○	○	○	○	○	○	○	○
BM テスト 6	○	○	○	○	○		○	
BM テスト 4		○	○	○	○			
BM テスト 3	○	○	○					
BM テスト GPS		○	○	○				
BM テスト N3	○	○	○					○
BM テスト BU					○	○		
BM テストウロビリノーゲン					○			
BM テストビリルビン						○		
BM テストN(メタルシール)								○

検体量	適用機種名	保 存 法	有 効 期 間	1 検 体 当たり価格	製 造・輸 入・販 売
15 μ l 90 μ l 90 μ l 250 μ l 90 μ l 60 μ l 90 μ l	日立 678 形尿自 動分析装置	2—10°C 10—25°C 10—25°C 10—25°C 10—25°C 2—10°C 2—10°C	1 年 2 年 2 年 2 年 2 年 1 年 1 年		〔製・販〕 第一化学薬品(株)
dip & Read	高速オーション アナライザー			¥ 45 ¥ 50 ¥ 60 ¥ 65	〔製〕 (株)京都第一科学 〔販〕 山之内製薬(株)
		室温 室温 室温 室温 室温 室温 室温 室温 室温 室温		¥ 80 ¥ 56 ¥ 44 ¥ 16 ¥ 36 ¥ 40 ¥ 34 ¥ 20 ¥ 17 ¥ 72	〔輸〕 ベーリンガー・マンハイム・ ジャパン(株) 〔販〕 山之内製薬(株)

*ウロビリノーゲン

“買う,より“借りる,,

新しい経営法

リースをお考えなら
ご一報ください

03(274)5731

埼玉銀行をはじめ有力金融機関
一流商社・メーカーの協同出資に
よる総合リース会社



首都圏リース株式会社

〒104 東京都中央区八重洲4-1-22
東京駅前ビル5階

⑩ 器具・器材

器具・器材（含・ディスプレイ）

品 名	容 量	精 度	材 質	用 途
クリーン 99L クリーン 99L-100			洗 剤 洗 剤	自動分析器の洗浄 自動分析器の洗浄
ミーカス-A	10 ml		スチロール	血清分離 (専用試験管)
ミーカス-AG	12 ml		ガラス	血清分離 (専用試験管)
毛細血管血・血清分離管 マイクロテイナ Capillary Blood Serum Separator	約 600 μ l 採血用		プラスチック： (採血管とふた) ガラス： (毛細管)	毛細血管血の血清分 離に使用

包 装	標準価格	特 徴	販 売 ・ 製 造
4.0 kg 2 l	¥ 7,200 ¥ 4,600		(販・製) 寺内ケミカル(株)
500本包装	¥ 1,500	1. 検査値への影響は全くない。 2. 血清の分取が傾斜によって可能（ピペット不要）。 3. 血清のロスがない。 4. 血球混入が防げる。 5. 分離剤を加える手間が不要。 6. HB 感染等の防止に役立つ。	(販・製) 日本ケミファ(株)
500体包装	¥ 20,000	1. 検査値への影響は全くない。 2. 血清の分取が傾斜によって可能（パペット不要）。 3. 血清のロスがない。 4. 血球混入が防げる。 5. 分離剤を加える手間が不要。 6. HB 感染等の防止に役立つ。	(販・製) 日本ケミファ(株)
20本×10	¥ 35,000	検体検査の中で小児、新生児を対象とする場合の配慮として測定法の微量化と同時に検体採取、検体管理の条件が重要。マイクロテナはこの条件を十分満足できる。毛細血管血の採血・遠心分離血清保存をすべて1本のプラスチック管内で可能にする経済性に富んだシステム。	(販) 藤沢メディカルサプライ(株) (製) 米国・ベクトン・ディッキンソン社

器具・器材（含・ディスプレイ）

品 名	容 量	精 度	材 質	用 途
血清分離専用真空採血管 バキュテイナ SST	7 ml 10 ml		ガラス管 ゴム栓	血清分離用プレート シリコン加工（分離 剤入）
断熱トランスファーピペット	5～900 μ l ま で28種類	1%以下	合成樹脂	ノック式採量ピペッ ト
サンズ式 超微量自動ピペット	5～250 μ l ま で9種類	1%	ポリエチレン	試料採取および分注
CM ピペット	5～200 μ l ま で10種類	1%	ガラス	使い捨ての採血用ピ ペット

包 装	標 準 価 格	特 徴	販 売 ・ 製 造
100本入	¥ 6,000 ¥ 6,500	バキュティナ SST は労力と時間を節約分離剤入（シリコン）真空採血管なので採血から検査の実施までに必要な用具がすべてそろっている。	（販） 藤沢メディカルサプライ㈱ （製） 米国・ベクトン・ディッキンソン社
1 本 （チップ100本付）	¥ 8,000	ノック式の盲点であった掌の温度による誤差は比較的大きなものである。その点を解決した断熱ジャケットを本体に組込んだ新製品。新設計のフィンガーレストにより、手の疲れが非常に少ない。	（販） 富士工業㈱ （製） 西独・ブランド社
1 本入ケース	各種 ¥ 9,800	手の疲れない能率的かつ再現精度のよい採量ピペット。一定量の採取、分注が自動的に連続して行なわれ、ガラスのように内壁に水滴も残らず再現性の優れた使いやすいピペット。	（販） 富士工業㈱ （製） 米国・ベックマン社
1 筒250本入 （吸込チューブ付）	¥ 5,000	血清肝炎等の危険防止と、洗浄時間の無駄をなくした。使いやすいカラーコードで種類分けされている。ザーリー用等検査目的により各種容量がある。	（販） 富士工業㈱ （製） 米国・ドラモンド社

器具・器材（含・ディスプレイザブル）

品 名	容 量	精 度	材 質	用 途
ヘマトクリット毛細管	規格品		ガラス毛細管	ヘマトクリット値測定用
ピペットエイド				強酸、強アルカリ等、危険物溶液の分注
バリペット	$1\sim 5\ \mu l$ $5\sim 25\ \mu l$ $25\sim 50\ \mu l$ $50\sim 100\ \mu l$ $100\sim 200\ \mu l$ $200\sim 1,000\ \mu l$ $1,000\sim 5,000\ \mu l$	$\pm 1\%$	本体：合成樹脂 チップ：ポリプロピレン	各種液体の採取
目盛付きマイクロピペット	$5\ \mu l$ $10\ \mu l$ $20\ \mu l$ $25\ \mu l$ $44.7\ \mu l$ $50\ \mu l$ $75\ \mu l$ $100\ \mu l$	$\pm 1\%$	ガラス毛細管	血液検査、アイソトープ溶液の採取

包 装	標 準 価 格	特 徴	販 売 ・ 製 造
ブレイン ヘパリン処理 100本×12 バイアル	¥ 3,720 ¥ 5,400	ドラモンド社が世界中に供給しているヘマトクリット値測定用ガラス毛细管。大量生産により国産品と同価格で販売できるようになった。採血する際、皮膚への損傷を防ぐために、先端の一方は滑らかである。	(販) フナコシ薬品㈱ (製) 米国・ドラモンド社
1 セット	¥ 55,000	ピペットエイドは口で吸込むピペティングの代わりに使用する電動ピペッターである。1～25 ml のメスピペット等を使用し、本体ボタンにより液の吸込み、排出速度を自由にかえられる。	(販) フナコシ薬品㈱ (製) 米国・ドラモンド社
1 本	¥ 25,000 ¥ 25,000 ¥ 25,000 ¥ 25,000 ¥ 25,000 ¥ 25,000 ¥ 33,000	バリペットは一定量溶液を正確に早く測定できる可変式精密マイクロピペット。ピペットチップはポリプロピレン製の使い捨てなので、アイソトープ溶液を使用した時の汚染の心配のない安全なピペット。	(販・製) フナコシ薬品㈱
各 250 本	¥ 4,000	目盛付きマイクロピペットは使いやすくするため、サイズが簡単に識別できるように色付きバンドと目盛マークが印刷されている。検査室、各種実験室において使てピペットとして広く使用されている。	(販) フナコシ薬品㈱ (製) 米国・ドラモンド社

器具・器材（含・ディスプレイ）

品 名	容 量	精 度	材 質	用 途
5 μ l マイクロディスプレイペンサー	1~5 μ l	±1%	本体部：アルミニウム ピペット部：ガラス毛細管	微量溶液の採取
ダイヤル式 マイクロディスプレイペンサー	(最大容量) 10 μ l 25 μ l 50 μ l 100 μ l	±1%	本体部：アルミニウム ピペット部：ガラス毛細管	微量溶液の採取
ミニモジュール濃縮器			ポリアクリロニトリル	血液、尿、タンパク溶液の濃縮
マイクロキャップ	0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 100 μ l	±1%	ガラス毛細管	微量溶液の採取

包 装	標 準 価 格	特 徴	販 売 ・ 製 造
1 本 (交換用毛細管付)	¥ 20,000	特に微量溶液の採取に用い、一次元免疫拡散法プレートに空気泡も入らず正確にサンプリングできる。付属のスペンサーを用いれば1~5 μ l まで1 μ l きざみで使用でき、電気泳動、TLC のスポットティングにも使用できる。	(販) フナコシ薬品㈱ (製) 米国・ドラモンド社
1 本 (交換用毛細管付)	¥ 23,000	ガラス精密毛細管を使用した非常に正確で使いやすい可変式のマイクロピペット。液は毛細管の中のステンレスピストンで吸、排出を行なうので、空気泡も入らず、いかなる溶液にも使用できる。	(販) フナコシ薬品㈱ (製) 米国・ドラモンド社
1 セット	¥ 25,000	分画分子量13,000 と 6,000 の2 種類のアロファイバーがあり、高性能で、取扱いの簡単な研究室向けのシングルアロファイバー型限外濾過システム。	(販) フナコシ薬品㈱ (製) 旭化成工業㈱
100 本 (ゴム球1 コ付)	¥ 1,800	精度の高いガラス毛細管できいて、毛細管の端から端までの容量が一定になっている。アイソトープや病原菌等の危険物取扱実験に、使い捨てピペットとして使用されている。	(販) フナコシ薬品㈱ (製) 米国・ドラモンド社

器具・器材（含・ティスポーザブル）

品 名	容 量	精 度	材 質	用 途
固定式マイクロディスペンサー	10 μ l 20 μ l 25 μ l 50 μ l 100 μ l 100/200 μ l	$\pm 1\%$	本体部：アルミニウム ピペット部：ガラス毛细管	臨床分析機器における微量サンプリング
精密ピペット	1～1,000 μ l	CV 0.1～1.0%	アルミ合金	試薬などの分注作業
エッペンドルフピペット 4700	1～1,000 μ l	< 2% (1 μ lは<3%)	ポリプロピレン、ダイフロン、セラミック、ステンレススチール	ピペッティング

包 装	標準価格	特 徴	販 売 ・ 製 造
1 本 (交換用毛细管付き)	¥ 20,000	ガラス毛细管を用い、液はピストン棒にて吸排出を行なうのでピペットには液は残らず、1本の毛细管を用いて繰り返し使用しても試料のコンタミネーションのない精密で使用方法の簡単なピペット。	(販) フナコシ薬品 ^(株) (製) 米国・ドラモンド社
	¥ 2,500	軽量で、しかも耐久性にすぐれた精密ピペット。ワンタッチでチップの脱着ができ、操作性に優れている。いかなる容量のピペットでも特注に応ず。	(販) ^(株) パシフィック科学貿易 (製) 米国・フィッシャー社
1 本 (グリース、レンチ付)	固定タイプ ¥ 28,000 可変タイプ ¥ 55,000	新しくチップエJECTターが内蔵された。採液・排出・チップの廃棄が押ボタン1つの操作で行なえる。	(販) ^(株) ヤトロン (輸) アーンストハンセン商会

器具・器材（含・ディスポーザブル）

品 名	容 量	精 度	材 質	用 途
ブランドディスペンセット	0.4 ml ～10 ml	< 1 %	ガラス、テフロン、セラミック、プラチナリジウム	分注
シュアセップ® (Sure-Sep)			シリコン系ポリマー	血清分離の際、試験管上に置き、遠心時に内容物が血球と血清との間に入り、血清の分離を完全にするもので、ディスポーザブル製品

器 具

品 名	温度制御	本体サイズ	判定板サイズ	判定板傾斜角度
Rh 式血液型 自動判定観察器 SM-1 型	37°C	35×12×15 (cm)	20×9(cm)・12穴 (楕円)	±15

包 装	標 準 価 格	特 徴	販 売 ・ 製 造
1 セット(500 mL ボトル付)	¥ 29,500	迅速正確に分注でき、再現性に優れる。シリンダーの動きが非常に軽く、片手で操作できる。	(販) ㈱ヤترون
1 箱 100 個入 1 ケース 10箱入	100個入 1 箱 ¥ 5,600	省力化：1 回の遠心操作で完全な分離が可能。 完全分離：血球などの汚染のない血清が得られる。 最大量の血清が得られる：通常の20%増で血清が得られる。 遠心時の蒸発防止となる。 直接サンプルカップに血清を移すことができるので操作が簡単であり、肝炎など患者血清からの感染を最少とすることができる。	(販) 小野薬品㈱・三共㈱ (輸) 日本ワーナーランバート㈱

判 定 板	使用電源	標 準 価 格	特 色 ・ 概 要	製 造
5 枚付属	100V 0.5A	判定板(5 枚入) ¥ 8,000 観察器 ¥ 60,000	判定板をのせワンタッチで2 分間だけ自動的に傾斜反覆する。手間がかからず、簡便で迅速正確に判定できる。器内の温度は約37℃に保たれ、判定板は特殊な楕円の穴が12個あり、ガラスと違い堅牢。	㈱富士理研

⑪ 出展会社別索引

単品リースからトータルシステムリースまで
医療設備・機器リースのことなら
どんなことでもお気軽にご相談下さい

グローバルなリース会社をシンボライズする
CROWN LEASING CORP. のマークです



通産省指定
福祉関連機器リース機関

クラウン・リーシング株式会社

本社／〒100 東京都千代田区丸の内1-1-3 (AIUビル)
☎(03)216-5011(代)

大阪支店／〒541 大阪市東区安土町2丁目30番地(大阪国際ビル)
☎(06)264-6611(代)

海外子会社／CROWN INTERNATIONAL(OVERSEAS) INC,
PANAMA CITY, PANAMA
／C.L.C.(HONGKONG) LIMITED, HONGKONG
／CROWN LEASING CORPORATION OF LIBERIA,
LIBERIA

主要株主／日本不動産銀行, AIU, 大和銀行, 東京銀行,
ニューヨーク銀行, 埼玉銀行および内外主要金融機関

出展会社別索引

旭メディカル(株)

東京都中央区銀座 1-13-1 (三晃ビル)

TEL 03 (561) 8571

機 器

体外循環血液酸素飽和連続測定装置
フロキシメータ /38オートスパイロアナライザー
ASC-2000 /49

アボット(株)

東京都台東区台東4-27-4 アイデアル第5ビル

TEL 03(835)2621(代)

機 器

アボット超微量分析装置 ABA 50 /19

アボット自動分析装置 ABA 100 /20

アボット自動細菌学システム MS-2 /48

ABA-100 データ処理システム /62

ABA-100 データ処理システム /65

試 薬

GOT, GPT 測定用試薬 /74

LDH 測定用試薬 /78

Al-p 測定用試薬 /82

 γ -GTP 測定用試薬 /84

CPK 測定用試薬 /86

 α -HBD 測定用試薬 /88

コレステロール測定用試薬 /90

TG 測定用試薬 /92

総タンパク測定用試薬 /94

BUN 測定用試薬 /96

ビリルビン測定用試薬 /102

グルコース測定用試薬 /102

カルシウム測定用試薬 /106

安部商事(株)

大阪市北区宗是町 1 (大阪ビル)

TEL 06(443)8801

機 器

デジタル分光光度計エンザイムシス
テム55型 /2

(株)アムコ

東京都千代田区飯田橋 4-8-7

TEL 03(265)4261

機 器

デジテック /2

ユニテストシステム /18

ウルトララブシステム /18

セルトラック /27

コアギュレーションアナライザー /31

PRIAS PGD 型自動ガンマーカウン
ティングシステム /45PRIAS PL 型検体シンチレーション
カウンター /45PRIAS ベーター/ガンマー RIA ト
ータルシステム /45PRIAS PS 型サンプルプレパレーシ
ョン装置 /52

アロカ(株)

三鷹市牟礼 6-22-1

TEL 0422(45)5111

(株)内田洋行

東京都中央区新川 2-4-7

TEL 03(553)3111

機 器

パーソナルコンピューター /61

SEIKO 5500

プロテイングライタ SEIKO 7015 /64

エイ・エッチ・エス・ジャパン(株)

東京都港区虎の門 2-3-13 (第18森ビル)

TEL 03(591)6421

機 器

オート・ファイ	/31
オートウェルガンマカウンター	/46
AW 14120/1450	/47
クームステスト全自動装置 C-7M	/54
オートマチック・ダイリユーター	/57
イムヒュージ	

栄研化学(株)

東京都文京区本郷 1-33-8

TEL 03(813)5401

機 器

デルター1000	/2
----------	----

試 薬

GOT, GPT 測定用試薬	/76
LDH 測定用試薬	/80
Al-p 測定用試薬	/82
γ -GTP 測定用試薬	/84
LAP 測定用試薬	/86
CHE 測定用試薬	/88
α -HBD 測定用試薬	/88
コレステロール測定用試薬	/92
TG 測定用試薬	/92
β -リボ蛋白測定用試薬	/94
総タンパク測定用試薬	/94
アルブミン測定用試薬	/96
BUN 測定用試薬	/98
クレアチニン測定用試薬	/100
TTT, ZTT 測定用試薬	/100
ビリルビン測定用試薬	/102
グルコース測定用試薬	/104
カルシウム測定用試薬	/106

オリンパス販売(株)

東京都千代田区神田駿河台 3-7

TEL 03(251)9311

機 器

自動電気泳動装置 OLYMPUS AES	/8
オリンパス初速度光度計	/12
QUICKRATE	
自動分析装置 OLYMPUS ACA-6000	/18

片山化学工業(株)

大阪市東区道修町 3-27

TEL 06(203)3441

試 薬

GOT, GPT 測定用試薬	/74
LDH測定用試薬	/78
Al-p 測定用試薬	/82
γ -GTP 測定用試薬	/84
コレステロール測定用試薬	/90
TG 測定用試薬	/92
グルコース測定用試薬	/104

萱垣医理科工業(株)

東京都文京区本郷 3-14-16

TEL 03(812)5285

機 器

電気泳動装置 CEP 3 型	/9
フルオートマチックデンスitomーター	/9
ADC 20-S	
メモリ分類計算器 MMT 12	/37
メモリ骨髓像計数装置 MMT 42B	/37
マイクロアッセイシステム	/47

関東化学(株)

東京都中央区日本橋本町 3-7

TEL 03(279)1751

試 薬

血清 GOT, GPT 測定用試薬	／76
LDH 測定用試薬	／80
Al-p 測定用試薬	／82
コレステロール測定用試薬	／92
BUN 測定用試薬	／96
グルコース測定用試薬	／104

(株)京都第一科学

京都市南区東九条西明田町57

TEL 075(672)5311

機 器

アイトーンマーク II	／12
尿自動分析装置高速オーションアナライザ®	／43

試 薬

BUN 測定用試薬	／98
ビリルビン測定用試薬	／102

協和醸酵工業(株)

東京都千代田区大手町 1-6-1

TEL 03(201)7211

試 薬

コレステロール測定用試薬	／90
リン脂質測定用試薬	／94

コーニング メディカル

東京都港区赤坂 1-9-20 (興和ビル別館)

TEL 03(586)1051

機 器

コーニング 450 炎光々度計	／ 6
コーニング 460 全自動炎光々度計	／ 6
コーニング 430 炎光々度計	／ 7
コーニング 940 カルシウムメータ	／14
コーニング 920 クロライドメータ	／14
コーニング 165/2 血液 pH ガス分析装置	／38
コーニング 175 全自動血液 pH ガス分析装置	／39

国際試薬(株)

兵庫県神戸市生田区東町 113-1

TEL 078(392)1451

コスモ(株)

東京都文京区本郷 3-26-8

TEL 03(811)6477

機 器

D-707 コスモフルオートデンストメーター MARK III	／ 9
---------------------------------	-----

(株)サイエンスラボラトリー

東京都港区南青山2-24-12 (青山ハニービル)

TEL 03(470)6330

機 器

検査・分析データ磁気テープ収録装置 CMT-1	／61
WANG 2200-T	／61
WANG 2200-PCS II	／61
WANG 2221R	／64
DR-300	／64

(株)サイニクス

東京都豊島区目白 5-22-19

TEL 03(950)5554

機 器

タイターユニット®微量分注器 ST 605	／52
タイターユニット® PERFECTER ST-606	／54
タイターユニット自動連続希釈装置 ST-505	／54
卓上小型振とう器ミニシェーカー	／56
シンクロシェーカー精密周期振とう器	／56
ドライブロックバスAL-1000型	／59

サクラ精機(株)

東京都中央区日本橋本町 3-9

TEL 03(270)1666

機 器

白血球自動分類装置ヘマトラック	／36
血液標本自動染色装置RSG-50	／51

三共(株)

東京都中央区銀座 2-7-12

TEL 03(562)0411

機 器

血糖分析装置グルコライザーTM	／17
-----------------	-----

試 薬

コントロール血清 (正常値域)	／66
コントロール血清 (異常値域)	／70
血清凝固コントロール血清	／72
GOT, GPT 測定用試薬	／74
LDH 測定用試薬	／80
Al-p測定用試薬	／82
酸ホスファターゼ測定用試薬	／84
γ-GTP 測定用試薬	／84
CPK 測定用試薬	／86
アミラーゼ測定用試薬	／88
アルブミン測定用試薬	／96
BUN 測定用試薬	／96
尿酸測定用試薬	／98
血液検査用試薬	／108

器具・器材

シュアセップ®	／122
---------	------

三光純薬(株)

東京都千代田区岩本町 1-10-6

TEL 03(863)3261

機 器

デシントメーター	／9
RRA 340-II 酵素反応速度測定装置	／19
クロテックシステム	／32
オートマチックピペッター-222-1A	／52
オートマチックダイリ्यूター 222-20-SPR	／54
Labocrit CW-4000 クームス血球洗 浄機	／57
Labocrit HM-3000 高速ヘマトクリ ット遠心機	／57

試 薬

コントロール血清 (正常値域)	／66
コントロール血清 (異常値域)	／68
血液凝固コントロール血清	／72
GOT, GPT 測定用試薬	／74
Al-p 測定用試薬	／82
血液検査用試薬	／108

シノテスト商事(株)

東京都千代田区麹町3-2 (第3 麹町ビル)

TEL 03(239)3741

試 薬

LDH 測定用試薬	／80
コレステロール測定用試薬	／92

(株)島津製作所

京都市中京区西ノ京桑原町1

TEL 075(811)1111

機 器

全自動炎光々度計M-1	/ 7
クロライドメータ	/14
島津臨床用ナトリウム・カリウム イオンメータ CIM-101	/14
デュボン aca 臨床用自動化学分析装置	/19
島津ラジオイムノアッセイ・システム	/46
島津多本架遠心分離機 CPN-005	/57
島津動物用自動天びん GD-200M	/58
島津ダブルビーム分光々度計用電子冷 熱式セル温度コントローラ	/59

常光産業(株)

東京都文京区本郷 3-19-4

TEL 03(815)1717

(株)セントラル科学貿易

東京都中央区日本橋小網町2-2(秋山ビル)

TEL 05(668)1401

機 器

AMINCO-BOWMAN 蛍光分光々 度計	/ 2
ROTOCHEM IIa/36 データリンク システム	/19
HEM-O-SCAN 酸素解離度測定装置	/39
FLUORO-MONITOR	/59
BAILEY マイクロプローブ・サーモ メータ	/59

第一化学薬品(株)

東京都中央区日本橋 3-13-5

TEL 03(272)0671

機 器

U-Chemita	/12
試 薬	
コントロール血清 (正常値域)	/66
コントロール血清 (異常値域)	/68
GOT, GPT 測定用試薬	/74
LDH 測定用試薬	/78
Al-p 測定用試薬	/82
γ -GTP 測定用試薬	/84
LAP 測定用試薬	/86
CHE 測定用試薬	/88
α -HBD 測定用試薬	/88
アミラーゼ測定用試薬	/88
コレステロール測定用試薬	/90
TG 測定用試薬	/92
総タンパク測定用試薬	/94
アルブミン測定用試薬	/96
BUN 測定用試薬	/96
尿酸測定用試薬	/98
クレアチニン測定用試薬	/100
TTT, ZTT 測定用試薬	/100
ビリルビン測定用試薬	/102
グルコース測定用試薬	/104
カルシウム測定用試薬	/106
マグネシウム測定用試薬	/106
無機リン測定用試薬	/106
血液検査用試薬	/108
尿検査用試薬	/110

(株)立石ライフサイエンス研究所
京都市右京区花園中御門町
TEL 075(811)9251

機 器

細胞分析装置 MICROX /37
血清分取分注装置 /52

試 薬

コントロール血清(正常値域) /64
コントロール血清(異常値域) /66

中外製薬(株)
東京都千代田区岩本町 1-10-6
TEL 03(862)8251

機 器

RaBA-SUPER /13

試 薬

GOT, GPT 測定用試薬 /76
LDH 測定用試薬 /80
Al-p 測定用試薬 /82
 γ -GTP 測定用試薬 /84
LAP 測定用試薬 /86
CPK 測定用試薬 /86
コレステロール測定用試薬 /90
総タンパク測定用試薬 /94
アルブミン測定用試薬 /96
尿酸測定用試薬 /98
BUN 測定用試薬 /98
クレアチニン測定用試薬 /100
TTT, ZTT 測定用試薬 /100
ビリルビン測定用試薬 /102
グルコース測定用試薬 /104
カルシウム測定用試薬 /106
無機リン測定用試薬 /106

寺内ケミカル(株)

大阪市東区和泉町 1-22

TEL 06(941)7678

器具・器材

クリーン 99L /112
クリーン 99L-100 /112

東亜医用電子(株)

兵庫県神戸市兵庫区下沢通 5-1-8

TEL 078(576)0226

機 器

トーマ自動血小板計数装置 PL-100 /27
トーマ自動血球計数器 CC-107 /27
トーマ自動血球計数装置 CC-108 /27
システム
トーマ自動血球計数装置 CC-108 /28
トーマ自動血液分析装置 CC-710 /40
トーマ簡易自動尿分析装置 TU-120 /43
トーマ簡易自動尿分析装置 TU-110 /43
トーマ自動希釈装置 AD-220 /55
トーマ振とう器 SH-500 /56
トーマ自動印字装置 DP-441 /65
トーマデータ処理装置 DPS-410 /65

東陽通商(株)

東京都中央区日本橋本石町 1-2

TEL 03(279)0771

機 器

臨床検査自動分析装置 Flieger 240R /20
臨床検査自動分析装置 Flieger 240E /20
臨床化学自動分析システム Flieger
Data Reduction System 48 SX /62

東芝メディカル(株)

東京都文京区本郷 3-26-5

TEL 03(815)7211

機 器

分光々度計 SPECTA 30 / 3
自動化学分析装置 TBA-360 / 20

試 薬

GOT,GPT 測定用試薬 / 76
LDH 測定用試薬 / 80
Al-p 測定用試薬 / 82
 γ -GTP 測定用試薬 / 84
LAP 測定用試薬 / 86
CPK 測定用試薬 / 86
CHE 測定用試薬 / 88
 α -HBD 測定用試薬 / 88
コレステロール測定用試薬 / 92
BUN 測定用試薬 / 96
グルコース測定用試薬 / 104

長瀬産業(株)

東京都中央区日本橋小舟町 2-3

TEL 03(665)3174

機 器

ナショナル・エレクトロニック・デ
ンシトメータ / 10
CentrifiChem® System 400 / 21

試 薬

GOT, GPT 測定用試薬 / 76
Al-p 測定用試薬 / 82
LDH 測定用試薬 / 80
コレステロール測定用試薬 / 90
アルブミン測定用試薬 / 96
BUN 測定用試薬 / 98
尿酸測定用試薬 / 98
クレアチニン測定用試薬 / 100
ビリルビン測定用試薬 / 102
グルコース測定用試薬 / 102
カルシウム測定用試薬 / 106
無機リン測定用試薬 / 106

(株)日科機

東京都千代田区一番町 22-1

TEL 03(264)8191

機 器

デジタル pH イオンメーター 601A / 1
ギルフォードシステム 4 / 3
ギルフォードステイザー III / 3
グルコースアナライザー 23A / 15
カルシウムイオンアナライザーモデル
SS-20 / 15
ナトリウム/カリウム・アナライザー
モデル SS-30 / 15
ギルフォードシステム 3500 / 23
自動生化学分析装置 Coulter® Kem-
o-Lab / 23
Coulter Chemistry / 23
コールター・カウンタ ZF-6 型 / 28
コールター・チャナライザー C-1000型 / 28
スロンボカウンタ C 形 / 28
コールター・カウンタ D 型 / 29
コールター・カウンタ ZBI 型 / 29
Coag-A-Mate Dual-Channel / 32
Coag-A-Mate Single-Channel / 33
フラジリグラフ D3 / 35
コールター・カウンタ S 型 / 41
FIAX™ ファイヤクス / 47
WBC/RBC diluter / 55

日機装(株)

東京都渋谷区恵比寿 3-43-2

TEL 03(442)8311

機 器

ハイセルミニアナライザー 1600 / 21
ハイセルスーパ-17 / 21
ハイセルカウンタ 500 システム / 29

二光機材(株)

東京都品川区東五反田 5-2-1

TEL 03(443)2181

機 器

Nikon エンザイムアナライザー
RA-270 システム /21

SIENCO リノクロット /32

NKK P. A. C トレーサー
Model PAC T-2D /32

NKK プレートレットアグリメーション
トレーサー Model PAT4 /34

SIENCO デュアルサンプルアグリゲーション
メーター Model DP-247-E /34

試 薬

血液検査用試薬 /108

日本ウォーターズリミテッド

東京都千代田区飯田橋 3-4-4(第5 田中ビル)

TEL 03(264)8005

機 器

ウォーターズ高速液体クロマトグラフ /11

日本ケミファ(株)

東京都千代田区岩本町 2-2-3

TEL 03(863)1211

試 薬

GOT, GPT 測定用試薬 /76

LDH 測定用試薬 /80

器具・器材

ミーカス-A /112

ミーカス AG /112

日本光電工業(株)

東京都新宿区西落合 1-31-4

TEL 03(953)1181

機 器

ジェムサック DODEL-NIII /23

自動血球計数装置 MEK-1200 /29

ヘモグロビンアナライザ MLK-1100 /40

日本テクニコン(株)

東京都港区北青山 2-5-8

TEL 03(405)7311

機 器

UV スペクトロ・フォトメーター
UV 分光光度計 /3

電解質緊急検査装置スタット/イオン /15

機能別検査特殊検査目的オートアナライザー II 型 AA-II /22

超微量生化学自動分析装置スタック /22

12種目同時分析用オートアナライザー
SMA 12/60 /22

完全自動多種目同時分析用オートアナライザー
スマック /22

完全自動血液像分析装置ヘマログD /36

血中ガス自動測定装置 BGA /39

完全自動 8 種目血液学検査装置ヘマログ
8/90 /41

固体処理サンブラー SPSII /53

日本電子(株)

東京都昭島市中神町 1418

TEL 0425(43)1111

機 器

全自動生化学分析装置 JCA-SI6 /24

全自動生化学分析装置 JCA-H6 /24

日本トラベノール(株)

大阪市北区太融寺町 91-1

TEL 06(315)8915

機 器

レーザー・ネフエロメーター PDQ /47

試 薬

血清検査用試薬 /108

(株)日本分光メディカル

東京都文京区本郷 3-18-16

TEL 03(816)4351

機 器

UVIDEC-60 型臨床検査用分光々度計 /4

UV-50 型分光々度計 /4

FLAME-30 型自動記録炎光々度計 /7

AHS-6 型自動血液染色装置オートヘ
マスティン /51

LN-1 型リニアライザー /60

AS-160 型オートサンプラー /60

DL-300 型シリーズディジタルリニア
ライザー /62

日本ワーナーランバート(株)

東京都港区赤坂 1-9-20 (第16興和ビル)

TEL 03(585)2761

機 器

コンピュータ /53

試 薬

コントロール血清 (正常値域) /68

コントロール血清 (異常値域) /70

血液凝固コントロール血清 /72

GOT, GPT 測定用試薬 /76

LDH 測定用試薬 /80

Al-p 測定用試薬 /82

酸ホスファターゼ測定用試薬 /84

アミラーゼ測定用試薬 /88

アルブミン測定用試薬 /96

BUN 測定用試薬 /96

尿酸測定用試薬 /98

器具・器材

シュアセップ® /122

(株)パシフィック科学貿易

東京都港区赤坂 4-9-19

TEL 03(478)0741

機 器

エンザイムイムノアッセイシステム /25

グライナーセレクトィブアナライザー
GSA-II /25半自動血球計算器オートサイトメータ
-II /30

セルクリットモデル 920-A /30

全自動血球計算器ヘマライザーモデル
400 /30簡易型血液凝固測定器
MLA エレクトラ650 /33全自動血液凝固測定器
MLA エレクトラ600 /33

RIA ガンマカウンター /46

サイトタリーモデル 900 免疫細胞計数
装置 /48

自動コロニーカウンターカウントオール /49

自動染色装置H&Eオートステナー /51

超高精能ディスプレイ /53

希積分注器ダイリユーマット /55

ディジタル天秤 /58

ドライバスモデル145 /60

器具・器材

精密ピペット /120

(株)バイオメディカルシステムズ

東京都文京区本郷 2-10-9

TEL 03(816)2883

機 器

CPC 動的赤血球膜物性検査装置 /36

(株)日立製作所

東京都港区芝西久保桜川町2 (第17森ビル)

TEL 03(501)7201

機 器

701A形日立システム光度計	/ 4
100-22型日立分光光度計	/ 4
PERKIN-ELMER HGA-2100 型 フレイムレスアトマイザ	/ 8
PERKIN-ELMER 603 型原子吸光分 光光度計	/ 8
HAD-201 型平沼デンストフォトメータ	/10
U-Chemista	/12
ハイスタット700日立臨床化学分析装置	/13
CL-3 型平沼臨床検査用 クロライドカウンタ	/16
セラ-100 型堀場血清中 Na, K イオ ン分析計	/16
772形日立電解質分析装置	/16
702形日立電解質自動分析装置	/16
706D形日立自動分析装置	/24
716形日立自動分析装置	/24
678形日立尿自動分析装置	/44
PERKIN-ELMER AS-1 形自動サン プリング装置	/53
716型日立自動分析装置用データプロ セッサ	/63
HILAS	/63

不二光学機械(株)

東京都文京区本郷 3-35-4

TEL 03(813)3511

機 器

試験管自動洗浄装置 Model R-13	/58
----------------------	-----

富士工業(株)

東京都文京区湯島 4-1-14

TEL 03(814)3621

機 器

アドバンス滲透圧計DII型	/ 1
アドバンス滲透圧計CII型	/ 1
ADS 富士デジタル濃度計	/ 5
ヴァリアブルダイリユーター	/55

器具・器材

断熱トランスファーペット	/114
サンズ式超微量自動ピペット	/114
CM ピペット	/114

(株)富士理研

東京都文京区湯島 2-12-2

TEL 03(812)4648

機 器

平板型スケール移動式 直読式光電比色計	/ 5
全自動濃度計 FD-B8 型臨床検査用高 速デンストメーター	/10
調整用ゲル電気泳動分離回収装置 フリカバラーII型	/10

器具・器材

Rh 式血液型自動判定観察器 SM-1 型	/122
-----------------------	------

フナコシ薬品(株)

東京都千代田区神田駿河台 2-3

TEL 03(293)2341

器具・器材

ヘマトクリット毛細管	/116
ピペットエイド	/116
バリペット	/116
目盛付きマイクロピペット	/116
5 μ l マイクロディスペンサー	/118
ダイヤル式マイクロディスペンサー	/118
ミニモジュール濃縮器	/118
マイクロキャップ	/118
固定式マイクロディスペンサー	/120

藤沢メディカルサプライ(株)

大阪市東区道修町 4-3

TEL 06(202)1141

機 器

UV・酵素測定用分析機エンザックアナライザー /13

簡易血球計算器アキュスタットブラッドセルカウンター /30

4項目血液分析機ヘマトロジーアナライザー HA/4 /41

器具・器材

毛細血管血・血清分離管マイクロテナ /112

血清分離専用真空採血管バキュテナ SST /114

ベクトン・ディッキンソン・オーバーシーズ・インク

東京都港区赤坂 8-5-34

TEL 03(403)9991

機 器

血液凝固時間測定器フィブロシステム /33

嫌気性菌培養器ガスパックシステム /48

コンパクト細菌同定システムミニテック /49

ベーリンガー・マンハイム山之内(株)

東京都千代田区神田多町 2-9

TEL 03(252)6521

試 薬

コントロール血清(正常値域) /66

コントロール血清(異常値域) /70

GOT, GPT 測定用試薬 /74

LDH 測定用試薬 /80

Al-p 測定用試薬 /82

γ-GPT 測定用試薬 /84

α-HBD 測定用試薬 /88

コレステロール測定用試薬 /90

TG 測定用試薬 /92

グルコース測定用試薬 /104

堀井薬品工業(株)

大阪市東区内淡路町 1-37-2

TEL 06(942)3481

試 薬

LDH 測定用試薬 /78

CPK 測定用試薬 /86

マイルス・三共(株)

東京都中央区銀座 1-9-7

TEL 03(567)5511

機 器

血糖分析装置グルコライザーTM /17

全自動尿分析装置クリニラプ[®] /44

三田村理研工業(株)

東京都文京区本郷 2-27-17

TEL 03(811)6205

機 器

マルチ・マス・スクリーニング検査装置 /25

武藤化学薬品(株)

東京都文京区本郷 3-36-7

TEL 03(814)5511

機 器

SEDIMENTOR-120	/31
ALEX-8	/38
LASAC	/48

(株)ヤトロン

東京都千代田区東神田 1-11-4

TEL 03(862)1761

グルコースアナライザー M-207	/17
ヘモグロビンメーター DC-401	/40

試 薬

コントロール血清 (正常値域)	/66
コントロール血清 (異常値域)	/68
GOT, GPT 測定用試薬	/76
LDH 測定用試薬	/78
Al-p 測定用試薬	/82
酸ホスファターゼ測定用試薬	/84
γ-GPT 測定用試薬	/84
LAP 測定用試薬	/86
CPK 測定用試薬	/86
CHE 測定用試薬	/88
α-HBD 測定用試薬	/88
アミラーゼ測定用試薬	/88

試 薬

コレステロール測定用試薬	/90
TG 測定用試薬	/92
リン脂質測定用試薬	/94
総タンパク測定用試薬	/94
アルブミン測定用試薬	/96
BUN 測定用試薬	/98
尿酸測定用試薬	/98
クレアチニン測定用試薬	/100
TTT, ZTT 測定用試薬	/100
ビリルビン測定用試薬	/102
グルコース測定用試薬	/104
カルシウム測定用試薬	/106

器具・器材

エッペンドルフピペット4700	/120
ブランドディスプレイセット	/122

山之内製薬(株)

東京都中央区日本橋本町 2-5

TEL 03(244)3167

機 器

レフロマート	/17
オーションアナライザー UA-6	/44

試 薬

グルコース測定用試薬	/104
血清検査用試薬	/108
尿検査用試験紙	/110

利康商事(株)

東京都新宿区西五軒町 34-6

TEL 03(267)1211

機 器

酵素反応速度自動分析装置 AKES	/25
血液凝固検査自動記録装置 CP-8 型	/34
血小板凝集自動検査装置 PAP-3 型	/35
全自動血液ガス分析装置アイエルメーター813	/39
AKES データ処理システムリムコス-3	/63

和光純薬工業(株)

大阪市東区道修町 3-10

TEL 06(203)3741

機 器

デンストメーター型式 TW-100G	/11
尿検査自動処理機 KID-301 型	/44
採尿瓶オートカッター型式 KY-100	/60

第9回日本臨床検査自動化研究会

EXHIBITORS' CATALOGUE

発 行：日本臨床検査自動化研究会・展示業務会

製 作：㈱協和企画

印 刷：㈱恒陽社印刷所

1977年9月10日印刷

1977年9月15日発行

(非売品)

問い合わせ先：㈱東広社

〒150 東京都渋谷区渋谷 2-12-15

TEL 03 (409) 8803

広 告 索 引

オリエント・リース(株)

東京本社／〒105 東京都港区浜松町 2-4-1 TEL 03 (435) 6641 (代)
大阪本社／〒541 大阪市東区高麗橋 5-50 TEL 06 (201) 1881 (代)

協同リース(株)

本社／〒102 東京都千代田区平河町 2-7-9 TEL 03 (230) 4545 (代)

クラウン・リーシング(株)

本社／〒100 東京都千代田区丸の内 1-1-3 TEL 03 (216) 5011 (代)

首都圏リース(株)

本社／〒104 東京都中央区八重洲 4-1-22 TEL 03 (274) 5731 (代)

昭和リース(株)

本社／〒100 東京都千代田区大手町 1-7-2 TEL 03 (242) 6621 (代)

住商リース(株)

本社／〒550 大阪市西区土佐堀通 1-2-37 TEL 06 (441) 2911 (代)

センチュリー・リーシング・システム(株)

本社／〒105 東京都港区浜松町 2-4-1 TEL 03 (435) 4411 (代)

セントラルリース(株)

本社／〒460 名古屋市中区栄 2-11-30 TEL 052 (221) 1531 (代)

総合リース(株)

大阪本社／〒550 大阪市西区江戸堀北通 1-10-2 TEL 06 (448) 6661 (代)
東京本社／〒160-91 東京都新宿区西新宿 2-6-1 TEL 03 (344) 1681 (代)

東京リース(株)

本社／〒105 東京都港区新橋 5-22-10 TEL 03 (437) 3071 (代)

(株)日本リース

本社／〒100 東京都千代田区有楽町 1-12-1 TEL 03 (214) 2341 (代)

芙蓉総合リース(株)

本社／〒100 東京都千代田区大手町 1-6-1 TEL 03 (214) 6911 (代)

三井リース事業(株)

本社／〒105 東京都港区西新橋 1-1-15 TEL 03 (580) 7722 (代)

JSCLA